

УТВЕРЖДАЮ



Директор

ООО «СПДС»




А.А.Иванов


Фотографические изображения медицинского изделия
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС»,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024
производства ООО «СПДС», Россия

г. Ярославль


Фотография 1. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид спереди.




Фотография 2. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид сбоку справа.




Фотография 3. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид сбоку слева.



Фотография 4. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид сзади.





Фотография 5. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид сверху с крышкой.




Фотография 6. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Вид сверху.




Фотография 7. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Органы управления.



Фотография 8. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Маркировка изделия.




Фотография 9. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Запасные части. Предохранители



Фотография 10. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ».

Принадлежности. Корзинка емкости ванны



Фотография 11. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ». Транспортная упаковка.




Фотография 12. Ультразвуковая ванна «СПДС - 4 - УЗВ».


Маркировка транспортной упаковки

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС-4-УЗВ» по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС») Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21. Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru -230 В 50 Гц 90 ВА IP 21 Масса: брутто 5,3 кг, нетто 4,7 кг. Объем упаковки 0,02 м³. Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C. Дата упаковывания <u>28.05.2024 г</u> Заводской номер <u>003</u> Штамп ОТК:							


Фотография 13. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид спереди.



Фотография 14. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид сбоку справа.




Фотография 15. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид сбоку справа.




Фотография 16. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид сзади




Фотография 17. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид сверху




Фотография 18. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Вид сверху с крышкой



Фотография 19. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Органы управления.



Фотография 20. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Маркировка изделия.



Фотография 21. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ».

Запасные части. Предохранители



Фотография 22. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ».

Принадлежности. Корзинка емкости ванны



Фотография 23. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ». Транспортная упаковка.



Фотография 24. Ультразвуковая ванна «СПДС - 9 - УЗВ».

Маркировка транспортной упаковки

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС-9-УЗВ»
по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС»)
Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21.
Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru


~230 В 50 Гц 500 ВА IP 21 Масса: брутто 7,6 кг, нетто 7,0 кг. Объем упаковки 0,04 м³.

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-68:
- температура от минус 50°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.


Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69:
- при температуре от минус 50°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.

Дата упаковки: 28.05.2024 г. **Заводской номер:** 003 **Штамп ОТК:**


Фотография 25. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид спереди




Фотография 26. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид сбоку справа




Фотография 27. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид сбоку слева




Фотография 28. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид сзади.




Фотография 29. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид сверху с крышкой.




Фотография 30. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -1- УЗВ». Вид сверху




Фотография 31. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ». Органы управления.






Фотография 32. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ». Маркировка изделия.




Фотография 33. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ».

Запасные части. Предохранители



Фотография 34. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ».

Принадлежности. Корзинка емкости ванны



Фотография 35. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ». Транспортная упаковка.




Фотография 35. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-1 - УЗВ».


Маркировка транспортной упаковки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС-26-1-УЗВ» по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024						
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС») Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21. Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru						
~230 В 50 Гц 700 ВА IP 21 Масса: брутто 15,0 кг, нетто 14,0 кг. Объем упаковки 0,09 м³.						
Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Дата упаковывания <u>28.05.2024 г</u> Заводской номер <u>002</u> Штамп ОТК:						


Фотография 36. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -2- УЗВ». Вид спереди




Фотография 37. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -2- УЗВ». Вид сбоку справа




Фотография 38. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -2- УЗВ». Вид сбоку слева.





Фотография 39. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -2- УЗВ». Вид сзади.




Фотография 40. Ультразвуковая ванна «СПДС - 26 -2- УЗВ». Вид сверху.



Фотография 41. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ». Органы управления.



Фотография 42. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ». Маркировка изделия.



Фотография 43. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ».

Запасные части. Предохранители





Фотография 44. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ».

Принадлежности. Корзинка емкости ванны



Фотография 44. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ».

Принадлежности. Комплект корзин для эндоскопов





Фотография 45. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ». Транспортная упаковка.




Фотография 46. Ультразвуковая ванна «СПДС – 26-2 - УЗВ».


Маркировка транспортной упаковки.

						
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС-26-2-УЗВ» по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024						
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС») Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21. Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru						
~230 В 50 Гц 700 ВА IP 21 Масса: брутто 15,0 кг, нетто 14,0 кг. Объем упаковки 0,09 м³.						
Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Дата упаковывания <u>28.05.2024 г</u> Заводской номер <u>002</u> Штамп ОТК:						


Фотография 47. Ультразвуковая ванна «СПДС - 57 - УЗВ». Вид спереди




Фотография 48. Ультразвуковая ванна «СПДС - 57 - УЗВ». Вид сбоку справа



Фотография 49. Ультразвуковая ванна «СПДС - 57 - УЗВ». Вид сбоку слева.





Фотография 50. Ультразвуковая ванна «СПДС - 57 - УЗВ». Вид сзади.




Фотография 51. Ультразвуковая ванна «СПДС - 57- УЗВ». Вид сверху.



Фотография 52. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ». Органы управления.



Фотография 53. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ». Маркировка изделия.




Фотография 54. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Запасные части. Предохранители






Фотография 55. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Принадлежности. Корзинка емкости ванны




Фотография 56. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Принадлежности. Комплект корзин для эндоскопов



Фотография 57. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ». Транспортная упаковка




Фотография 58. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Маркировка транспортной упаковки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА «СПДС-57-УЗВ» по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС») Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21. Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru ~230 В 50 Гц 1500 ВА IP 21 Масса: брутто 28,5 кг, нетто 24,7 кг. Объем упаковки 0,22 м³. Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C. Дата упаковывания <u>28.05.2024 г</u> Заводской номер <u>003</u> Штамп ОТК:						



Фотография 59. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Транспортная упаковка принадлежностей



Фотография 60. Ультразвуковая ванна «СПДС – 57 - УЗВ».

Маркировка транспортной упаковки принадлежностей

						
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЫ «СПДС-57-УЗВ» по ТУ 32.50.50-006-75620370-2024						
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ», (ООО «СПДС») Адрес: Россия, 150067, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Университетская, 21. Т/ф: (4852) 75-96-07, т. (4852) 75-94-27 www.sterilnost.ru email: spds@sterilnost.ru						
Комплект корзин для эндоскопов Масса: брутто 5,5 кг, нетто 4,4 кг. Объем упаковки 0,08 м³.						
Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре плюс 25°C.						
Дата упаковывания <u>28.05.2024 г</u> Заводской номер _____ Штамп ОТК:						

Прошито, пронумеровано и скреплено

Печатью 35 (тридцать пять) листов

Директор СОО «СПДС»

Подпись

А.А.Иванов

«30» мая 2024 года М.П.

