

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

Сенина М.Е.

«30» июля 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020»

производства ООО «НекстБио» (Россия)

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020
 Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Общий вид.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3.
 Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	20 мл x 1 шт.	Опасно	H302, H312, H332, H412	60	2°C	8°C
Раствор для преципитации	120 мл x 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336	REF	A314-1	
Раствор для отмывки 3	35 мл x 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336	LOT	0003	
Раствор для отмывки 4	15 мл x 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336		2023-10-15	
Лизирующий реагент	5 мл x 1 шт.	Опасно	H315, H319, H334, H335		2024-08-15	
Сорбент универсальный	1,3 мл x 1 шт.					
ТЕ-буфер для элюции ДНК	10 мл x 1 шт.					

Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 RU № РЗН XXXX/XXXX от XXX.XXXX

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>

QR-код



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020
 Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Маркировка


Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	20 мл × 1 шт.	 Опасно	H302, H312, H332, H412		
Раствор для преципитации	120 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		
Раствор для отмывки 3	35 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		
Раствор для отмывки 4	15 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		
Лизирующий реагент	5 мл × 1 шт.	 Опасно	H315, H319, H334, H335		
Сорбент универсальный	1,3 мл × 1 шт.				
ТЕ-буфер для элюции ДНК	10 мл × 1 шт.				


Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ




Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Раствор для преципитации (120 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Раствор для лизиса (20 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 3 (35 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 4 (15 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Лизирующий реагент (5 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Сорбент универсальный (1,3 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. ТЕ-буфер для элюции ДНК (10 мл) – 1 шт.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3.
Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,125 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,08 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,32 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,08 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,4 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,08 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,08 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,08 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,08 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,84 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,025 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	1,1 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,025 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,14 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,025 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,24 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,025 мл × 1 шт.
Буфер IPLEX	0,125 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,025 мл × 1 шт.
Фермент IPLEX Pro	0,025 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,08 мл × 1 шт.	Калибратор	0,5 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextblo.ru/reagents/>
Для профессионального применения

REF A314 1
LOT 0003
2023-10-15
2024-08-15

ООО «НекстБлок»
Россия, 111394, Москва, ул. Политехническая, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextblo.ru
RU № РВИ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3.


Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,125 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,08 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,32 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,08 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,4 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,08 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,08 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,08 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,08 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,84 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,025 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	1,1 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,025 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,14 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,025 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,24 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,025 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,125 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,025 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,025 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,08 мл × 1 шт.	Калибратор	0,5 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextblo.ru/reagents/>

Для профессионального применения



-10 °C
-25 °C

Σ 60

IVD

REF

A314-1

LOT

0003



2023-10-15




2024-08-15



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Фермент ПЦР (0,125 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. MgCl_2 (0,32 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Буфер ПЦР (0,4 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Фермент УДГ (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь дНТФ (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь праймеров (KPP) (0,84 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Вода (HPLC-grade) (1,1 мл) – 3 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Буфер SAP (0,14 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Фермент SAP (0,24 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Буфер iPLEX (0,125 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Фермент iPLEX Pro (0,025 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Е1 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь E2 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь ЕЗ (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Е4 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь E5 (0,08 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Е6 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Е7 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Е8 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т1 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т2 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь ТЗ (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т4 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т5 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т6 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т7 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Смесь Т8 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Калибратор (0,5 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 1. Комплект 3 из 3. Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций. Общий вид.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020


Форма выпуска 1. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP

1 × 5 шт.



Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextblo.ru/reagents/>

Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextblo.ru
РУ № РЭН Х000/Х000Х от Х0Х0Х/Х00Х



Форма выпуска 1. Комплект 3 из 3. Микрочип SpectroCHIP® - 5 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Общий вид.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.


Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	20 мл × 1 шт.
Раствор для преципитации	120 мл × 1 шт.
Раствор для отмывки 3	35 мл × 1 шт.
Раствор для отмывки 4	15 мл × 1 шт.
Лизирующий реагент	5 мл × 1 шт.
Сорбент универсальный	1,3 мл × 1 шт.
ТЕ-буфер для элюции ДНК	10 мл × 1 шт.



Н302, Н312,
Н332, Н412
Опасно
Н225, Н319,
Н336
Опасно
Н225, Н319,
Н336
Опасно
Н225, Н319,
Н336
Опасно
Н315, Н319,
Н334, Н335
Опасно



Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЭН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX




Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Раствор для преципитации (120 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Раствор для лизиса (20 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 3 (35 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 4 (15 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Лизирующий реагент (5 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. Сорбент универсальный (1,3 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3. ТЕ-буфер для элюции ДНК (10 мл) – 1 шт.





Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3.


Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,125 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,08 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,32 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,08 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,4 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,08 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,08 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,08 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,08 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,84 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,025 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	1,1 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,025 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,14 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,025 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,24 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,025 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,125 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,025 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,025 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,025 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,08 мл × 1 шт.	Калибратор	0,5 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>


Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Фермент ПЦР (0,125 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. MgCl_2 (0,32 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Буфер ПЦР (0,4 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Фермент УДГ (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь дНТФ (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь праймеров (КРР) (0,84 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Вода (HPLC-grade) (1,1 мл) – 3 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Буфер SAP (0,14 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Фермент SAP (0,24 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Буфер iPLEX (0,125 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Фермент iPLEX Pro (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Е1 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь E2 (0,08 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь ЕЗ (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Е4 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь E5 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Е6 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь E7 (0,08 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Е8 (0,08 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т1 (0,025 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т2 (0,025 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т3 (0,025 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т4 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т5 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т6 (0,025 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т7 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Смесь Т8 (0,025 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3. Калибратор (0,5 мл) – 1 шт.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».


Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP

1 × 5 шт.

Ионообменная смола

28 г × 1 шт.



Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. В, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЭН Х00Х/Х000Х от ХХ.ХХ.Х00Х




Форма выпуска 2. Комплект 3 из 3. Микрочип SpectroCHIP® - 5 шт.



Форма выпуска 2. Комплект 3 из 3. Ионообменная смола (28 г) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Общий вид.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020


Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	12 мл × 1 шт.	 Опасно	H302, H312, H332, H412
Раствор для преципитации	75 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336
Раствор для отмывки 3	20 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336
Раствор для отмывки 4	10 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336
Лизирующий реагент	3 мл × 1 шт.	 Опасно	H315, H319, H334, H335
Сорбент универсальный	0,8 мл × 1 шт.		
ТЕ-буфер для элюции ДНК	6 мл × 1 шт.		

Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextblo.ru/reagents/>



Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextblo.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX




Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Раствор для преципитации (75 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Раствор для лизиса (12 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 3 (20 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 4 (10 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Лизирующий реагент (3 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. Сорбент универсальный (0,8 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3. ТЕ-буфер для элюции ДНК (6 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Комплект для детекции точечных мутаций. Общий вид.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3.
Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,065 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,037 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,16 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,037 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,2 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,037 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,01 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,037 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,04 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,037 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,4 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,01 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	0,75 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,01 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,07 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,01 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,12 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,01 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,065 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,01 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,013 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,037 мл × 1 шт.	Калибратор	0,4 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>
Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU № P3H XXXX/XXXX от XXX.XXX.XXXX



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»[®]
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,065 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,037 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,16 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,037 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,2 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,037 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,01 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,037 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,04 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,037 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,4 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,01 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	0,75 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,01 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,07 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,01 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,12 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,01 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,065 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,01 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,013 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,037 мл × 1 шт.	Калибратор	0,4 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения



- 10 °C



- 25 °C



36



A314-3



0004



2023-10-15




2024-08-15




ООО «НекстБио»
 Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
 РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Фермент ПЦР (0,065 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. MgCl_2 (0,16 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Буфер ПЦР (0,2 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Фермент УДГ (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь дНТФ (0,04 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь праймеров (KPP) (0,4 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Вода (HPLC-grade) (0,75 мл) – 3 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Буфер SAP (0,07 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Фермент SAP (0,12 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Буфер iPLEX (0,065 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Фермент iPLEX Pro (0,013 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь E1 (0,037 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь E2 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь ЕЗ (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Е4 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь E5 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Е6 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Е7 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь E8 (0,037 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т1 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь T2 (0,01 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь ТЗ (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т4 (0,01 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т5 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т6 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т7 (0,01 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Смесь Т8 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3. Калибратор (0,4 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 3. Комплект 3 из 3. Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций. Общий вид.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020


Форма выпуска 3. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP

1 × 3 шт.



Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. В, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ



Форма выпуска 3. Комплект 3 из 3. Микрочип SpectroCHIP® - 3 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Общий вид.



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм®
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Состав комплекта:


Раствор для лизиса	12 мл × 1 шт.	 Опасно	H302, H312, H332, H412		36	2 °C	8 °C
Раствор для преципитации	75 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		IVD		
Раствор для отмывки 3	20 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		REF	A314-4	
Раствор для отмывки 4	10 мл × 1 шт.	 Опасно	H225, H319, H336		LOT	0002	
Лизирующий реагент	3 мл × 1 шт.	 Опасно	H315, H319, H334, H335			2023-10-15	
Сорбент универсальный	0,8 мл × 1 шт.					2024-08-15	
ТЕ-буфер для элюции ДНК	6 мл × 1 шт.						

Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX







Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Раствор для лизиса (12 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 3 (20 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Раствор для отмывки 4 (10 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Лизирующий реагент (3 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. Сорбент универсальный (0,8 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3. ТЕ-буфер для элюции ДНК (6 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Комплект для детекции точечных мутаций. Общий вид.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,065 мл x 1 шт.	Смесь E4	0,037 мл x 1 шт.
MgCl ₂	0,16 мл x 1 шт.	Смесь E5	0,037 мл x 1 шт.
Буфер ПЦР	0,2 мл x 1 шт.	Смесь E6	0,037 мл x 1 шт.
Фермент УДГ	0,01 мл x 1 шт.	Смесь E7	0,037 мл x 1 шт.
Смесь дНТФ	0,04 мл x 1 шт.	Смесь E8	0,037 мл x 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,4 мл x 1 шт.	Смесь T1	0,01 мл x 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	0,75 мл x 3 шт.	Смесь T2	0,01 мл x 1 шт.
Буфер SAP	0,07 мл x 1 шт.	Смесь T3	0,01 мл x 1 шт.
Фермент SAP	0,12 мл x 1 шт.	Смесь T4	0,01 мл x 1 шт.
Буфер iPLEX	0,065 мл x 1 шт.	Смесь T5	0,01 мл x 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,013 мл x 1 шт.	Смесь T6	0,01 мл x 1 шт.
Смесь E1	0,037 мл x 1 шт.	Смесь T7	0,01 мл x 1 шт.
Смесь E2	0,037 мл x 1 шт.	Смесь T8	0,01 мл x 1 шт.
Смесь E3	0,037 мл x 1 шт.	Калибратор	0,4 мл x 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>
Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU № РЗН XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX



Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020


Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,065 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,037 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,16 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,037 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,2 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,037 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,01 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,037 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,04 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,037 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,4 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,01 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	0,75 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,01 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,07 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,01 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,12 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,01 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,065 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,01 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,013 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,037 мл × 1 шт.	Калибратор	0,4 мл × 1 шт.


Инструкция по применению набора находится по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>
Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Фермент ПЦР (0,065 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. MgCl_2 (0,16 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Буфер ПЦР (0,2 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Фермент УДГ (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь дНТФ (0,04 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь праймеров (КРР) (0,4 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Вода (HPLC-grade) (0,75 мл) – 3 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Буфер SAP (0,07 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Фермент SAP (0,12 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Буфер iPLEX (0,065 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Фермент iPLEX Pro (0,013 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь E1 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь E2 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь ЕЗ (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Е4 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь E5 (0,037 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Е6 (0,037 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Е7 (0,037 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Е8 (0,037 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т1 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь T2 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь ТЗ (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т4 (0,01 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т5 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т6 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т7 (0,01 мл) – 1 шт.




Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Смесь Т8 (0,01 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3. Калибратор (0,4 мл) – 1 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 3 из 3. Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций. Общий вид.




Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP	1 × 3 шт.
Ионообменная смола	28 г × 1 шт.



Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН Х000Х/Х000Х от ХХ.ХХ.ХХХХ



Форма выпуска 4. Комплект 3 из 3. Микрочип SpectroCHIP® - 3 шт.



Форма выпуска 4. Комплект 3 из 3. Ионообменная смола (28 г) – 1 шт.



Пронумеровано, скреплено и прошито

171 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»



М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина

09.01.2024



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ ГЕНОВ KRAS, NRAS,
BRAF, EGFR, PIK3CA ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
«АМПЛИПРАЙМ® ПРОФИЛЬ МУТАЦИЙ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ»
ПО ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток для набора реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																																																								
Набор (лицевая сторона)	АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020																																																								
Набор (оборотная сторона)	Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020 ФОРМА 1. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Форма выпуска 1. Комплект 1 из 3. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков. Состав комплекта: <table><tr><td>Раствор для лизиса</td><td>20 мл × 1 шт.</td><td>Опасно</td><td>H302, H312, H332, H412</td></tr><tr><td>Раствор для преципитации</td><td>120 мл × 1 шт.</td><td>Опасно</td><td>H225, H319, H336</td></tr><tr><td>Раствор для отмывки 3</td><td>35 мл × 1 шт.</td><td>Опасно</td><td>H225, H319, H336</td></tr><tr><td>Раствор для отмывки 4</td><td>15 мл × 1 шт.</td><td>Опасно</td><td>H225, H319, H336</td></tr><tr><td>Лизирующий реагент</td><td>5 мл × 1 шт.</td><td>Опасно</td><td>H315, H319, H334, H335</td></tr><tr><td>Сорбент универсальный</td><td>1,3 мл × 1 шт.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ТЕ-буфер для элюции ДНК</td><td>10 мл × 1 шт.</td><td></td><td></td></tr></table> Инструкция по применению набора находится по адресу: http://www.nextbio.ru/reagents/ Для профессионального применения ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	Раствор для лизиса	20 мл × 1 шт.	Опасно	H302, H312, H332, H412	Раствор для преципитации	120 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336	Раствор для отмывки 3	35 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336	Раствор для отмывки 4	15 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336	Лизирующий реагент	5 мл × 1 шт.	Опасно	H315, H319, H334, H335	Сорбент универсальный	1,3 мл × 1 шт.			ТЕ-буфер для элюции ДНК	10 мл × 1 шт.																														
Раствор для лизиса	20 мл × 1 шт.	Опасно	H302, H312, H332, H412																																																						
Раствор для преципитации	120 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336																																																						
Раствор для отмывки 3	35 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336																																																						
Раствор для отмывки 4	15 мл × 1 шт.	Опасно	H225, H319, H336																																																						
Лизирующий реагент	5 мл × 1 шт.	Опасно	H315, H319, H334, H335																																																						
Сорбент универсальный	1,3 мл × 1 шт.																																																								
ТЕ-буфер для элюции ДНК	10 мл × 1 шт.																																																								
Набор (оборотная сторона)	Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020 ФОРМА 1. Комплект 2 из 3. Комплект для детекции точечных мутаций. Форма выпуска 1. Комплект 2 из 3. Комплект для детекции точечных мутаций. Состав комплекта: <table><tr><td>Фермент ПЦР</td><td>0,125 мл × 1 шт.</td><td>Смесь E4</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>MgCl₂</td><td>0,32 мл × 1 шт.</td><td>Смесь E5</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Буфер ПЦР</td><td>0,4 мл × 1 шт.</td><td>Смесь E6</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Фермент УДГ</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td><td>Смесь E7</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Смесь дНТФ</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td><td>Смесь E8</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Смесь праймеров (KPP)</td><td>0,84 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T1</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Вода (HPLC-grade)</td><td>1,1 мл × 3 шт.</td><td>Смесь T2</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Буфер SAP</td><td>0,14 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T3</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Фермент SAP</td><td>0,24 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T4</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Буфер iPLEX</td><td>0,125 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T5</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Фермент iPLEX Pro</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T6</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Смесь E1</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T7</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Смесь E2</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td><td>Смесь T8</td><td>0,025 мл × 1 шт.</td></tr><tr><td>Смесь E3</td><td>0,08 мл × 1 шт.</td><td>Калибратор</td><td>0,5 мл × 1 шт.</td></tr></table> Инструкция по применению набора находится по адресу: http://www.nextbio.ru/reagents/ Для профессионального применения ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	Фермент ПЦР	0,125 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,08 мл × 1 шт.	MgCl ₂	0,32 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,08 мл × 1 шт.	Буфер ПЦР	0,4 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,08 мл × 1 шт.	Фермент УДГ	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,08 мл × 1 шт.	Смесь дНТФ	0,08 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,08 мл × 1 шт.	Смесь праймеров (KPP)	0,84 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,025 мл × 1 шт.	Вода (HPLC-grade)	1,1 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,025 мл × 1 шт.	Буфер SAP	0,14 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,025 мл × 1 шт.	Фермент SAP	0,24 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,025 мл × 1 шт.	Буфер iPLEX	0,125 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,025 мл × 1 шт.	Фермент iPLEX Pro	0,025 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E1	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E2	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E3	0,08 мл × 1 шт.	Калибратор	0,5 мл × 1 шт.
Фермент ПЦР	0,125 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,08 мл × 1 шт.																																																						
MgCl ₂	0,32 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,08 мл × 1 шт.																																																						
Буфер ПЦР	0,4 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,08 мл × 1 шт.																																																						
Фермент УДГ	0,025 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,08 мл × 1 шт.																																																						
Смесь дНТФ	0,08 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,08 мл × 1 шт.																																																						
Смесь праймеров (KPP)	0,84 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Вода (HPLC-grade)	1,1 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Буфер SAP	0,14 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Фермент SAP	0,24 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Буфер iPLEX	0,125 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Фермент iPLEX Pro	0,025 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Смесь E1	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Смесь E2	0,08 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,025 мл × 1 шт.																																																						
Смесь E3	0,08 мл × 1 шт.	Калибратор	0,5 мл × 1 шт.																																																						

Наименование этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 1. Комплект 3 из
3. Вспомогательные
материалы для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 1. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».


Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP 1 × 5 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Для профессионального применения



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 2. Комплект 1 из
3. Комплект для
выделения ДНК из
парафиновых блоков.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Состав комплекта:

Раствор для лизиса 20 мл × 1 шт.

Раствор для преципитации 120 мл × 1 шт.

Раствор для отмывки 3 35 мл × 1 шт.

Раствор для отмывки 4 15 мл × 1 шт.

Лизирующий реагент 5 мл × 1 шт.

Сорбент универсальный 1,3 мл × 1 шт.

TE-буфер для элюции ДНК 10 мл × 1 шт.



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>



Для профессионального применения



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 2. Комплект 2 из
3. Комплект для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР 0,125 мл × 1 шт. Смесь E4 0,08 мл × 1 шт.

MgCl₂ 0,32 мл × 1 шт. Смесь E5 0,08 мл × 1 шт.

Буфер ПЦР 0,4 мл × 1 шт. Смесь E6 0,08 мл × 1 шт.

Фермент УДГ 0,025 мл × 1 шт. Смесь E7 0,08 мл × 1 шт.

Смесь дНТФ 0,08 мл × 1 шт. Смесь E8 0,08 мл × 1 шт.

Смесь праймеров (KPP) 0,84 мл × 1 шт. Смесь T1 0,025 мл × 1 шт.

Вода (HPLC-grade) 1,1 мл × 3 шт. Смесь T2 0,025 мл × 1 шт.

Буфер SAP 0,14 мл × 1 шт. Смесь T3 0,025 мл × 1 шт.

Фермент SAP 0,24 мл × 1 шт. Смесь T4 0,025 мл × 1 шт.

Буфер iPLEX 0,125 мл × 1 шт. Смесь T5 0,025 мл × 1 шт.

Фермент iPLEX Pro 0,025 мл × 1 шт. Смесь T6 0,025 мл × 1 шт.

Смесь E1 0,08 мл × 1 шт. Смесь T7 0,025 мл × 1 шт.

Смесь E2 0,08 мл × 1 шт. Смесь T8 0,025 мл × 1 шт.


Смесь E3 0,08 мл × 1 шт. Калибратор 0,5 мл × 1 шт.



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Инструкция по применению набора находится по
адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения



Наименование этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 2. Комплект 3 из
3. Вспомогательные
материалы для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 2. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP 1 × 5 шт.
Ионообменная смола 28 г × 1 шт.



Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 3. Комплект 1 из
3. Комплект для
выделения ДНК из
парафиновых блоков.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020


Форма выпуска 3. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Состав комплекта:

Раствор для лизиса 12 мл × 1 шт.
Раствор для precipitation 75 мл × 1 шт.
Раствор для отмывки 3 20 мл × 1 шт.
Раствор для отмывки 4 10 мл × 1 шт.
Лизирующий реагент 3 мл × 1 шт.
Сорбент универсальный 0,8 мл × 1 шт.
ТЕ-буфер для элюции ДНК 6 мл × 1 шт.

Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>



Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 3. Комплект 2 из
3. Комплект для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 3. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР	0,065 мл × 1 шт.	Смесь E4	0,037 мл × 1 шт.
MgCl ₂	0,16 мл × 1 шт.	Смесь E5	0,037 мл × 1 шт.
Буфер ПЦР	0,2 мл × 1 шт.	Смесь E6	0,037 мл × 1 шт.
Фермент УДГ	0,01 мл × 1 шт.	Смесь E7	0,037 мл × 1 шт.
Смесь дНТФ	0,04 мл × 1 шт.	Смесь E8	0,037 мл × 1 шт.
Смесь праймеров (KPP)	0,4 мл × 1 шт.	Смесь T1	0,01 мл × 1 шт.
Вода (HPLC-grade)	0,75 мл × 3 шт.	Смесь T2	0,01 мл × 1 шт.
Буфер SAP	0,07 мл × 1 шт.	Смесь T3	0,01 мл × 1 шт.
Фермент SAP	0,12 мл × 1 шт.	Смесь T4	0,01 мл × 1 шт.
Буфер iPLEX	0,065 мл × 1 шт.	Смесь T5	0,01 мл × 1 шт.
Фермент iPLEX Pro	0,013 мл × 1 шт.	Смесь T6	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E1	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T7	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E2	0,037 мл × 1 шт.	Смесь T8	0,01 мл × 1 шт.
Смесь E3	0,037 мл × 1 шт.	Калибратор	0,4 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>
Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX



Наименование этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 3. Комплект 3 из
3. Вспомогательные
материалы для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 3. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP 1 × 3 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



15 °C 25 °C

36



REF XXXX-X

LOT ХДДММГГYY

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД

Для профессионального применения



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 4. Комплект 1 из
3. Комплект для
выделения ДНК из
парафиновых блоков.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 1 из 3.

Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Состав комплекта:

Раствор для лизиса 12 мл × 1 шт.



H302, H312,
H332, H412

Опасно

Раствор для преципитации 75 мл × 1 шт.



H225, H319,
H336

Опасно

Раствор для отмывки 3 20 мл × 1 шт.



H225, H319,
H336

Опасно

Раствор для отмывки 4 10 мл × 1 шт.



H225, H319,
H336

Опасно

Лизирующий реагент 3 мл × 1 шт.



H315, H319,
H334, H335

Опасно

Сорбент универсальный 0,8 мл × 1 шт.

ТЕ-буфер для элюции ДНК 6 мл × 1 шт.

Инструкция по применению
набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>

36 2 °C

8 °C

REF XXXX-X

LOT ХДДММГГYY

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД

Для профессионального применения



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 4. Комплект 2 из
3. Комплект для детекции
точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 2 из 3.

Комплект для детекции точечных мутаций.

Состав комплекта:

Фермент ПЦР 0,065 мл × 1 шт. Смесь E4 0,037 мл × 1 шт.

MgCl₂ 0,16 мл × 1 шт. Смесь E5 0,037 мл × 1 шт.

Буфер ПЦР 0,2 мл × 1 шт. Смесь E6 0,037 мл × 1 шт.

Фермент УДГ 0,01 мл × 1 шт. Смесь E7 0,037 мл × 1 шт.

Смесь дНТФ 0,04 мл × 1 шт. Смесь E8 0,037 мл × 1 шт.

Смесь праймеров (KPP) 0,4 мл × 1 шт. Смесь T1 0,01 мл × 1 шт.

Вода (HPLC-grade) 0,75 мл × 3 шт. Смесь T2 0,01 мл × 1 шт.

Буфер SAP 0,07 мл × 1 шт. Смесь T3 0,01 мл × 1 шт.

Фермент SAP 0,12 мл × 1 шт. Смесь T4 0,01 мл × 1 шт.

Буфер iPLEX 0,065 мл × 1 шт. Смесь T5 0,01 мл × 1 шт.

Фермент iPLEX Pro 0,013 мл × 1 шт. Смесь T6 0,01 мл × 1 шт.

Смесь E1 0,037 мл × 1 шт. Смесь T7 0,01 мл × 1 шт.

Смесь E2 0,037 мл × 1 шт. Смесь T8 0,01 мл × 1 шт.

Смесь E3 0,037 мл × 1 шт. Калибратор 0,4 мл × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится
по адресу: <http://www.nextbio.ru/reagents/>
Для профессионального применения

- 25 °C

- 10 °C

36

REF XXXX-X

LOT ХДДММГГYY

ГТТГ-ММ-ДД

ГТТГ-ММ-ДД



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Наименование этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (оборотная сторона)

ФОРМА 4. Комплект 3 из 3. Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций.

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм»
Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Форма выпуска 4. Комплект 3 из 3.

Комплект «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций».

Состав комплекта:

Микрочип SpectroCHIP 1 × 3 шт.
Ионообменная смола 28 г × 1 шт.

Инструкция по применению набора находится по адресу:
<http://www.nextbio.ru/reagents/>







Для профессионального применения


















ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ



Реагенты из форм выпуска 1 и 2. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.



Реагенты из форм выпуска 1 и 2. Комплект для детекции точечных мутаций.



Наименование этикетки/реактента

Макет этикетки

Реагенты из форм выпуска 1, 2. Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций.

--	--

Реагенты из форм выпуска 3 и 4. Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков.

Реагенты из форм выпуска 3 и 4. Комплект для детекции точечных мутаций.

--	--	--

Наименование этикетки/реагента

Макет этикетки

«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Фермент УДГ 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь ДНТФ 0,04 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь праймеров (KPP) 0,4 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Вода (HPLC-grade) 0,750 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Буфер SAP 0,070 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Фермент SAP 0,12 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Буфер IPLEX 0,065 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Фермент IPLEX Pro 0,013 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E1 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E2 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E3 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E4 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E5 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E6 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E7 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь E8 0,037 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T1 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T2 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T3 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T4 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T5 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T6 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T7 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND	«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Смесь T8 0,01 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND
«АмплиТрайм» Профиль мутаций при колоректальном раке» Калибратор 0,400 мл LOT XXXX REF XXXX ГПТТ-ММ-ДД ND		

Реагенты из форм выпуска 2, 4.
Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций.



Пронумеровано, скреплено и прошито
8 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЙ ГЕНОВ KRAS, NRAS,
BRAF, EGFR, PIK3CA ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
«АМПЛИПРАЙМ® ПРОФИЛЬ МУТАЦИЙ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ»
ПО ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Транспортная этикетка

Набор реагентов для детекции точечных мутаций генов KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, PIK3CA при колоректальном раке методом масс-спектрометрии «АмплиПрайм® Профиль мутаций при колоректальном раке» по ТУ 21.20.23-091-09286667-2020

ООО «НекстБио»

Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ____ / Количество мест ____

Грузополучатель

Пункт назначения

Условия транспортирования и хранения

Комплект 1 из 3 «Комплект для выделения ДНК из парафиновых блоков» - при температуре от +2 до +8 °С.

Комплект 2 из 3 «Комплект для детекции точечных мутаций» - при температуре от минус 25 до минус 10 °С.

Комплект 3 из 3 «Вспомогательные материалы для детекции точечных мутаций» - при температуре от +15 до +25° С.

Масса нетто наборов реагентов ____ кг

Масса брутто ____ кг



Опасно

Заявления об опасности: H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар; H302: Вредно при проглатывании; H312: Вредно при контакте с кожей; H315: Вызывает раздражение кожи; H319: Вызывает серьезное раздражение глаз; H332: Вредно при вдыхании; H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания; H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей; H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями; EUH032: При контакте с кислотами освобождаются очень токсичные газы.

Меры предосторожности: P210: Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить; P233: Хранить в плотно закрытой таре; P241: Использовать взрывобезопасное электрическое оборудование; P242: Используйте только не искрящие инструменты; P260: Не вдыхать пары; P261: Избегать вдыхания паров; P264: Вымойте руки после работы тщательно; P270: Не есть, не пить и не курить в процессе использования этого продукта; P271: Используйте только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; P273: Избегать попадания в окружающую среду; P280: Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз; P284: В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания; P301 + 312: При проглатывании: обратиться к врачу при плохом самочувствии; P302 + 352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды; P303 + 361 + 353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / принять душ; P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; P337+P313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской консультацией; P342+P311: При появлении респираторных симптомов: обратиться к врачу; P370+P378: В случае пожара: Использовать огнетушитель для тушения; P403+P235: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте; P501: Утилизировать содержимое в соответствии с национальными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое, обращаться
осторожно



Не допускать воздействия влаги

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки: № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Должность

ФИО

Подпись

Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина

