

АО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г.Электрoгoрск, ул. Буденного, д.1

e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru

Тел: 8-800-333-33-47

ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

"02" октября 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, токсокар,
трихинелл и эхинококков»
«ИФА-Гельминты-IgG»**

**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, токсокар,
трихинелл и эхинококков»
«ИФА-Гельминты-IgG»**

Серия 01 от 2022.10.03





Т.Ю. Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а
Ген. директор АО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
17-10 2023 г.



АО «ЭКОлаб» 142530 Московская обл., г.Электрoгoрск, ул.Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, Сайт: www.ekolab.ru
Тел: 8-800-333-33-47
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

"02" октября 2023 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

**Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, токсокар,
трихинелл и эхинококков»
"ИФА-Гельминты-IgG"**

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов,
токсокар, трихинелл и эхинококков

ИФА-Гельминты-IgG

Состав набора

Иммунсорбент
К+, контрольный положительный образец, инактивированный
К-, контрольный отрицательный образец, инактивированный
Конъюгат
РИ, раствор индикаторный
[ФСБ-Т(x25)], 25-кратный концентрат фосфатно-солевого
буферного раствора с танином
РРО, раствор для разведения образцов
Стоп-реагент
Наконечники для автоматических пипеток (Наконечник
объемом до 250 мкл, универсальный, нейтральный,
градуированный, РУ № РЗН 2019/9159)
Инструкция по применению
Паспорт

2 планшета
1 фл. (2,5 мл)
2 фл. (по 2,5 мл)
2 фл. (по 12 мл)
2 фл. (по 13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
2 фл. (по 13 мл)
1 фл. (25 мл)

16 шт.
1 шт.
1 шт.

Для профессионального
применения

АО "ЭКОлаб"

ИФА-Гельминты-IgG

ТУ 21.20.23-341-70423725-2022


LOT 01

2022.10.03

REF 17.01

2024.04.03

Контрольный № 373



Принадлежности:











Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на коробке



Директор ПДП Мишуткина Я.В.
ФИО

Клиф
подпись

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов,
токсокар, трихинелл и эхинококков
ИФА-Гельминты-IgG

Состав набора

Иммуносорбент	2 планшета
K+, контрольный положительный образец, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
K-, контрольный отрицательный образец, инактивированный	2 фл. (по 2,5 мл)
Конъюгат	2 фл. (по 12 мл)
РИ, раствор индикаторный	2 фл. (по 13 мл)
[ФСБ-Т(x25)], 25-кратный концентрат фосфатно-солевого	2 фл. (по 40 мл)
буферного раствора с твином	
PPO, раствор для разведения образцов	2 фл. (по 13 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (25 мл)
Наконечники для автоматических пипеток (Наконечник	
объемом до 250 мкл, универсальный, нейтральный,	
градуированный, РУ № РЗН 2019/9159)	
Инструкция по применению	16 шт.
Паспорт	1 шт.

Для профессионального
применения

АО "ЭКОлаб"

ИФА-Гельминты-IgG

ТУ 21.20.23-341-70423725-2022


LOT 02

2022.10.03

REF 17.01

2024.04.03

Контрольный № 374



Принадлежности:










Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на коробке



Директор ПДП

Мишуткина Я.В.
ФИО

подпись

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист 2
Ген. директор АО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю
"17" 10 2023 г.

