



Фотография набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю эхинококкоза» "ИФА-Эхинококкоз-IgG"
Серия 02 от 2019.01





Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

29 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"29" 11 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20/9г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к возбудителю эхинококкоза

ИФА-Эхинококкоз-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
PPO	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые емкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антиген р24 ВИЧ-1, антитела к ВГС, ВИЧ-1, 2 отсутствуют

HBsAg, антитела к ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Эхинококкоз-IgG

ТУ 21.20.23-269-70423725-2019

РУ №








Каталожный № 17.08

Серия 02 Контрольный № 203

Дата изготовления: 2019.01

Годен до: 2020.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке



Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.