

ПОДТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
«30» октября 2024 г.


Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro


Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида В-типа (NT-proBNP) методом иммунохемилюминесцентного анализа (NT-proBNP Calibrators (NT-proBNP Cal)) в клиническом образце человека на анализаторах серии CL

Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида В-типа (NT-proBNP) методом иммунохемилюминесцентного анализа (NT-proBNP Calibrators (NT-proBNP Cal)) в клиническом образце человека, в составе:

- Калибратор (C0) – 4 фл. х 0,35 мл; – Калибратор (C1) – 4 фл. х 0,30 мл; – Калибратор (C2) – 4 фл. х 0,30 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид медицинского изделия.





mindray

NT-proBNP Cal

UDI

NT-proBNP Calibrators

Contents: C0: 4x0.35ml; C1: 4x0.30ml; C2: 4x0.30ml

(01)146903053090298 (97)105-027049-44
(10)2023110111 (99)105-027049-00
(17)250614 (98)20202311011100034



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R. China.
Tel: +86-755-81800778 Fax: +86-755-26680960 www.mindray.com
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elftredstraße 80 20537 Hamburg, Germany



EC REP




CE 0123

YTC









mindray**NT-proBNP Calibrators****Order Information**

Catalog No.	Package Size
105-027049-00	C0: 4×0.35 mL/vial
	C1: 4×0.30 mL/vial
	C2: 4×0.30 mL/vial

Intended Use

Mindray NT-proBNP Calibrators (NT-proBNP Cal) are intended to calibrate the quantitative N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) assay on Mindray CL-series Chemiluminescence Immunoassay Analyzer.

Summary

Mindray CL measurement system is composed of Mindray CL-series Chemiluminescence Immunoassay Analyzer, Mindray reagent kits, calibrators and controls. NT-proBNP Calibrators contain pro B-type natriuretic peptide. The mathematical relationship between the measured responses and the known analyte concentration establishes the calibration curve. It is used to convert Relative Light Units (RLUs) measured from samples to quantitative analyte concentration.

Components

C0, C1, C2	proBNP in buffered bovine serum albumin (BSA) at three concentration levels with 0.05% ProClin 300 and 0.09% sodium azide as preservatives.
------------	---

Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида В-типа (NT-proBNP) методом иммунохемилюминесцентного анализа (NT-proBNP Calibrators (NT-proBNP Cal)) в клиническом образце человека на анализаторах серии CL

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

Код партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, P. R. China

Не содержит антител к Treponema pallidum, ВИЧ-1/ВИЧ-2, гепатиту С и поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)

Уполномоченный представитель в РФ:

129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

**Информация на стикере считать приоритетной*

По доверенности с:

31.07.24 г.

Ян Си

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

9

листа

Handwritten signature

