

Фотографические изображения
набора реагентов

Набор реагентов in vitro для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме-70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

« 30 »

10


2024 г.

Набор реагентов in vitro для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме-70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения :


Вариант исполнения 1

Набор реагентов in vitro для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме-70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов, в составе:


Картридж с реагентами



Контроль 1



Контроль 2



Лиофилизированные магнитные микрочастицы



Лента для запечатывания картриджа с реагентами



Наклейки со штрих-кодами для контроля 1 и контроля 2



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130617505M: 50 тестов

130717505M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме -70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70 IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики Системного склероза (SSc) в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

Потребительская упаковка Вариант исполнения 1 (30 тестов)



Набор реагентов in vitro для количественного определения антител класса иммуноглобулина G к склеродермы-70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®





СОСТАВ

Карtridge с реагентами	1 шт.
Контроль 1	1,0 мл.
Контроль 2	1,0 мл.
Лиофилизированные магнитные микрочастицы	1 флакон
Лента для запечатывания cartridge с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для контроля 1	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для контроля 2	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Примечание:
Восстановите
Лиофилизированные
магнитные
микрочастицы.

REF 130717505M

LOT 41523120701

 07-06-2025

P3H XXXXX/XXXXXX








Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ: ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Для профессионального применения


Маркировка потребительской упаковки Вариант исполнения 1 (30 тестов)




Вариант исполнения 2

Набор реагентов in vitro для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме-70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 50 тестов, в составе:


Картридж с реагентами




Контроль 1




Контроль 2



Лиофилизированные магнитные микрочастицы



Лента для запечатывания картриджа с реагентами



Наклейки со штрих-кодами для контроля 1 и контроля 2



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**




130617505M: 50 тестов


130717505M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к склеродерме -70 (MAGLUMI® Anti-Scl-70 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения антител класса иммуноглобулин G к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70 IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики Системного склероза (SSc) в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.





ВСЕГО ПРОШЛО И
СКРЕПЛЕНО 24 ЛИСТ «ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

