



Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.


2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Автоматический анализатор для анализа крови-измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI- CUBE (Мини-Куб), с принадлежностями»
производства «ДИЕССЕ Диагностика Сенезе С.п.А», Италия
(«DIESSE Diagnostica Senese S.p.A», VIALE DECUMANO 36 MILANO (MI) CAP 20157 ITALY; Тел.: +39 02 48 59 121, Факс: +39 02 48 00 85 30, E-mail: diessemilano@pec.diesse.it)

Упаковка автоматического анализатора для анализа крови-измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE (МИНИ-КУБ)



Автоматический анализатор для анализа крови-измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE (МИНИ-КУБ) –общий вид



Автоматический анализатор для анализа крови-измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE (МИНИ-КУБ)-вид сзади



Блок питания, модель GST25A09-P1J



Кабель питания



USB-кабель




Стилус для сенсорного экрана «Cube pen»



Bluetooth-принтер, модель MPT-II



Адаптер питания для Bluetooth – принтера, модель P6-120050 EU



Термобумага





CD диск



USB-флеш-накопитель

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED

Коммерческий директор/

Commercial Director

(должность/position)

«DIESSE Diagnostica Senese SpA»

Luigi Nava

(ФИО/name)

(подпись/ signature)

М.П./Stamp

_____.20____

**«Автоматический анализатор для анализа крови-измерения
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE
(МИНИ-КУБ), с принадлежностями»**

Руководство пользователя

(User manual)



DIESSE

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.

VIALE DECUMANO 36 MILANO (MI) CAP 20157 ITALY


Тел. +39 02 48 59 121

Факс +39 02 48 00 85 30, www.diesse.it


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Коммерческий директор

Luigi Nava



Транспондер и упаковка транспондера на 1000 тестов



Транспондер и упаковка транспондера на 500 тестов

Автоматический анализатор для анализа крови- измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE(МИНИ-КУБ), с принадлежностями		QR
REF		
DIESSE Diagnostica Senese SpA Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy Официальный представитель в России: ООО "Медика Продакт" 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02 perm@westmedica.com		
МАССА НЕТТО ____ КГ МАССА БРУТТО ____ КГ 5°C 45°C IP20 IVD SN РУ № Гарантийный срок хранения – 6 мес.		

Шаблон маркировки упаковки на русском языке

AUTOMATIC INSTRUMENT FOR ESR ANALYSIS

MINI-CUBE

REF

SN

(21) 001300 (11) 1711

5°C


45°C

RH 20-80%

 MAID IN
 ITALY

A9710

Шаблон маркировки упаковки на английском

Автоматический анализатор для анализа крови- измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) MINI-CUBE(МИНИ-КУБ),с принадлежностями			
 DIESE Diagnostica Senese SpA Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy Официальный представитель в России: ООО "Медика Продакт" 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02 perm@westmedica.com			
    Вход: ~ 100-240 В -0.5 А 50-60 Гц Выход: === 9В; 2А     РУ №2 Гарантийный срок хранения – 6 мес.			

Шаблон маркировки анализатора MINI-CUBE (МИНИ-КУБ) на русском языке

 DIESE		Strada dei Laghi,39 53035 Monteriggioni (SI) - ITALY www.diesse.it	
MINIICUBE		 	
 10392		Complies with:  CANC SA C22.2 No.61010-1-12 ANSIUL 61010-1-2012	
DC RATING: === 9V : 2A			
 YYYY-MM-DD		 NNNN	
MADE IN ITALY		DOC: 1080682 REV.2	

Шаблон маркировки анализатора MINI-CUBE (МИНИ-КУБ) на английском

Транспондер на 500 тестов

Номер по каталогу _____



DIESSE Diagnostica Senese SpA
Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy

Официальный представитель в России:

ООО "Медика Продакт"



614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

moscow@westmedica.com

МАССА БРУТТО _____ г



500



Для совместного использования с МИ

РУ № _____

Шаблон маркировки упаковки транспондера на 500 тестов на русском языке

Транспондер на 1000 тестов

Номер по каталогу _____



DIESSE Diagnostica Senese SpA
Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy

Официальный представитель в России:

ООО "Медика Продакт"


614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com

moscow@westmedica.com

МАССА БРУТТО _____ г



1000



Для совместного использования с МИ

РУ № _____

Шаблон маркировки упаковки транспондера на 1000 тестов на русском языке



Шаблон маркировки упаковки транспондера на 500 тестов на английском языке



Шаблон маркировки упаковки транспондера на 1000 тестов на английском языке



Шаблон маркировки транспондера на 500 тестов на английском языке



Шаблон маркировки транспондера на 1000 тестов на английском языке

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
19 лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е. М., Директор

