



Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

24 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Автоматический анализатор для анализа крови – измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC 5, с принадлежностями»

производства «ДИЕССЕ Диагностика Сенеze С.п.А.», Италия

(«DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.», VIALE DECUMANO 36 MILANO (MI) CAP 20157 ITALY;


Тел.: +39 02 48 59 121.

Факс: +39 02 48 00 85 30, E-mail: diessemilano@pec.diesse.it).

«Автоматический анализатор для анализа крови-измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC 5, с принадлежностями», в составе:



1. Анализатор VES-MATIC 5 – 1 шт.




2. Кабель питания – 1 шт.



3. Предохранители – 2 шт.



4. Направляющая – 2 шт.



5. Боковая планка с гайками – 2 шт.




6. Ручки для подъема прибора – 4 шт.



7. Тумба передвижная– 1 шт. (при необходимости)



8. ИК Сканер штрих-кодов Zebex Z-3220 – 1 шт.



9. Термобумага – 1 шт.




10. Набор адаптеров для штатива Beckman Coulter на 5 позиций– 1 шт. (при необходимости)



11. Набор адаптеров для штативов Sysmex/Erba/Mindray/Лидкор - 1 шт. (при необходимости)




12. Набор адаптеров для штативов Advia/ Siemens -1 шт. (при необходимости)



13. Мини-адаптер Gender Changer DB9 M-M - 1 шт. (при необходимости)



14. Мини-адаптер Null Modem DB9 M-F– 1 шт. (при необходимости)



15. USB-адаптер - 1 шт. (при необходимости)



16. USB-флеш-накопитель – 1 шт. (при необходимости)

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED

Коммерческий директор/

Commercial Director

(должность/position)

«DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.»

Luigi Nava

(ФИО/name)

(подпись/ signature)

МП/Stamp

_____.20__

Руководство пользователя на медицинское изделие

**«Автоматический анализатор для анализа крови-
измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-**

MATIC 5, с принадлежностями»

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ IN VITRO

VES MATIC 5



DIESSE

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.

VIALE DECUMANO 36

MILANO (MI) CAP 20157 ITALY

Тел. +39 02 48 59 121

Факс +39 02 48 00 85 30, www.diesse.it

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Коммерческий директор


Luigi Nava

17. Руководство пользователя - 1 шт.


Принадлежности для «Автоматический анализатор для анализа крови – измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES-MATIC 5:



Транспондер на 500 тестов – 1 шт.



Транспондер на 1000 тестов – 1 шт.



Транспондер на 5000 тестов – 1 шт.




Транспондер на 10000 тестов – 1 шт.

«Автоматический анализатор для анализа крови-
измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
VES-MATIC 5 (BEC-МАТИК 5),
с принадлежностями»

QR

REF



DIESSE Diagnostica Senese SpA

Официальный представитель в России:

ООО "Медика Продакт"

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com, moscow@westmedica.com

МАССА НЕТТО ____ КГ

МАССА БРУТТО ____ КГ

CE

5°C 45°C 80
20




IVD

SN



PU No

Шаблон маркировки упаковки на русском языке



Шаблон маркировки упаковки на английском

«Автоматический анализатор для анализа крови-
измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ)

QR

VES-MATIC 5 (ВЕС-МАТИК 5),

с принадлежностями»

REF



DIESSE

DIESSE Diagnostica Senese SpA

Официальный представитель в России:

ООО «Медика Продакт»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27

+7 342 270-08-02

perm@westmedica.com, moscow@westmedica.com



~ 110-230 В;

50 -60Гц


Макс. мощность 420 ВА

5°C 45°C

20



80






РУ №

Шаблон маркировки анализатора на русском языке

 DIESSE		Strada dei Laghi, 39 53035 Monteriggioni (SI) - ITALY www.diesse.it	
VES MATIC 5 REF 10360		 	
US/CAN AC: 110-120V ~ 60Hz AC: 110-230V ~ 50-60Hz PWR: 420VA Fuse: 2x10AT(5x20)		Complies with:  CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 ANSI/UL 61010-1-2012 E114231	
 YYYY-MM-DD		 SN NNNN	
MADE IN ITALY		DOC: 1080997 REV.1	

Шаблон маркировки анализатора на английском языке

Транспондер на _____ тестов		Для совместного использования с МИ _____ РУ № _____
Номер по каталогу _____		
 _____ Официальный представитель в России: ООО "Медика Продакт" 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02 perm@westmedica.com moscow@westmedica.com		
МАССА БРУТТО _____ г      _____		

Шаблон маркировки упаковки транспондера на русском языке



Шаблон маркировки упаковки транспондера на английском языке



Шаблон маркировки транспондера на английском языке

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
28 лист(-ов) бумаги

Михалева Е. М., Директор

