

Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фибриноген)» по ТУ 21.20.23-085-42349142-2020.

Комплектация № 1

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Макет этикетки реагента «Растворитель для тромбина»



Комплектация № 2

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Внешний вид «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фибриноген)» по ТУ 21.20.23-085-42349142-2020. Комплектация № 1. Лицевая сторона изделия

Серия №
Годен до
Дата изготовления

Д909014
11.2021
11.2019



TECHNOLOGY
SOLUTION

каталожный
номер

838

TS-ФИБРИНОГЕН

Набор реагентов для определения
концентрации фибриногена для линейки
коагулометров «Technology Solution»

Хранить
при +2 ... +8°C

определений
250-500

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 838

Набор реагентов для определения концентрации фибриногена
для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Фибриноген)

ТУ 21.20.23-085-42349142-2020

Серия Д909014

Годен до 11.2021



TS-ФИБРИНОГЕН

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определе-
ния концентрации фибриногена для линейки коагуло-
метров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Фибриноген» предназначено для количественного определения фибриногена в плазме крови без предварительного разведения ис-
следуемой плазмы на линейке полуавтоматических и автоматических коагуло-
метров «Technology Solution». Определение концентрации фибриногена проводится
при лабораторных различных эталонах (при беременности и в родах, на фоне
фибринолитической терапии и др.), при воспалительных, аутоиммунных, инфек-
ционно-септических заболеваниях (пневмониях, пневмониях, перитонитах, сепсис,
гемолитическом синдроме и др.).

TS-ФИБРИНОГЕН

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru



8-800-551-61-71

каталожный номер

838

Только для линейки коагулометров
«Technology Solution»

TS-ФИБРИНОГЕН

Состав набора:

1. Тромбин (лиофильно высушенный реагент),
на 10 мл - 5 фл.
2. Растворитель для тромбина, 10,5 мл - 5 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-085-42349142-2020

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Внешний вид «Набор реагентов для определения концентрации фибриногена для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Фибриноген)» по ТУ 21.20.23-085-42349142-2020. Комплектация № 2. Лицевая сторона изделия

Серия №
D909011
Годен до
05.2021
Дата изготовления
11.2019



TECHNOLOGY
SOLUTION

каталожный
номер

852

TS-ФИБРИНОГЕН

Набор реагентов для определения
концентрации фибриногена для линейки
коагулометров «Technology Solution»

Хранить
при +2 ... +8°C

определений
500-1000

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 852
Набор реагентов для определения концентрации фибриногена
для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Фибриноген)
ТУ 21.20.23-085-42349142-2020



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ФИБРИНОГЕН

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для определе-
ния концентрации фибриногена для линейки коагуло-
метров «Technology Solution»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинские изделия «TS-Фибриноген» предназначены для количественного определения фибриногена в плазме крови без предварительного разведения исследуемой плазмы на линейке полуавтоматических и автоматических коагулометров «Technology Solution». Определение концентрации фибриногена проводится при кровотечениях различной этиологии (при беременности и в родах, на фоне фибринолитической терапии и др.), при висцеральных, суставных, инфекционно-септических заболеваниях (тифоиформный, пневмоный, паратифный, сепсис, септикемия, красная волчанка и др.).

Серия D909011

Годен до 05.2021



TS-ФИБРИНОГЕН

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
д/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37



656037, г. Барнаул,
д/я 13533
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

852

Только для линейки коагулометров
«Technology Solution»

TS-ФИБРИНОГЕН

Состав набора:

1. Тромбин (жидкий реагент), 10 мл - 10 фл.

Антигена к Вич 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ТУ 21.20.23-085-42349142-2020
РУ № РЭН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX г.



А.П. Момот

Директор ООО фирма «Технология-Стандарт»

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4

(четыре) листов

«26» март 2020 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

[Signature] А.П. Момот

