



Макет упаковки медицинского изделия «Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)» по ТУ 21.20.23-105-42349142-2021.

Комплектация № 1



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2

два) листов

« два » ноября 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»


А.П. Момот А.П. Момот




Макет этикеток медицинского изделия «Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)» по ТУ 21.20.23-105-42349142-2021.

Комплектация № 1:

Макет этикетки реагента «НМГ-контроль L»



Макет этикетки реагента «НМГ-контроль H»



Комплектация № 2:

Макет этикетки реагента «НФГ-контроль L»



Макет этикетки реагента «НФГ-контроль H»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology
Solution» (TS-Гепарин-контроль)» по ТУ 21.20.23-105-42349142-2021**

Серия № E213019
Годен до 09 2022
Дата изготовления 03 2021

Хранить при +2...+8°C

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution»

**TECHNOLOGY SOLUTION**

6x1 мл

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

каталожный номер **875**



ООО фирма "Технология-Сол루션"

ПАСПОРТ № 875

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution»
(TS-Гепарин-контроль)
ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

Серия E213019

Годен до 09,2022

**TECHNOLOGY SOLUTION**

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
набор контрольных плазм для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-контроль» предназначено для проведения лабораторных контрольных измерений качества (qualify control) производимого изделия и для подтверждения качества действия актуальности параметров качества действия для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль) при проведении анализа активности плазмы активированная (рефрактеризированный гематин (rF8)) и плазменного фактора свертывания (F8) в активе крови с помощью прибора для измерения коагулометрии «Technology Solution».

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. НМГ-контроль L, на 1 мл — 3 фл.
2. НМГ-контроль H, на 1 мл — 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

875



656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 875

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров

«Technology Solution»

(TS-Гепарин-контроль)

ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

Серия E213019

Годен до 09.2022

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование показателя

Должное
значение

Фактическое

**TECHNOLOGY
SOLUTION**

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-контроль» предназначено для проведения интравенного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия «Набор реагентов для определения анти-Ха активности прямых антикоагулянтов для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Анти-Ха)» при определении анти-Ха активности прямых антикоагулянтов (нефракционированный гепарин (НФГ) и низкомолекулярные гепарины (НМГ)) в плазме крови хронометрическим методом на линейке коагулометров «Technology Solution».

Набор предназначен только для профессионального использования в лаборатории.

Серия № E213021
 Годен до 09.2022
 Дата изготовления 03.2021

Набор контрольных плазм для линейки
 коагулометров «Technology Solution»




TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

Хранить
при +2 ... +8°C

6x1 мл

каталожный
номер **879**





TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
 по применению медицинского изделия
 «Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
 «Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-контроль» предназначено для проведения
 внутривенного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия
 «Набор реагентов для определения анти-Ха активности прямых агглюлянтов
 для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Анти-Ха) при определении
 анти-Ха активности прямых агглюлянтов (пифракционированный гепарин
 (НФГ) и низкомолекулярные гепарины (НМГ)) в плазме крови хромогенным мето-
 дом на линейке коагулометров «Technology Solution».

Набор для применения только для лабораторных исследований.

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 879
Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Гепарин-контроль)
 ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

Серия E213021
Годен до 09.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение

**TS-ГЕПАРИН-
КОНТРОЛЬ**

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

Состав набора:

1. НФГ-контроль L, на 1 мл — 3 фл.
2. НФГ-контроль H, на 1 мл — 3 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.


Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,
а/я 1351,
тел.: (3852) 22-99-37


каталожный номер

879



656037, г. Барнаул,
а/я 3333
sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 879

Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution»
(TS-Гепарин-контроль)
ТУ 21.20.23-105-42349142-2021

Серия E213021

Годен до 09.2022



TS-ГЕПАРИН-КОНТРОЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

«Набор контрольных плазм для линейки коагулометров
«Technology Solution» (TS-Гепарин-контроль)»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-Гепарин-контроль» предназначено для проведения внутрилабораторного контроля качества (Quality Control) медицинского изделия «Набор реагентов для определения активности протромбиназного антикоагулянта для линейки коагулометров «Technology Solution» (TS-Анти-Ха) или определения активности протромбиназного антикоагулянта (нафракционированный гепарин (НФГ) и нафракционированные гепарины (НФГ)) в плазме крови хромогенным методом на линейке коагулометров «Technology Solution».

Набор контрольных плазм «TS-Гепарин-контроль» предназначен для использования в составе набора реагентов «TS-Анти-Ха».

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5

) листов

2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология Стандарт»

А.П. Момот

