



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО
"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы

ООО «НьюМедТех»



 С.В. Стогов
«17» 10 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Реагент лизирующий ВН-LN68 для анализаторов гематологических серии ВН



Общий вид медицинского изделия



URIT

LN

Реагент лизирующий
анализаторов

[Назначение]
Используется для
высвобождения
необходимых
дифференцирующих
ядросодержащих

Объем: 1 л

LOT

24010861M4

EXP

20240115

EXP

20260114



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone, Guilin

City, Guangxi, China (Китай)

Тел.: +86(773)2288586

Web: www.urit.com

Факс: +86(773)2288560

Email: service@uritest.com

Реагент лизирующий ВН-LN68, 1 л

**Лизирующий ВН-LN68 для
анализаторов гематологических серии ВН**

[назначение]
используется для разрушения оболочки эритроцитов,
высвобождения гемоглобина и сохранения формы
необходимых клеток перед анализом для удобной
дифференцировки и подсчета. Для подсчета лейкоцитов,
содержащих эритроцитов и базофилов.



REV: 10/2022-1

Реагент лизирующий ВН-LN68, 1 л

URIT

LN

BH-LN68

**Реагент лизирующий BH-
LN68 для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 1 л

LOT



24010861M4

20240115

20260114

QC PASS

Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Вторичная упаковка изделия

This card is only used for LN lyse.

Reagents Card
Lyse

LN

Идентификационная карта



Идентификационная карта

URIT LN BH-LN68 Реагент лизирующий BH-LN68 для анализаторов гематологических серии BH Объем: 1 л Регистрационное удостоверение РЗН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX	[Хранение и стабильность] 1. Хранить в темном месте вдали от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. Относительная влажность не должна превышать 90%. Температура хранения после вскрытия и температура использования: 15°C-30°C 2. Годен в течение 24 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 60 дней. [Ограничения, меры предосторожности и примечания] 1. Лизирующий реагент следует использовать под руководством квалифицированного технического специалиста. Предназначен только для диагностики in vitro. 2. Это изделие не предназначено для употребления внутрь. При случайном приеме внутрь немедленно обратиться к врачу. 3. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта с реактивом следует немедленно промыть место контакта большим количеством воды или обратиться к врачу. 4. Отработанный/оставшийся реактив утилизируют в соответствии с местными нормативными требованиями.	URIT LN BH-LN68 Реагент лизирующий BH-LN68 для анализаторов гематологических серии BH [Назначение] Используется для разрушения оболочки эритроцитов, высвобождения гемоглобина и сохранения формы необходимых клеток перед анализом для удобной дифференцировки и подсчета. Для подсчета лейкоцитов, ядросодержащих эритроцитов и базофилов. [Состав] Додецилтриметиламмония хлорид: 0,2 %, тетрадецилсульфобетан: 0,1 %	URIT Medical Electronic Co., Ltd. No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone, Guilin City, Guangxi, China (Kunming) Tel: +86(773)2289586 Fax: +86(773)2289586 Web: www.urit.com Email: service@urit.com Уполномоченный представитель производителем на территории Российской Федерации ООО «НьюМедТек» 111033 г. Москва, ул. Волочаевская, дом 40/1, стр. 4, пом. 1.16 этаж 1
	REV 10/2022-1		

Макет маркировки медицинского изделия



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8

(восемь) листах

