



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО

"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы

ООО «НьюМедТех»



С.В. Стогов

« 18 » 10 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Реагент лизирующий ВН-LP68 для анализаторов гематологических серии ВН



Реагент лизирующий ВН-LP68, 200 мл



Реагент лизирующий BH-LP68, 200 мл

URIT LP BH-LP68

**Реагент лизирующий BH-
LP68 для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 200 мл

LOT



24010685M6
20240115
20260114

QC PASS

Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Вторичная упаковка изделия

This card is only used for LP lyse.

Reagents Card
Lyse

LP

Идентификационная карта



Идентификационная карта

URIT LP BH-LP68



Реагент лизирующий BH-LP68 для анализаторов гематологических серии BH

Объем: 200 мл

LOT



Регистрационное удостоверение
РЗН XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

[Хранение и стабильность]

1. Хранить в темном месте, защищенном от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. Относительная влажность не должна превышать 90%. Температура хранения после вскрытия и температура использования: 15°C-30°C.
2. Годен в течение 24 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 60 дней.

[Ограничения, меры предосторожности и примечания]

1. Лизирующий реагент следует использовать под руководством квалифицированного технического специалиста. Предназначен только для диагностики in vitro.
2. Это изделие не предназначено для употребления внутрь. При случайном приеме внутрь немедленно обратиться к врачу.
3. Избегать контакта с кожей и глазами. В случае контакта с реактивом следует немедленно промыть место контакта большим количеством воды или обратиться к врачу.
4. Обработанный/оставшийся реактив утилизируют в соответствии с местными нормативными требованиями.



URIT LP BH-LP68



Реагент лизирующий BH-LP68 для анализаторов гематологических серии BH

[Назначение]

Используется для разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и сохранения формы остальных клеток перед анализом для их дифференцировки и подсчета. После обработки образцов крови лизирующим раствором лейкоциты окрашивают флуоресцентным красителем BH-FP68.

[Состав]

Натрия N-лауроилсаркозин: 0,06 %, полиоксидэтилен лауриловый эфир (Brij35): 0,12 %, тринатрий цитрат: 0,1 %.

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone, Guilan City, Guangxi, China (Kunming)
Тел.: +86/7732288586 Факс: +86/7732288560
Web: www.urit.com Email: service@uritmed.com

Уполномоченный представитель производителем на территории Российской Федерации
ООО «НьюМедТек»
111033 г. Москва, ул. Волочаевская, дом 40Г, стр. 4, пом. 1.18 этаж 1



REV: 10/2022-1



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 8

(восемь)

листах

