



Общий вид медицинского изделия

URIT
BH-FR68


FR

Краситель флуоресцентный
BH-FR68 для анализаторов
гематологических серии BH

[Назначение]

Используется в качестве вспомогательного изделия в in vitro диагностике для окрашивания клеток крови с целью изучения их морфологии и структуры, для удобства дифференцировки и подсчета. После обработки образца крови разбавителем BH-DR68 применяется при подсчете ретикулоцитов методом проточной цитометрии в сочетании с флуоресцентным окрашиванием нуклеиновых кислот. Медицинское изделие используется для выполнения общего анализа крови (ОАК), который назначается для диагностики и контроля лечения различных заболеваний.

Объем: 6 мл



24010685M8

20240115

20250114



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Китай)

Тел.: +86(773)2288586

Факс: +86(773)2288560

Web: www.urit.com

Email: service@uritest.com

REV:10/2022-1

Краситель флуоресцентный BH-FR68, 6 мл

URIT

FR

BH-FR68

**Краситель флуоресцентный
BH-FR68 для анализаторов
гематологических серии BH**

Объем: 6 мл

LOT



24010685M8

20240115

20250114



QC PASS

Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Вторичная упаковка медицинского изделия

URIT

FR

BH-FR68



Краситель флуоресцентный BH-FR68 для анализаторов гематологических серии BH

Объем: 6 мл




Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

[Хранение и стабильность]
1. Хранить в темном месте, защищенном от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. Относительная влажность не должна превышать 90%. Температура хранения после вскрытия и температура использования: 15°C-30°C.
2. Годен в течение 12 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 90 дней.

[Предназначение, меры предосторожности и примечания]
1. Краситель следует использовать под руководством квалифицированного технического специалиста. Предназначен только для диагностики in vitro.
2. Это изделие не предназначено для употребления внутрь. При случайном приеме внутрь немедленно обратиться к врачу.
3. Избегать контакта с кожей и глазами. В случае контакта с раствором следует немедленно промыть место контакта большим количеством воды или обратиться к врачу.
4. Обработанный/оставшийся раствор утилизируют в соответствии с местными нормативными требованиями.



URIT

FR

BH-FR68



Краситель флуоресцентный BH-FR68 для анализаторов гематологических серии BH

[Назначение]

Используется в качестве вспомогательного изделия in vitro для диагностики для окрашивания клеток крови с целью изучения их морфологии и структуры, для удобства дифференцировки и подсчета. После обработки образца крови разбавителем BH-DR68 применяется при подсчете ретикулоцитов методом проточной цитометрии и в сочетании с флуоресцентным окрашиванием нуклеиновых кислот. Медицинское изделие используется для выполнения общего анализа крови (ОАК), который назначается для диагностики и контроля лечения различных заболеваний.


[Состав]

Подмеченный флуоресцентный краситель: 0,03 %, этиленгликоль: 99,8 %.

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D 07, Information Industry District, High-Tech Zone, Guilin City, Guangxi, China (Ketao)
Tel.: +86 773 2285585 Fax: +86 773 2285540
Web: www.urit.com Email: service@urit.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации
ООО «НьюМед»
111033 г. Москва, ул. Володарская, дом 40Г,
стр. 4, помещ. 1.16 этаж 1



REV: 10/2022-1

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 5
(шести) листах

