



Общество с ограниченной ответственностью "НьюМедТех"

Юридический и фактический адрес:

111033, Москва г, Волочаевская ул, дом № 40Г, строение 4, пом. 1.16

ИНН 9705122220 ОГРН 1187746739487

Р/с 40702810012010794890 в Филиал "Корпоративный" ПАО

"Совкомбанк"

К/с 30101810445250000360 БИК 044525360

Генеральный директор Рожков Игорь Петрович



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

Иммунные методы

ООО «НьюМедТех»



С.В. Стогов

« 14 » 10 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Дилуэнт изотонический ВН-DS68 для анализаторов гематологических серии ВН



Общий вид медицинского изделия



Дилуент изотонический ВН-DS68, 20 л



DS60Y00002164

Reagents Card
Diluent

DS

Идентификационная карта

This card is only used for DS diluent.

Reagents Card
Diluent

DS


Идентификационная карта

URIT

DS

Дилуэнт изотонический BH-DS68 для анализаторов гематологических серии BH

BH-DS68



Объем: 20 л



Регистрационное удостоверение

РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



URIT Medical Electronic Co., Ltd.

No. D-07, Information Industry District, High-Tech Zone,
Guilin City, Guangxi, China (Китай)

Тел.: +86(773)2288586

Web: www.urit.com

Факс: +86(773)2288560

Email: service@uritest.com

[Назначение]

Разбавитель используется для разбавления образцов крови и приготовления клеточной суспензии перед анализом клеток крови, сохранения морфологии клеток для точного определения их количества и размеров и обеспечения хорошей проводящей среды для подсчета количества клеток.

[Хранение и стабильность]

1. Хранить в темном месте вдали от солнечных лучей при температуре 2°C-40°C. Относительная влажность не должна превышать 90%. Температура хранения после вскрытия и температура использования: 15°C-30°C.
2. Годен в течение 24 месяцев. После вскрытия следует использовать в течение 60 дней.

[Состав]

Натрия хлорид: 0,8 %, натрия этилендиаминтетраацетат: 0,05 %.

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации

ООО «НьюМедТех»

111033 г. Москва, ул. Волочаевская, дом 40Г,
стр. 4, помещ. 1.16 этаж 1

REV: 10/2022-1

Макет маркировки медицинского изделия



Вторичная упаковка медицинского изделия



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 7

(семь) листах

