

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПЕРОБЕЛЛ»
Кудашкина М.А.



19.08.2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Система протонной терапии P-CURE


производства P-CURE Ltd. ("ПИ-КЬЮР Лтд.")

Система протонной терапии P-CURE



1. Синхротрон:


1.1. Инжектор




1.2. Система магнитов кольца



1.3. Система выпуска пучка




1.4. Ускоряющая система



1.5. Вакуумная система




1.6. Система охлаждения



1.7. Рабочая станция, в составе:


1.7.1. Компьютер



1.7.2. Клавиатура



1.7.3. Мышь




1.7.4. Монитор




2. Система позиционирования и контроля положения пациента, в составе:

2.1. Роботизированная система позиционирования P-ARTIS PPS, в составе:

2.1.1. Базовая опора для робота



2.1.2. Робот




2.1.3. Электронный шкаф управления роботом



2.1.4. Пульт управления роботом (аварийный)



2.1.5. Пульт PPS управления роботом



2.1.6. Сервисный пульт управления роботом




2.2. Система поддержки и фиксации пациента:


2.2.1. Кресло пациента с опорой для ног (модель 1)



2.2.2. Кресло пациента с опорой для ног с удлинителем (модель 2)




2.2.3. Комплект аксессуаров для кресла



2.3. Компьютерный томограф P-ARTIS, в составе:

2.3.1. Гентри, в составе:






- Детектор специальный для КТ



Рентгеновский высоковольтный генератор



- Коллиматор




- Защитные крышки




2.3.2. Рабочая станция, в составе:


- Компьютер




2.3.5. Расширенный комплект Фантома тестирования КТ











- Монитор




2.3.3. Комплект для 4D КТ



2.3.4. Респираторный комплект для 4D KT



2.3.6. Широкое фантомное основание в сборе



2.3.7. Младенческий фантом



2.3.8. Разделительный трансформатор для КТ



2.3.9. Комплект декоративных панелей для КТ




2.3.10. Платформа для вертикального движения КТ с основой



2.3.11. Ручной пульт управления движением платформы КТ



2.3.12. Стойка электроники в сборе



2.3.13. Контрольная панель для КТ




2.4. Рентгеновская система контроля положения пациента P-ARTIS XR, в составе:


2.4.1. Комплект механических сборок и адаптеров для X-Ray



2.4.2. Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения



2.4.3. Рентгеновская трубка, L-Эоре




2.4.4. Столб и базисная плита для рентгеновской трубки




2.4.5. Генератор рентгеновск___глубок



2.4.6. Сервисная панель управления генератором




2.4.7. Механизм для подъёма и опускания рентгеновских детекторов, в сборе



2.4.8. Пульт для ручного управления механизмом подъёма и опускания рентгеновских детекторов




2.4.9. Ручной (аварийный) пульт для подъёма рентгеновских детекторов




2.4.10. Комплект декоративных панелей для подъемного механизма



2.4.11. Стойка электроники в центре




2.4.12. Фантом для калибровки




2.5. Межсистемные узлы и управление, в составе:


2.5.1. Стойка электроники в сборе




2.5.2. Пульт управления Р- АКИС




2.5.3. Kvm-удлинитель




2.5.4. Монитор



2.5.5. Клавиатур




2.5.6. Мышь



2.5.7. Компьютер P- ARTIS



2.5.8. Панель управления лечением TCP



3. Комплект кабелей, в состав

3.1. Кабель питания



3.2. Кабель сетевой



3.3. Кабель соединительный



4. Эксплуатационная документация на бумажном и/или цифровом носителе в составе:

4.1. Инструкция по эксплуатации

DMS-7298-B-1 → Утверждено



1

1

Система протонной терапии P-CURE

Инструкция по эксплуатации

1

Информация по использованию

системы протонной терапии P-CURE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Февраль 2023 года

DMS-5371 C-1 Утвержден



Система P-CURE

Техническая инструкция по применению

Июнь 2022 г.

DMS-5372 A-4 Утвержден



Система P-CURE

Инструкция по технике безопасности

Июль 2022 г.

5. Программное обеспечение системы PPTS, в составе:

5.1. Программное обеспечение для подъёмного механизма X-Ray.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.


5.2. Программное обеспечение для контроллера CT SP.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.


5.3. Программное обеспечение для контроллера X-ray.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.

5.4. Программное обеспечение контроля дозы.




5.5. Программное обеспечение управления ускорителем.



5.6. Программное обеспечение видеоправления ускорителем.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.

5.7. Программное обеспечение визуализационного контроля.



5.8. Программное обеспечение ACTS.


Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.

5.9. Программное обеспечение для контроллера безопасности.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.




TREATMENT SESSION MANAGER




5.11. Программное обеспечение для контроллера PPS.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.


5.12. Программное обеспечение для системы позиционирования P-Cure - пульт управления (HMI).



5.13. Программное обеспечение для пульта управления СТ SP.



5.14. Программное обеспечение P-Artis.



5.15. Программное обеспечение MPVS.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.

5.16. Программное обеспечение HW Модуль.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.



5.17. Программное обеспечение RSS.

Изображение отсутствует, программное обеспечение не имеет интерфейса.







			P-CURE Proton Therapy System (PPTS)
	P-Cure Ltd. 14 Carmel St., Industrial Zone Shilat 7318800, Israel Phone: +972 8 6373030		06-40000-0
			
			
			07290018947005
	CEpartner4U B.V. Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, The Netherlands Phone: +31 343 442 524	3N~	380-415 VAC, 50 / 60 Hz, max. 225 KVA, 3P+N+PE
 			 Type B Applied Part
Label P/N: 10-00011-0 Rev. G			

Макет русскоязычной маркировки «Система протонной терапии P-CURE»



CURE
PATIENT CENTRIC PROTON THERAPY

MD

СИСТЕМА ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ
P-CURE



P-CURE Ltd. ("ПИ-КЬЮР Лтд.")
14 Carmel St., Shilat Industrial Zone,
7318800, Israel (Израиль)



2024

RU

REP

г.Красногорск ул.Успенская, дом 5,
помещение 14, офис 501-1
Тел.: +7 (495) 143-35-21

REF

00-00000-0

№РУ

РЗН

№ 0000000 от 00.00.2024

SN

00000000



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Всего пронумеровано,
прешнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

86

