




Наконечник стоматологический воздушно-абразивный, модель AP-H







Макет русской этикетки (образец):

Наименование изделия- «Наконечник стоматологический воздушно-абразивный», модель AP-H, в составе:

1. Основной блок с камерой для хранения порошка AP-H и разъемом для подключения насадки (Powder storage chamber (Main unit))
2. Наконечник AP-1 Plus (Handpiece AP-1 Plus)
3. Игла длинная для чистки наконечника (Needle long)
4. Игла короткая для чистки наконечника (Needle short)
5. Уплотнительное кольцо для игл (O-ring needle)
6. Инструкция по применению (Instruction manual)
7. Карта насадок (Tip card)
8. Уплотнительные кольца (O-ring)- не более 14 шт.
9. Силиконовая прокладка (Silicone gasket) – не более 2 шт.
10. Уплотнительная прокладка (Sealing gasket)
11. Соединительная муфта (Butt joint sleeve)
12. Разъем для подключения к турбинному шлангу (Tail cord connector)
13. Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) – не более 100 шт. (при необходимости)
14. Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2) - не более 100 шт, (при необходимости)
15. Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3) - не более 100 шт, (при необходимости)

Производитель «Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.» (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.), Информационный индустриальный парк, Национальная зона высоких технологий Гуилин, Гуилин, Гуанси 541004, Китайская Народная Республика (Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China) (e-mail-sales@glwoodpecker.com/ тел.+86-773-5873196)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Стоматорг», адрес: 117485 Москва, ул. Профсоюзная 88/20, этаж а1, помещение I, комната 35. Тел. 7 (495) 620-97-34 E-mail: mail@stomatorg.ru


Серия _____ Дата изготовления _____

многократного использования, см.инструкцию по применению


Основной блок с камерой для хранения порошка AP-H и разъемом для подключения насадки (Powder storage chamber (Main unit))




Наконечник AP-1 Plus (Handpiece AP-1 Plus)



Игла длинная для чистки наконечника (Needle long), Игла короткая для чистки наконечника (Needle short)




Уплотнительное кольцо для игл (O-ring needle), Уплотнительные кольца (O-ring)




Warm tip

Do not add powder
beyond the 'Max'
scale line


Силиконовая прокладка (Silicone gasket)



Уплотнительная прокладка (Sealing gasket)




Разъем для подключения к турбинному шлангу (Tail cord connector)





Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) , Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2), Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3)











Макет русской этикетки (образец):

Наименование изделия- «Наконечник стоматологический воздушно-абразивный», модель AP-H Plus, в составе:

1. Основной блок с камерой для хранения порошка AP-H и разъемом для подключения насадки (Powder storage chamber (Main unit))
2. Наконечник AP-1 Plus (Handpiece AP-1 Plus) (при необходимости)
3. Наконечник AP-2 Plus (Handpiece AP-2 Plus) (при необходимости)
4. Игла длинная для чистки наконечника (Needle long)
5. Игла короткая для чистки наконечника (Needle short)
6. Уплотнительное кольцо для игл (O-ring needle)
7. Инструкция по применению (Instruction manual)
8. Карта насадок (Tip card)
9. Насадки (Nozzle)- не более 10 шт.
10. Ключ для фиксации насадок (Nozzle wrench)
11. Уплотнительные кольца (O-ring)- не более 14 шт.
12. Силиконовая прокладка (Silicone gasket) – не более 2 шт.
13. Уплотнительная прокладка (Sealing gasket)
14. Соединительная муфта (Butt joint sleeve)
15. Разъем для подключения к турбинному шлангу (Tail cord connector)
16. Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) - не более 100 шт, (при необходимости)
17. Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2) - не более 100 шт, (при необходимости)
18. Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3) - не более 100 шт, (при необходимости)


Производитель «Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.» (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.),
Информационный индустриальный парк, Национальная зона высоких технологий Гуилин, Гуилин, Гуанси 541004, Китайская
Народная Республика (Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China) (e-mail-
sales@glwoodpecker.com/ тел.+86-773-5873196)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Стоматорг», адрес: 117485 Москва, ул. Профсоюзная 88/20, этаж а1, помещение 1,
комната 35. Тел. 7 (495) 620-97-34 E-mail: mail@stomatorg.ru


Серия _____ Дата изготовления _____

многократного использования, см. инструкцию по применению

Основной блок с камерой для хранения порошка AP-H и разъемом для подключения насадки (Powder storage chamber (Main unit))




Наконечник AP-1 Plus (Handpiece AP-1 Plus)




Наконечник AP-2 Plus (Handpiece AP-2 Plus)



Игла длинная для чистки наконечника (Needle long), Игла короткая для чистки наконечника (Needle short)



Уплотнительное кольцо для игл (O-ring needle), Уплотнительные кольца (O-ring)



Warm tip


Do not add powder
beyond the 'Max'
scale line




Ключ для фиксации насадок (Nozzle wrench)




Силиконовая прокладка (Silicone gasket)



Уплотнительная прокладка (Sealing gasket)




Разъем для подключения к турбинному шлангу (Tail cord connector)




Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) , Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2), Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3)



Наконечник стоматологический воздушно-абразивный, модель AP-B









AP2360076PB

Product Name: Dental Scaler and Air Polisher
Model: AP-B



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China
Website: <http://www.glwoodpecker.com>



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10 · 48163 Münster · Germany



Rated input: 30V --- 1.3A



(01) 0 6944943 61180 0
(21) AP2360076PB



2023-06-29



Макет русской этикетки (образец):

Наименование изделия- «Наконечник стоматологический воздушно-абразивный», модель AP-B, в составе:


1. Основной блок AP-B (Main unit)
2. Адаптер питания (Power adapter)
3. Ножная педаль-переключатель (Foot switch)
4. Кабель питания (Power cable)
5. Наконечник воздушно-абразивный для полировки зубов со съемной головкой (Air polishing handpiece) (AP-1 или AP-2)
6. Ультразвуковой наконечник с LED подсветкой (Ultrasonic handpiece) (HW-5L)
7. Емкость для порошка (Powder tank) – 2 pcs
8. Емкость для воды (Water bottle) (700 мл/1500 мл) – 2шт.
9. Бокс для дезинфекции (Sterilize box) – 2 шт.
10. Плетеная трубка (Braided tube)
11. Иглы для чистки наконечника (Needle) – 2 шт.
12. Ключ для фиксации насадок (Nozzle wrench)
13. Динамометрический ключ (Torque wrench)
14. Фильтр (Filter)
15. Быстросъемное соединение (Quick connector)
16. Стоматологический абразивный порошок (Prophylaxis powder) – 2 шт.
17. Уплотнительный элемент (Rubber scaling element)
18. Уплотнительные кольца (O-rings):
Ф10×Ф1,4×8 шт., Ф3,5×Ф1,5×2 шт., Ф2×Ф0,5×4 шт., Ф51×Ф1,8×2 шт., Ф8×Ф1,5×2 шт., Ф21×Ф1,5×4 шт., Ф1,8×Ф1,3×2 шт.,
Ф1,2×Ф1×4 шт., Ф4×Ф1×2 шт., Ф3×Ф1×2шт.,
19. Набор насадок (Tips): P1×2 шт., P3×1 шт., P8×1 шт., G1×1 шт., G4×1шт.
20. Быстросъемный тройник (Tee quick connector)
21. Гнездовой разъем (Female connector)
22. Штыревой разъем (Male connector)
23. Полиуретановая трубка (PU tube) ф6
24. Полиуретановая трубка (PU tube) (ф3,2×ф1,6×78 мм)3 pcs
25. Сопло Sub-A (Nozzle Sub-A)
26. Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) - не более 100 шт, (при необходимости)
27. Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2) - не более 100 шт, (при необходимости)
28. Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3) - не более 100 шт, (при необходимости)
29. Инструкция по применению (Instruction manual)


Производитель «Гуилин Вудпекер Медикал Инструмент Ко., Лтд.» (Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.),
Информационный индустриальный парк, Национальная зона высоких технологий Гуилин, Гуилин, Гуанси 541004, Китайская
Народная Республика (Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi 541004, P.R. China) (e-mail-
sales@glwoodpecker.com/ тел.+86-773-5873196)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Стоматорг», адрес: 117485 Москва, ул. Профсоюзная 88/20, этаж а1, помещение I,
комната 35. Тел. 7 (495) 620-97-34 E-mail: mail@stomatorg.ru


Серия _____ Дата изготовления _____

многократного использования, см.инструкцию по применению







Ножная педаль-переключатель (Foot switch)




Наконечник воздушно-абразивный для полировки зубов со съемной головкой (Air polishing handpiece) AP-1



Наконечник воздушно-абразивный для полировки зубов со съемной головкой (Air polishing handpiece) AP-2



Ультразвуковой наконечник с LED подсветкой (Ultrasoinc handpiece) (HW-5L)




Емкость для порошка (Powder tank)



Емкость для воды (Water bottle) (700 мл/1500 мл)




Бокс для дезинфекции (Sterilize box)



Плетеная трубка (Braided tube)



Иглы для чистки наконечника (Needle)




Ключ для фиксации насадок (Nozzle wrench)




Динамометрический ключ (Torque wrench)








Уплотнительный элемент (Rubber sealing element)







Насадки (Tips)




Быстросъемный тройник (Tee quick connector)




Гнездовой разъем (Female connector)




Штыревой разъем (Male connector)





Полиуретановая трубка (PU tube) (ф3,2×ф1,6×78 мм)





Порошок PT-S1 (Prophylaxis Powder PT-S1) , Порошок PT-S2 (Prophylaxis Powder PT-S2), Порошок PT-S3 (Prophylaxis Powder PT-S3)



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Э.Х.Девлетбаева Листов

Директор по стратегическому
маркетингу

Э.Х.Девлетбаева

