

**КОЛЬПОСКОП «НТК АЗИМУТ ПЛЮС»
ПО ТУ 26.70.22-008-50848563-2024
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024, модель 01. Общий вид.





Оптическая бинокулярная головка БАВ-089.010.000. Общий вид




Оптическая бинокулярная головка БАВ-089.010.000


(маркировка на примере модели 01)



Кронштейн оптической головки с механизмом точной фокусировки
и осветителем и зелёным фильтром БАВ-089.005.000



Кронштейн оптической головки с механизмом точной фокусировки
и осветителем и зелёным фильтром БАВ-089.005.000 (маркировка)



Кронштейн оптической головки с механизмом точной фокусировки
и осветителем и зелёным фильтром БАВ-089.005.000 (маркировка)




Основание подвижное с пятью колесными опорами, модель 1 БАВ-089-1.001.000



Основание подвижное с пятью колесными опорами, модель 2 БАВ-113.000.000






Сборка БВВ 1.003.000
Горизонтальное колено БАВ-089-1.003.000





Штатив телескопический БАВ-113.001.000








Объем 52 куб. м/в. 089.013.000
Окупир 30 куб. м/в. 089.013.000








Кабель удлинитель А10-6-4(ВТ 19904/6) DC 5.5x2,1(М)- DC 5.5x2,1(М), GSMIN, Китай







Ключ 8-1 ГОСТ Р 57981-2017



Фотографическое изображение упаковки кольпоскопа «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024, модель 01





В документе пронумеровано и
прошито 24/двадцать четыре листов



Лицевой лист
ООО, ИСК Азимут плюс
Буденный

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ЭНДОСКОПИИ



ООО «НТК Азимут плюс»
194044, г. Санкт-Петербург
Чугунная 2А, литер Б
Тел./факс (812) 320-04-11
Тел./факс (812) 320-04-12
Тел./факс(812) 320-04-13
info@azimutplus.com

р/сч 40702810535000003679
в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
к/сч 30101810900000000790
БИК 044030790, ИНН 7801121296
ОКОНХ – 14972, 95130, 71100, ОКПО – 50848563
КПП 780401001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НТК Азимут плюс»



А.В. Буцевичский

Маркировка медицинского изделия
Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024
в вариантах исполнения

1. Маркировка оптической бинокулярной головки
1.1 Маркировка верхней части головки:



- 1.2 Маркировка нижней части головки:

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс», модель 01:

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024		
модель 01		
РУ № РЗН XXXXX от XX.XX.XXXX г.		
 XX.XXXX	 XXXXXX	
ООО «НТК Азимут плюс»		
194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная 2А, литер Б		
Тел./факс +7 (812) 320-04-11		
info@azimutplus.com		
	0,1 А	Масса: 21,5 кг

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс», модель 02:

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024		
модель 02		
РУ № РЗН XXXXX от XX.XX.XXXX г.		
 XX.XXXX	 XXXXXX	
	ООО «НТК Азимут плюс» 194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная 2А, литер Б Тел./факс +7 (812) 320-04-11 info@azimutplus.com	0,1 А Масса: 7,5 кг

2. Маркировка окуляров кольпоскопа

Окуляры 10X



Окуляры 25X



Окуляры 30X



3. Маркировка горизонтального колена

	ВКЛ	 АЗИМУТ ПЛЮС WWW.AZIMUTPLUS.COM	
---	-----	---	---




4. Маркировка кронштейна оптической головки с механизмом точной фокусировки и осветителем и зелёным фильтром

4.1 Маркировка разъема для подключения кабеля заземления кольпоскопа:



4.2 Маркировка разъема для подключения блока питания:



4.3 Маркировка ручки включения освещения:



4.4 Маркировка включателя зеленого фильтра:

ФИЛЬТР

5. Маркировка транспортной тары

Модель 01

Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024

модель 01

РУ № РЗН

от



06.2024



00124



ООО «НТК Азимут плюс»




194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная 2А, литер Б

Тел./факс +7 (812) 320-04-11

info@azimutplus.com



**Условия
транспортирования**
Transport temperature



**Условия
хранения**
Storage temperature



Модель 02



Кольпоскоп «НТК Азимут плюс» по ТУ 26.70.22-008-50848563-2024

модель 02

РУ № РЗН

от

06.2024



00224





ООО «НТК Азимут плюс»


194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная 2А, литер Б

Тел./факс +7 (812) 320-04-11

info@azimutplus.com



Условия
транспортирования
Transport temperature



Условия
хранения
Storage temperature



В документе пронумеровано и
прошито 5 (пять) Листов



генерального директора
ООО, и.к. Азимут плюс
Будевский В.