

Фотографические изображения
медицинского изделия
«Фундус-камера CR с принадлежностями »

Директор

ООО «МЕД ПРОФ»



Чепик Ю.А.


Фундус-камера CR, варианты исполнения CR-2 (общий вид)



Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF (общий вид сбоку)



Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF (общий вид спереди)



Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF (пульт управления)



Маркировка фондус-камеры CR-2 AF

Canon

100-240V~

Digital Retinal Camera CR-2 AF

50/60Hz

1.0-0.4A

Rx only



安全类型：I类B型



UK
CA



CANON INC.
9-1, IMAIKAMI-CHO, NAKAHARA-KU,
KAWASAKI, KANAGAWA, JAPAN



MANUFACTURED/ 生产日期:

製造番号 **SN** 121282

OCTOBER 2023 KM1

数字眼底照相机 CR-2 AF

企业名称

: 佳能公司

注册地址

: 日本国神奈川県川崎市
中原区今井上町9番1号

生产地址

: 日本国埼玉県川口市
大字七本木3461番地1

电话

: +81-3-3758-2111

医疗器械注册证编号

: 国械注进 20182161945

使用期限

: 8年

其他内容详见说明书

製造販売業者

キヤノン株式会社

住所

神奈川県川崎市中原区
今井上町9番1号

一般的名称

眼底カメラ

販売名

デジタル眼底カメラ CR-2 AF

医療機器認証番号

222AGBZX00219A01

医療機器のクラス

管理医療機器

特定保守管理医療機器

MADE IN JAPAN/日本製造

Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации:

ООО «МЕД ПРОФ»

Адрес: 119620, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ПР-КТ СОЛНЦЕВСКИЙ, Д. 14, ПОМЕЩ. 4/1


Производитель:

Canon Inc.

9-1, Imaikami-cho, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8501, Japan

Характеристики электропитания: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 1–0,4 А

Регистрационное удостоверение № _____



Транспортная маркировка фундус-камеры

Canon

MN: CR-2 AF EU 100-240V

UDI/医用EAN(GS1-128):



(01)04549292074321(21)121282

MC: 9628B013[AA]

SN: 121282

QTY: 1 Case: 1/1

GS1-128:



(91)9628B013(92)AA(21)121282

9-1, IMAIKAMICHO, NAKAHARA-KU

KAWASAKI, KANAGAWA, 211-8501, JAPAN

21
kg

2023-10-17

CANON INC. 日本製造 / Made in Japan / Fabriqué au Japon

BX9-0001

Canon



N.W. 19.00 KG

G.W. 21.00 KG

69 × 51 × 64 CM

Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF

Состав:

1. Основной блок фундус-камеры CR-2 AF – 1 шт;
2. Камера цифровая специальная – 1 шт;
3. Кабель питания – 1 шт;
4. Крышка камеры цифровой специальной – 1 шт;
5. Крышка на линзу объектива – 1 шт;
6. Крышка для крепления камеры цифровой специальной – 1 шт;
7. Салфетки к упору для подбородка – 100 шт./уп. или 500 шт./уп. – 1 упак.;
8. Чехол от пыли – 1 шт;
9. Обеспечение программное (DVD диск) – 1 шт.
 - Обеспечение программное Non-myd RC Capture Utility;
 - Обеспечение программное RX;
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт;
11. Руководство по эксплуатации обеспечения программного Non-myd RC Capture Utility – 1 шт;
12. Руководство по эксплуатации обеспечения программного RX – 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации:

ООО «МЕД ПРОФ»

Адрес: 119620, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОЛНЦЕВО, ПР-КТ СОЛНЦЕВСКИЙ, Д. 14, ПОМЕЩ. 4/1

Производитель:

Canon Inc.

9-1, Imaikami-cho, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8501, Japan

Регистрационное удостоверение № _____

Транспортная упаковка фундус-камеры



Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF
СОСТАВ

Основной блок фундус-камеры CR-2 AF




Камера цифровая специальная



Кабель питания



Крышка камеры цифровой специальной




Крышка на линзу объектива




Крышка для крепления камеры цифровой специальной



Салфетки к упору для подбородка




Чехол от пыли



Обеспечение программное (DVD диск)

- Обеспечение программное Non-myd RC Capture Utility;
- Обеспечение программное RX;




Canon

Руководство по эксплуатации
на медицинское изделие
Фундус-камера CR с принадлежностями

Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF

Обязательно прочтите данное руководство до начала использования оборудования.
Храните данное руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.




Руководство по эксплуатации обеспечения программного Non-myd RC Capture Utility

Canon

Программное обеспечение Non-myd RC Capture
Utility
Версия 2.3

Руководство по эксплуатации



Обязательно прочтите данное руководство до начала
использования ПО.
Храните данное руководство в безопасном месте для
использования в дальнейшем.

Руководство по эксплуатации обеспечения программного RX.

Canon

Программное обеспечение RX
RX Capture для фундус-камеры
Средство просмотра RX Viewer
Сервер RX Server

Версия 4.7

Руководство по эксплуатации

CE 0197
UK
CA 0066

Обязательно прочтите данное руководство до начала использования оборудования.
Храните данное руководство в безопасном месте для использования в дальнейшем.

Фундус-камера CR, вариант исполнения CR-2 AF
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Устройство фиксации глаза внешнее.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25

(ВВАСУАТЬ ОЯТЬ)
листа(-ов)

Подпись

