

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор  
ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»

М. Н. Сарманов

// 2024 г.

## Макеты этикеток на медицинское изделие

«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01»

по ТУ 9464-001-70440344-2015 в вариантах исполнения

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки блистерной упаковки (индивидуальной упаковки):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с одноканальной иглой)



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1  
info@pascal-med.ru www. pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01**

**(с одноканальной иглой)  
ТУ 9464-001-70440344-2015**

**Игла воздуховода 1,2х40 (18 Gx1 1/2")  
Инъекционная игла 0,8х40 (21 Gx1 1/2")**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

**ПАРТИЯ №: XXXXX**

**ГОСТ 25047-87**

**Годеи до: ХХ: ХХХХ**

**ВНИМАНИЕ!**

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.  
Не использовать для переливания крови и ее компонентов.**

**Место производства:**

**ООО «ЛИДКОР»**

**Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.  
Приборостроителей, д. 3а**

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки упаковочного пакета (тары потребительской):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с одноканальной иглой)



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1

info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01**

**(с одноканальной иглой)**

**ТУ 9464-001-70440344-2015**

**Игла воздуховода 1,2х40 (18 Gx1 1/2")**

**Инъекционная игла 0,8х40 (21 Gx1 1/2")**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

ПАРТИЯ №: XXXXX

**ГОСТ 25047-87**

Годен до: XX: XXXX

**ВНИМАНИЕ!**

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.

Не использовать для переливания крови и ее компонентов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Закройте зажим и удалите колпачок с полимерной иглы.
2. Введите полимерную иглу во флакон или пластиковый контейнер до упора.
3. Введите воздушную иглу во флакон.
4. Закрепите флакон или контейнер на штативе и мягко надавите на капельницу, пока она не наполнится наполовину.
5. Откройте зажим и удалите воздух из трубки. Закройте зажим.
6. Удалите колпачок с инъекционной иглы и произведите пункцию вены.
7. Освобождая зажим, установите необходимую скорость инфузии.

Место производства:

**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.

Приборостроителей, д. 3а

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки блистерной упаковки (индивидуальной упаковки):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с двухканальной иглой)



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1

info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01**

**(с двухканальной иглой)**

**ТУ 9464-001-70440344-2015**

**Инъекционная игла 0,8х40 (21 Gx1 1/2")**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

ПАРТИЯ №: XXXXX

**ГОСТ 25047-87**

Годен до: XX: XXXX

**ВНИМАНИЕ!**

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.

Не использовать для переливания крови и ее компонентов.

Место производства:

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.

Приборостроителей, д. 3а

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки упаковочного пакета (тары потребительской):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с двухканальной иглой)



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1

info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01**

**(с двухканальной иглой)**

**ТУ 9464-001-70440344-2015**

**Инъекционная игла 0,8х40 (21 Gx1 1/2")**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

ПАРТИЯ №: XXXXX

**ГОСТ 25047-87**

Годен до: XX: XXXX

**ВНИМАНИЕ!**

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.

Не использовать для переливания крови и ее компонентов.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Закройте зажим и удалите колпачок с полимерной иглы.
2. Введите полимерную иглу во флакон или пластиковый контейнер до упора.
3. Закрепите флакон или контейнер на штативе и мягко надавите на капельницу, пока она не наполнится наполовину.
4. Откройте зажим и удалите воздух из трубки. Закройте зажим.
5. Откройте клапан воздуховода полимерной иглы.
6. Удалите колпачок с инъекционной иглы и произведите пункцию вены.
7. Освобождая зажим, установите необходимую скорость инфузии.

Место производства:

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.

Приборостроителей, д. За

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 с регулятором тока жидкости (с двухканальной иглой)



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1

info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01 С РЕГУЛЯТОРОМ ТОКА  
ЖИДКОСТИ**

**(с двухканальной иглой)**

**ТУ 9464-001-70440344-2015**

**Игла инъекционная 0,8х40 (21Gх 1 1/2")**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

**ПАРТИЯ №: XXXXX**

**ГОСТ 25047-87**

**Годен до: XX: XXXX**

**ВНИМАНИЕ!**

**Не использовать при нарушении целостности потребительской тары**

**Не использовать для переливания крови и ее компонентов**

**Место производства:**

**ООО «ЛИДКОР»**

**Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.**

**Приборостроителей, д. 3а**

Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015, в вариантах исполнения

Макет этикетки пакета упаковочного (тары потребительской):

- устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 для инфузионных насосов



**ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»**

141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д.8, к. 1

info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru

**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
ПР 23-01 ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ  
ТУ 9464-001-70440344-2015**

**РУ № РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**

- Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Однократного применения.

**ПАРТИЯ №: XXXXX**

**ГОСТ 25047-87**

**Годен до: XX: XXXX**

**ВНИМАНИЕ!**

Не использовать при нарушении целостности потребительской тары

Не использовать для переливания крови и ее компонентов

**Место производства:**

**ООО «ЛИДКОР»**

Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул.

Приборостроителей, д. 3а

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью

№ ( Селль ) листов

Генеральный директор

ООО «НАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»

Сарманов М.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

«ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»

М.Н. Сарманов

» 11 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 по ТУ 9464-001-70440344-2015 в вариантах исполнения**





Рисунок 1. Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с одноканальной иглой) с блистерной упаковкой




**ООО "ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ"**  
 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Электронная д. 8, к. 1  
 info@pascal-med.ru www.pascal-med.ru  
**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЛИВАНИЯ  
 ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ  
 ПР 23-01  
 (с одноканальной иглой)  
 ТУ 9464-001-70440344-2015**  
 Игла воздуховода 1,2x40 (18 Gx1 1/2")  
 Инъекционная игла 0,8x40 (21 Gx1 1/2")  
**РУ №РЗН 2016/4449 от 25.07.2022**  
 -Стерильно. Асептично. Нетоксично.  
 -Стерилизовано способом этилирования.  
 -Однократного применения.  
 ПАРТИЯ №: 00029  
 Годен до: 10.2029  
 ГОСТ 25047-87  
**ВНИМАНИЕ!**  
 Не использовать при нарушении целостности потребительской тары.  
 Не использовать для переливания крови и ее компонентов.  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
 1. Закройте зажим и удалите колпачок с полимерной иглы.  
 2. Введите полимерную иглу во флакон или пластиковый контейнер до упора.  
 3. Введите воздушную иглу во флакон.  
 4. Закрепите флакон или контейнер на штативе и мягко надавите на колпачок, пока он не наполнится раствором.  
 5. Откройте зажим и удалите воздух из трубки. Закройте зажим.  
 6. Удалите колпачок с инъекционной иглы и произведите пункцию вены.  
 7. Ослабляя зажим, установите необходимую скорость инфузии.  
 Место  
 ООО "ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ"  
 Россия, 141981, Московская область, г. Дубна  
 производство ул. Приборостроителей, д. 3а

Рисунок 2. Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с одноканальной иглой) с упаковочным пакетом




Рисунок 3. Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с двухканальной иглой) с блистерной упаковкой




Рисунок 4. Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 (с двухканальной иглой) с упаковочным пакетом




Рисунок 5. Устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 для инфузионных насосов с упаковочным пакетом




Рисунок 6. устройство для вливания инфузионных растворов ПР 23-01 с регулятором тока жидкости (с двухканальной иглой) с упаковочным пакетом

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью

7 лист ) листов

Генеральный директор

ООО «НАСКАЛЬ МЕДИКАЛ»

Сарманов М.Н.

