



Директор по развитию
ООО «АМК»

Перцева Н. Н.

«22» октября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека (T4 CLIA Microparticles (T4)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов



Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов




Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*2 тестов



Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100*5 тестов




Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 50*2 тестов




Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100 тестов





Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100*2тестов




Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка).
Фасовка 100*5 тестов




































Макеты русскоязычной маркировки

Набор реагентов для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека (T4 CLIA Microparticles (T4)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo
Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

1. Основной реагент T4:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 1 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 1 шт.
- Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 5,5 мл – 1 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX
Только для профессионального использования
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

T4 CLIA Microparticles

REF CME0202

LOT

IVD

Microparticles Solution 2.3mL × 1
Enzyme Conjugate 5.5mL × 1
Dissociation Solution 5.5mL × 1
Calibrator A × 1
Calibrator B × 1
Quality Control 1 × 1
Quality Control 2 × 1



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека (T4 CLIA Microparticles (T4)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo
Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

1. Основной реагент T4:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 2 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 2 шт.
- Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 5,5 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

T4 CLIA Microparticles

REF CME0203

LOT

IVD

Microparticles Solution 2.3mL × 2
Enzyme Conjugate 5.5mL × 2
Dissociation Solution 5.5mL × 2
Calibrator A × 1
Calibrator B × 1
Quality Control 1 × 1
Quality Control 2 × 1



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека (T4 CLIA Microparticles (T4)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo
Вариант исполнения: Фасовка 100*5 тестов

1. Основной реагент T4:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 5 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 5 шт.
- Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 5,5 мл – 5 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

T4 CLIA Microparticles

REF CME0204

LOT

IVD

Microparticles Solution 2.3mL × 5
Enzyme Conjugate 5.5mL × 5
Dissociation Solution 5.5mL × 5
Calibrator A × 1
Calibrator B × 1
Quality Control 1 × 1
Quality Control 2 × 1



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего тироксина в сыворотке крови человека (T4 CLIA Microparticles (T4)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo
Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

1. Основной реагент T4:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 1,2 мл – 2 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 3,0 мл – 2 шт.
- Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 3,0 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


T4 CLIA Microparticles

REF CME0205

LOT

IVD

Microparticles Solution 1.2mL × 2
Enzyme Conjugate 3.0mL × 2
Dissociation Solution 3.0mL × 2
Calibrator A × 1
Calibrator B × 1
Quality Control 1 × 1
Quality Control 2 × 1



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2х
1 двусторонняя сеточка листах

