

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Лабораторные решения»

И.С. Ломаев

«17» декабря 2024 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Автоматический коагулометр «Technology Solution», варианты
исполнения**

- 1. Автоматический коагулометр «Technology Solution 60»**
- 2. Автоматический коагулометр «Technology Solution 190»**

1. Макеты маркировки медицинского изделия «Автоматический коагулометр «Technology Solution 60»



МЕХАНИЧЕСКИЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ



КЛАВИАТУРА МЫШЬ

USB

RS-232 ВЫХОД VGA

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 5А 250В

ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА


ОТКЛ

ВКЛ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ



2. Макеты маркировки медицинского изделия «Автоматический коагулометр «Technology Solution 190»



Внимание: Наполнять емкость для кювет не выше красной линии!



Внимание:

1. Перед включением анализатора проверьте готовность электропитания, штатива для реагентов, штатива для образцов, штатива для срочных проб, игл пробозаборников для проб и реагентов. Проверьте, достаточно ли дистиллированной воды и жидкости для промывки, опорожнен ли от отработанных кювет лоток и слита ли жидкость из емкости для отходов.
2. Во время работы устройства, пожалуйста, не помещайте руки в рабочее пространство, чтобы избежать повреждений
3. Для получения точных результатов, удостоверьтесь, что крышка закрыта во время работы устройства.
4. После выключения устройства, пожалуйста, закройте флаконы с реагентом крышками, уберите стандартные образцы, контрольные образцы и исследуемые образцы из штатива для образцов, при загрязнении рабочего стола очистите его мягкой тканью.



Дистиллированная вода



Отходы





Избегайте биозагрязнения. При очистке контейнера для отходов используйте резиновые перчатки и удаляйте кюветы, когда контейнер для отходов заполнен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ТРОГАЙТЕ
ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не помещайте руки внутрь
во время проведения анализа



USB



RS-232



WLAN



Предохранитель
10A 250 В



Мощность
100-240 В
50 Гц / 60 Гц
500 Вт

3. Символы на маркировке

	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Соответствие изделия основным требованиям директив ЕвроСоюза
	Упаковочный материал изготовлен из вторсырья или может быть отправлен на вторичную обработку.
	Температурный диапазон
	Опасность
	Биологическая опасность
	Руками не трогать
	Не помещать руки внутрь во время работы прибора

4. Макеты маркировки на упаковку


SIZE:

N.W.: kg

G.W.: kg



Transport and storage Environment Humidity: ≤ 85% Atmospheric Pressure: 50kPa~106kPa	-20°C min		55°C max
--	-----------	---	----------



5. Символы на упаковке:

	Бьющийся груз В транспортной упаковке находится бьющийся груз, поэтому обращаться с ней следует с особой осторожностью
	Верх Транспортная упаковка должна находиться указанной стороной вверх
	Беречь от дождя Упакованное изделие чувствительно к воздействию влаги
	Беречь от прямых солнечных лучей
	Не катить

ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 7

(семь) листов

«14» декабря 2022 г.

Директор ООО «Лабораторные
решения»

И.С. Ломаев





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Лабораторные решения»

И.С. Ломаев

«17» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Автоматический коагулометр «Technology Solution», варианты исполнения

- 1. Автоматический коагулометр «Technology Solution 60»**
- 2. Автоматический коагулометр «Technology Solution 190»**

1. Внешний вид медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 60».



Вид спереди.



Вид сзади. Общий вид.



Вид сзади. Маркировка.


Руководство по эксплуатации

Автоматический коагулометр «Technology Solution 60»



Версия: 3.0. Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторные решения».
656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43,
т. 8-800-551-61-71, www.labsolution.ru, www.лаб-решение.рф, sales@lab-solution.ru.

2. Руководство по эксплуатации



3. Паспорт прибора



4. Емкость для дистиллированной воды




5. Емкость для слива жидких отходов

6. Сетевой шнур







7. Провод для подключения заземления




8. Предохранитель



9. Стилус



10. Провод для прочистки иглы пробозаборника




11. Держатель для стилуса



12. Наклейка для держателя стилуса




13. Чашечка для образцов 1,5 мл (при необходимости)



14. Бумага для термопринтера (при необходимости)



15. Адаптер для образцов (при необходимости)



16. Адаптер для реагентов (при необходимости)



17. Флакон для реагентов Ø23 мм (при необходимости)



18. Флакон для реагентов Ø35 мм (при необходимости)



19. Флакон для реагентов Ø28 мм (при необходимости)



20. Магнитная мешалка (при необходимости)

PT	TT	APTT	CaCl ₂	FIB	Buffer	CleanII
PT	TT	APTT	CaCl ₂	FIB	Buffer	CleanII
D-D R1	D-D R2	FDP R1	IBS	IBS	AT3 R1	AT3 R2
D-D R1	D-D R2	FDP R1	FDP R2	FDP R2	AT3 R1	AT3 R2

21. Наклейка для реагентов (при необходимости)




22. Считыватель для образцов (при необходимости)




23. Считыватель для реагентов (при необходимости)


Внешний вид упаковки медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 60».



Коробка транспортировочная

Внешний вид медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 60».
Вид отдельных частей с маркировкой.







МЕХАНИЧЕСКИЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ









1. Внешний вид медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 190».



Вид спереди.



Вид сзади. Общий вид.

Автоматический коагулометр «Technology Solution 190»


TECHNOLOGY SOLUTION 190

SN 202009016 JK  01/2019

100–240 В 50Гц/60Гц 500 Вт

Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd.

Адрес регистрации: 2F, 5th Building, Software Park, No.2, Gaoxinhong 3rd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan, 518057 Shenzhen PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Адрес производства: Rayto Industrial Building, Shuangming Blvd South, East Hi-Tech Park, Guangming New District, 518107 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

CE Авторизованный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторные решения», 656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43. Регистрационное удостоверение № P3H 2019/9394


IVD



Вид сзади. Маркировка.


Руководство по эксплуатации

Автоматический коагулометр «Technology Solution 190»




Версия: 3.0. Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторные решения»,
656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43,
т. 8-800-551-61-71, www.labsolution.ru, www.лаб-решение.рф, e-mail: sales@lab-solution.ru.

2. Руководство по эксплуатации



3. Паспорт прибора



4. Емкость для дистиллированной воды




5. Емкость для слива жидких отходов



6. Сетевой шнур




7. Провод для подключения заземления



8. Предохранитель



9. Шланг для слива отходов




10. Кабель LAN



11. Чашечка для образцов 1,5 мл (при необходимости)




12. Ручки для переноса прибора



13. Микро-адаптер для образцов (при необходимости)



14. Адаптер для чашечек образцов (при необходимости)



15. Направляющая пластина для отработанных кювет (при необходимости)



16. Флакон для реагентов Ø23 мм (при необходимости)



17. Флакон для реагентов Ø35 мм (при необходимости)



18. Флакон для реагентов Ø28 мм (при необходимости)



19. Магнитная мешалка (при необходимости)

● Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	PT	APTT	●
● CaCl ₂	TT	FIB	IBS	IBS	IBS	AT3 R1	●
● D-D Dil	D-D R1	D-D R2	FDP Dil	FDP R1	FDP R2	AT3 R2	●
● Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	PT	APTT	●
● CaCl ₂	TT	FIB	IBS	IBS	IBS	AT3 R1	●
● D-D Dil	D-D R1	D-D R2	FDP Dil	FDP R1	FDP R2	AT3 R2	●

20. Наклейка для реагентов (при необходимости)



21. CD с программным обеспечением (при необходимости)




22. Считыватель для реагентов (при необходимости)




23. Считыватель для образцов (при необходимости)

Внешний вид упаковки медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 190».



Коробка транспортировочная

Внешний вид медицинского изделия Автоматический коагулометр «Technology Solution 190».
Вид отдельных частей с маркировкой.





Внимание:

1. Перед включением анализатора проверьте готовность электропитания, штатива для реагентов, штатива для образцов, штатива для срочных проб, игл пробозаборников для проб и реагентов. Проверьте, достаточно ли дистиллированной воды и жидкости для промывки, опорожнен ли от отработанных кювет лоток и слита ли жидкость из емкости для отходов.
2. Во время работы устройства, пожалуйста, не помещайте руки в рабочее пространство, чтобы избежать повреждений
3. Для получения точных результатов, удостоверьтесь, что крышка закрыта во время работы устройства.
4. После выключения устройства, пожалуйста, закройте флаконы с реагентом крышками, уберите стандартные образцы, контрольные образцы и исследуемые образцы из штатива для образцов, при загрязнении рабочего стола очистите его мягкой тканью.






Избегайте биозагрязнения. При очистке контейнера для отходов используйте резиновые перчатки и удаляйте кюветы, когда контейнер для отходов заполнен.







Предохранитель
10A 250 В



Мощность
100-240 В
50 Гц / 60 Гц
500 Вт





ПРОШЕНО
В КОЛИЧЕСТВЕ 67
(шестьдесят семь) листов
«14» сентября 2024 г.

Директор ООО «Лабораторные
решения»

И.С. Ломаев

