


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»

Смирнов Анатолий Сергеевич



« 25 » октября 2024 г.

МП



**Фотографические изображения медицинского изделия
«Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии
для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200»,**

производства Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co., Ltd., China
(ООО «Ханчжоуская медицинская технологическая компания Экспеклин», Китай)

Версия 1.0 от 25.10.2024 г.

Москва, 2024 г.

ООО «Компания Хеликон»
119619, г. Москва, Новомещёрский проезд, дом 9, стр.1, к.11
Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60,
Факс: +7 (495) 930-00-84
mail@helicon.ru

I. Фотографические изображения медицинского изделия

1. Масс-спектрометр тройной квадрупольный – 1 шт.



2. Насос бинарный ультравысокого давления – 1 шт.




3. Фильтр для растворителей входной – 5 шт.



4. Трубка стальная с фитингами – 1 шт.



5. Капилляры для растворителей – 5 шт.



6. Ключ шестигранный 2,5 мм – 1 шт.




7. Ключ шестигранный 4 мм – 1 шт.



8. Ключ гаечный 5/16–1/4 – 1 шт.



9. Генератор азота мембранного типа – 1 шт.



10. Трубка для слива конденсата – 1 шт.




11. Ключ инженерного отсека – 1 шт.




12. Автосемплер с опцией охлаждения – 1 шт.



13. Держатель для виал на 48 шт. – 2 шт.




14. Трубка Ø1/16x0,13 – 1 шт.



15. Драйвер на USB – 1 шт.



16. Кабель I/O – 1 шт.



17. Предохранитель 2,5 А – 2 шт.




18. Комплект гаек с отверстием Ø1/16 и ферулы – 1 шт.




19. Ферулы – 2 шт.




20. Гайки с отверстием Ø1/16 – 2 шт.



21. Емкость для промывки 250 мл – 1 шт.




22. Инструмент для снятия игл – 1 шт.



23. Термостат колонок – 1 шт.




24. Источник химической ионизации при атмосферном давлении (APCI) – 2 шт.



25. Вакуумный насос – 1 шт.



(вид сверху)




(вид сбоку)

26. Кабель питания C14 – 3P+PE – 1 шт.



27. Кабель питания EUROSCHUKO – 1 шт.



28. Ключ шестигранный 12 мм – 1 шт.




29. Переходник для труб – 1 шт.



30. Насосное масло 1 л – не более 6 шт.



31. Шприцевой насос – 1 шт.




(лицевая сторона)

32. Шприц 10 мл – 1 шт.




33. Шприц 5 мл – 1 шт.




34. Шприц 60 мл – 1 шт.




35. Ключ шестигранный 2,5 мм – 1 шт.



36. Подставка для растворителей – 1 шт.




(вид сверху)




(вид снизу)

37. Модуль для слива отработанной жидкости (при необходимости) – 1 шт.



(вид сверху)




(вид сбоку)

38. Постколоночный кран-переключатель потоков – не более 2 шт.




(лицевая сторона)



(тыльная сторона)

39. Кабель RS 232 – 3 шт.



40. Переходник сетевой адаптер – не более 8 шт.




41. Кабель питания – не более 8 шт.



42. Коннектор шприца – не более 3 шт.



43. Шприц объемом 1 мл – не более 3 шт.




44. 8-портовый высокоскоростной сетевой коммутатор – 1 шт.




(упаковка)

Страница 50 из 104




(лицевая сторона)




(тыльная сторона)


45. Входная трубка из фторопласта Ø6 мм – 1 шт.




46. Трубка из фторопласта Ø4мм – 1 шт.



47. Отводная PU трубка Ø10мм – 1 шт.




48. Отводная трубка Ø14мм – 1 шт.




49. Хомут Kf40 – 2 шт.



50. Пинцет – 1 шт.



51. Соединитель из полиэфирэфиркетона Ø1/16x0,13 ID – 1 шт.



52. Трубка из полиэфирэфиркетона 3 м – 1 шт.



53. Редуктор азота для баллона – 1 шт.



54. Редуктор азота для генератора азота – 1 шт.



55. Коннектор для редуктора азота – 1 шт.



56. Переходник быстросъемный РЕГ – 1 шт.



57. Быстросъемный Т-коннектор – 2 шт.



58. Быстросъемный коннектор R1/4-Ø6 – 2 шт.



59. Фильтр прямой очистки – 2 шт.




60. Кабель Ethernet – не более 8 шт.




61. Крестовая отвертка – 1 шт.



62. Плоская отвертка – 1 шт.




63. Лазерная указка – 1 шт.



64. Наклейка с qr-кодом – 1 шт.




65. Вакуумная трубка – 1 шт.




66. Емкость для растворителя – 5 шт.




67. Крышка емкости для растворителя – 5 шт.



68. Сливная трубка – 1 шт.




69. Тройник для сливной трубки – 1 шт.




70. Коннектор из полиэфирэфиркетона (5 шт./уп.) – не более 5 шт.




71. Соединение из нержавеющей стали Ø0,005 – 1 шт.




72. Трубка из нержавеющей стали (2 шт./уп.) – 1 шт.




73. Пластиковая емкость 10 л – 1 шт.



74. Крышка для пластиковой емкости – 1 шт.




75. Кожух для инструмента для замены уплотнений – 1 шт.



76. Инструмент для замены уплотнений – 1 шт.



77. Виалы стекло 2 мл (100 шт./уп.) – не более 10 шт.



78. Крышки для виал (100 шт./уп.) – не более 10 шт.



Руководство по эксплуатации на медицинское изделие
Operation manual for medical device

**Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии
для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200**

**Liquid chromatography mass spectrometry system
for in vitro diagnostics HELICON® Inspero 5200**

Версия документа 1.0

Document Version 1.0

Производитель:

Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co., Ltd.

(ООО «Ханчжоуская медицинская технологическая компания Экспеклин»)

6th Floor, No.2466-1, Science&Technology Avenue, Qingshanhu Street, Lin'an District,
Hangzhou, Zhejiang Province, China

(Китай, провинция Чжэцзян, г. Ханчжоу, район Линьянь, квартал Циншаньху,
проспект Науки и техники, 2466-1, этаж 6)

Уполномоченный представитель производителя и дистрибьютор в Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон» (ООО «Компания Хеликон»)


119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11



80. Программное обеспечение на USB – 1 шт.



Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200



(общий вид, слева направо: емкости для растворителя с крышками, подставка для растворителей, насос бинарный ультравысокого давления, автосемплер с опцией охлаждения, постколоночный кран-переключатель потоков, термостат колонок, шприцевой насос, масс-спектрометр тройной квадрупольный)

II. Макеты оригинальной и дополнительной маркировки для Российской Федерации
2.1. Масс-спектрометр тройной квадрупольный

Макет оригинальной маркировки масс-спектрометра тройного квадрупольного



Triple Quadrupole Mass Spectrometry

Product: HELICON® Inspero 5200
Power: 220VAC/MAX10A/50Hz
Temperature: (18~25)°C
Humidity: (≤60)%RH
S/N:
Date:

Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co.,Ltd

Макет дополнительной маркировки масс-спектрометра тройного квадрупольного для Российской Федерации

Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200

Компонент: Масс-спектрометр тройной квадрупольный

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2200 В×А

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»


119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60

Регистрационное удостоверение № _____

Китай

Масс-спектрометр тройной квадрупольный




(тыльная сторона)

Оригинальная маркировка масс-спектрометра тройного квадрупольного



Дополнительная маркировка масс-спектрометра тройного квадрупольного для Российской Федерации



2.2. Автосемплер с опцией охлаждения

Макет оригинальной маркировки автосемплера с опцией охлаждения



Autosampler

Product: AS 510
Power: 220VAC/MAX10A/50Hz
Temperature: (18~25)°C
Humidity: (≤60)%RH
S/N:
Date:

Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co.,Ltd

Макет дополнительной маркировки автосемплера с опцией охлаждения для Российской Федерации

Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200

Компонент: Автосемплер с опцией охлаждения

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 800 В×А

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60

Регистрационное удостоверение № _____


Китай

Автосемплер с опцией охлаждения




(тыльная сторона)

Оригинальная маркировка автосемплера с опцией охлаждения




Дополнительная маркировка автосемплера с опцией охлаждения для Российской Федерации



2.3. Насос бинарный ультравысокого давления

Макет оригинальной маркировки насоса бинарного ультравысокого давления



Макет дополнительной маркировки насоса бинарного ультравысокого давления для Российской Федерации

Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inpero 5200
Компонент: Насос бинарный ультравысокого давления

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 800 В×А

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60

Регистрационное удостоверение № _____

Китай

Насос бинарный ультравысокого давления




(тыльная сторона)

Оригинальная маркировка насоса бинарного ультравысокого давления



Дополнительная маркировка насоса бинарного ультравысокого давления для Российской Федерации



2.4. Термостат колонок

Макет оригинальной маркировки термостата колонок



Chromatographic Column Oven

Product: CH 520
Power: 220VAC/MAX10A/50Hz
Temperature: (18~25)°C
Humidity: (≤60)%RH
S/N:
Date:

Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co.,Ltd

Макет дополнительной маркировки термостата колонок для Российской Федерации

Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inpero 5200
Компонент: Термостат колонок

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2200 В×А

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60


Регистрационное удостоверение № _____

Китай

Оригинальная маркировка термостата колонок



Дополнительная маркировка термостата колонок для Российской Федерации



2.5. Генератор азота мембранного типа

Макет оригинальной маркировки генератора азота мембранного типа



Nitrogen Generator

Product: NG-200
Power: 220VAC/MAX10A/50Hz
Temperature: (18-25)°C
Humidity: (≤60)%RH
S/N:
Date:

Hangzhou EXPECLIN Medical Technology Co.,Ltd

Макет дополнительной маркировки термостата колонок для Российской Федерации

Система жидкостной хромато-масс-спектрометрии для диагностики in vitro HELICON® Inspero 5200
Компонент: Генератор азота мембранного типа

Напряжение: 220 В

Частота: 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 660 В×А

Максимальный потребляемый ток: 10 А

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомещерский проезд, дом №9, стр. 1, комн. 11

Тел: 8 (800) 770-71-21, +7 (499) 705-50-50, +7 (499) 769-51-60

Регистрационное удостоверение № _____

Китай

Генератор азота мембранного типа




(тыльная сторона)

Оригинальная маркировка генератора азота мембранного типа



Дополнительная маркировка генератора азота мембранного типа для Российской Федерации



III. Транспортная упаковка



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 104 листа а
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»



 А.С. Смирнов