


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Лабораторные решения»

И.С. Ломаев

«17» декабря 2024 г.



Макеты маркировки медицинского изделия
Автоматический коагулометр «Technology Solution 400»



TECHNOLOGY SOLUTION 400

Автоматический коагулометр «TECHNOLOGY SOLUTION 400»



TECHNOLOGY
SOLUTION 400

SN

100–240 В

50 Гц/60 Гц



1000 Вт

IVD



Адрес регистрации: 2F, 5th Building, Software Park, No.2, Gaoxinhong 3rd Road,
Yuehai Subdistrict, Nanshan, 518057 Shenzhen PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Адрес производства: Rayto Industrial Building, Shuangming Blvd South, East Hi-Tech Park,
Guangming New District, 518107 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Авторизованный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью
«Лабораторные решения». 656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/13047



Внимание: Наполнять емкость
для кювет не выше красной линии!




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕ ТРОГАЙТЕ
ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ



Внимание:

1. Перед включением анализатора проверьте готовность электропитания, штатива для реагентов, штатива для образцов, штатива для срочных проб, игл пробозаборников для проб и реагентов. Проверьте, достаточно ли дистиллированной воды и жидкости для промывки, опорожнен ли от отработанных кювет лоток и слита ли жидкость из емкости для отходов.
2. Во время работы устройства, пожалуйста, не помещайте руки в рабочее пространство, чтобы избежать повреждений.
3. Для получения точных результатов, удостоверьтесь, что крышка закрыта во время работы устройства.
4. После выключения устройства, пожалуйста, закройте флаконы с реагентом крышками, уберите стандартные образцы, контрольные образцы и исследуемые образцы из штатива для образцов, при загрязнении рабочего стола очистите его мягкой тканью.





2. Символы на маркировке

	Серийный номер
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Соответствие изделия основным требованиям директив ЕвроСоюза
	Упаковочный материал изготовлен из вторсырья или может быть отправлен на вторичную обработку.

	Температурный диапазон
	Опасность
	Биологическая опасность
	Руками не трогать
	Опасно. Лазерное излучение

3. Макеты маркировки на упаковку

SIZE:		
N.W.:	kg	
G.W.:	kg	
Transport and storage Environment Humidity: ≤ 85% Atmospheric Pressure: 50kPa~106kPa		-20°C min  55°C max

IVD	
Product: AUTOMATED COAGULATION ANALYZER	
	
SN	

4. Символы на упаковке

	Хрупкое, обращаться осторожно. Медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно
	Верх Транспортная упаковка должна находиться указанной стороной вверх
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света.
	Не катить

ПРОШИТО
В КОЛИЧЕСТВЕ 5
(пяти) листов

«17» декабря 2024 г.

Директор ООО «Лабораторные
решения»

И.С. Ломаев





УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«Лабораторные решения»

И.С. Ломаев
«17» декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Автоматический коагулометр «Technology Solution 400»


**1. Медицинское изделие Автоматический коагулометр «Technology Solution 400». Внешний вид составных частей.
Вид спереди.**



Вид спереди с открытой защитной крышкой.



Вид сзади. Маркировка.



Вид отдельных частей с маркировкой.



Внимание

1. Прежде чем включить устройство, удостоверьтесь, что источник электропитания (розетка с разъемом, кабель) исправен, нета прибороборонка готова. Убедитесь, что ничего не препятствует движению зелья. Удостоверьтесь, что достаточно смазочного и дистиллированного воды для проведения анализа.
2. Во время работы устройства, пожалуйста, не помещайте руки в рабочее пространство устройства, чтобы избежать повреждения.
3. Для получения точных результатов, удостоверьтесь, что крышка закрыта во время работы устройства.
4. После выключения устройства, пожалуйста, уберите стандартные образцы, контрольные образцы и исследуемые образцы. При закрывании рабочего стола очистите его мягкой тканью. Пожалуйста, опорожните сливной сосуд и контейнер для отходов, и обращайтесь с кюветой для отходов и отходами в соответствии с нормами по утилизации медицинских или инфекционных отходов.





Предохранитель: 10A 250B
Мощность:
100-240B
50Hz/60Hz
1000 Bt









Внимание:

1. Прежде чем включить устройство, удостоверьтесь, что источник электропитания, кювета с реагентом, кювета с образцом, игла пробозаборника готовы. Убедитесь, что ничего не препятствует движению иглы. Удостоверьтесь, что достаточно очистителя и дистиллированной воды для проведения анализа, заполнены ли сливной сосуд и контейнер для отходов.
2. Во время работы устройства, пожалуйста, не помещайте руки в рабочее пространство устройства, чтобы избежать повреждений.
3. Для получения точных результатов, удостоверьтесь, что крышка закрыта во время работы устройства.
4. После выключения устройства, пожалуйста, уберите стандартные образцы, контрольные образцы и исследуемые образцы. При загрязнении рабочего стола очистите его мягкой тканью. Пожалуйста, опорожните сливной сосуд и контейнер для отходов, и обращайтесь с кюветой для отходов и отходами в соответствии с нормами по утилизации медицинских или инфекционных отходов.





Внимание: Наполнять емкость
для кювет не выше красной линии!

12




**Внешний вид медицинского изделия Автоматический коагулометр
«Technology Solution 400». Вид составных частей.**

2. Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

**Автоматический коагулометр
«Technology Solution 400»**



Версия: 3.0. Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторные решения»,
656037, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, пр-кт Калинина, зд. 116/43,
т. 8-800-551-61-71, www.labsolution.ru, www.лаб-решение.рф, e-mail: sales@lab-solution.ru.

3. Паспорт прибора

ПАСПОРТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Автоматический коагулометр «Technology Solution 400»

4. Силовой кабель.



5. Предохранитель 250В – 10А



6. Кабель LAN с магнитным кольцом.



7. Емкость для дистиллированной воды (с крышкой).




8. Емкость для отходов (с крышкой).



9. Провод для прочистки иглы.



10. Вспомогательная ручка для транспортировки.



11. Штатив для пробирок.



12. Соединитель для шланга.



13. Фильтр для воды.



14. Переходник с RJ45 на USB 3.0



15. Двухсторонний клапан.



16. Тройник.




17. Шланг для жидкостей (7 м).



18. Шланг для жидкостей (1,5 м).



19. Адаптер для флаконов (при необходимости).



20. Чашечка для образцов С1004 (при необходимости).



21. Магнитная мешалка (при необходимости).




● Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	PT	APTT	●
● CaCl ₂	TT	FIB	IBS	IBS	IBS	AT3 R1	●
● D-D Dil	D-DR1	D-DR2	FDP Dil	FDP R1	FDP R2	AT3 R2	●

● Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	PT	APTT	●
● CaCl ₂	TT	FIB	IBS	IBS	IBS	AT3 R1	●
● D-D Dil	D-DR1	D-DR2	FDP Dil	FDP R1	FDP R2	AT3 R2	●
● Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	Clean I	PT	APTT	●
● CaCl ₂	TT	FIB	IBS	IBS	IBS	AT3 R1	●
● D-D Dil	D-DR1	D-DR2	FDP Dil	FDP R1	FDP R2	AT3 R2	●

23. Флакон 50 мл (при необходимости).



24. CD с программным обеспечением (при необходимости).



25. Сканер штрих-кода для реагентов (при необходимости).




26. Сканер штрих-кода для образцов (при необходимости).



**Внешний вид упаковки медицинского изделия Автоматический коагулометр
«Technology Solution 400».**

Коробка транспортировочная



ПРОШЕНО
В КОЛИЧЕСТВЕ 39
(тридцати девяти) листов
«14» декабря 2024 г.



Директор ООО «Лабораторные
решения»

И.С. Ломаев