

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»


Перцева Н. Н.


«21» февраля 2025 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека (25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles (25-ОН Vitamin D)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo






Фотографическое изображение набора реагентов 25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles
Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов










Фотографическое изображение набора реагентов 25-OH Vitamin D CLIA Microparticles
Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов














Фотографическое изображение набора реагентов 25-OH Vitamin D CLIA Microparticles
 Вариант исполнения: Фасовка 100*5 тестов









Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)




Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)



Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)





Вариант картриджа № 2



Страница 21 из 26



Набор реагентов для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека (25-OH Vitamin D CLIA Microparticles (25-OH Vitamin D)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

1. Основной реагент 25-ОН Vitamin D:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 1,2 мл – 2 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 3,0 мл – 2 шт.
 - Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 5,5 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

25-OH Vitamin D CLIA Microparticles

REF CMS0405

LOT



Microparticles Solution 1.2mL×2
Enzyme Conjugate 3.0mL×2
Dissociation Solution 5.5mL×2
Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1

IVD



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека (25-OH Vitamin D CLIA Microparticles (25-OH Vitamin D)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

1. Основной реагент 25-ОН Vitamin D:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 1 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 1 шт.
 - Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 11,0 мл – 1 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX


Только для профессионального использования
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

25-OH Vitamin D CLIA Microparticles

REF CMS0402

LOT



Microparticles Solution 2.3mL×1
Enzyme Conjugate 5.5mL×1
Dissociation Solution 11.0mL×1
Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1

IVD



For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека (25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles (25-ОН Vitamin D)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

1. Основной реагент 25-ОН Vitamin D:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 2 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 2 шт.
 - Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 11,0 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:


ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles

REF CMS0403

LOT



Microparticles Solution 2.3mLx2

Enzyme Conjugate 5.5mLx2

Dissociation Solution 11.0mLx2

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения общего 25-ОН витамина D в сыворотке и плазме крови человека (25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles (25-ОН Vitamin D)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*5 тестов

1. Основной реагент 25-ОН Vitamin D:
 - Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 5 шт.
 - Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 5 шт.
 - Раствор для диссоциации (Dissociation Solution), 11,0 мл – 5 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202X/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:


ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

25-ОН Vitamin D CLIA Microparticles

REF CMS0404

LOT



Microparticles Solution 2.3mLx5

Enzyme Conjugate 5.5mLx5

Dissociation Solution 11.0mLx5

Calibrator A x1

Calibrator B x1

Quality Control 1 x1

Quality Control 2 x1



H317, H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Calibrator A

LOT



IVD



25-OH Vitamin D
Recon. With 1.0mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Calibrator B

LOT



IVD



25-OH Vitamin D
Recon. With 1.0mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Маркет маркировки контролей низкого и высокого уровня
(Quality Control 1 и Quality Control 2)

Quality Control 1

LOT



IVD



25-OH Vitamin D
Recon. With 1.0mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Quality Control 2

LOT



IVD



25-OH Vitamin D
Recon. With 1.0mL Distilled Water
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD. 2°C

 8°C

Маркет маркировки основного реагента
варианта исполнения: Фасовка 50*2 тестов




25-OH Vitamin D

1. Microparticles Solution 1.2mL
2. Enzyme Conjugate 3.0mL
3. Dissociation Solution 5.5mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Маркет маркировки основного реагента
Варианты исполнения: Фасовка 100 тестов, Фасовка 100*2 тестов, Фасовка 100*5 тестов




25-OH Vitamin D

1. Microparticles Solution 2.3mL
2. Enzyme Conjugate 5.5mL
3. Dissociation Solution 11.0mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(двадцать листов)

листах

