

«УТВЕРЖДАЮ»




Генеральный директор
ООО «ЮНИОН ЭКСПРЕСС»

Аютов К. Р.
2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микрокатетер внутрисосудистый одноразовый стерильный Amicath® II


-Общий вид в защитном чехле




-Общий вид микрокатетера, стилета, защитного чехла дистальной части





-Общий вид первичной упаковки





-Общий вид вторичной упаковки








-Общий вид транспортной упаковки







9/22

Микроанализатор мультисекундный автономный струйный Амикад® II
Производитель: Iberoptics S.A. (Ибероптика С.А.), Avenida Saduria, 4 Iles de
Vall, Barcelona, Испания
Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ЮНИОН ЭКСПЕРСС» (ООО «ЮНИОН ЭКСПЕРСС»), Россия, 115194, г. Москва, Пш.
Тер. Г. Мухометовский (спрт) Давидовский, Колосовский пер. д. 3 к. 1 стр. 3, помещ.
LXXXII ком. 2
пу № _____ от _____
Количество: _____
Имярек следует транспортировать при температуре воздуха от +10°C до +50°C при
относительной влажности от 20% до 85% (без конденсации) в атмосферном давлении
500 - 1060 гПа.
Условия хранения: транспортировка воздуха от +10°C до +50°C при относительной
влажности от 25% до 65% (без конденсации) в атмосферном давлении 500 -
1060 гПа.



Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 11 (одинадцать)
листа(ов).

Генеральный директор ООО «ЮНИОН-
ЭКСПРЕСС»


 / Аютов К.Р.
«1» ноября 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЮНИОН ЭКСПРЕСС»
Аютов К. Р.
« 16 » мая 2024 г.



МАРКИРОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Микрокатетер внутрисосудистый одноразовый стерильный Amicath® II

-На проксимальном конце катетера должно быть слово «Amicath® II», логотип производителя



-Маркировка первичной, вторичной упаковки

Amicath® II		REF 0000000	LOT 000000	0000-00	
Amicath® II			0000-00		
Amicath® II		REF 0000000	LOT 000000	0000-00	DATA MATRIX

Amicath® II

EN Dilatation and Perfusion Coronary Catheter CZ Dilatační a koronární perfuzní katetr DE Koronarer Dilatations- und Perfusionskatheter EL Στεφανιαίος καθετήρας διαστολής και αιμάτωσης ES Catéter de dilatación y perfusión coronaria FR Cathéter coronaire de dilatation et de perfusion HU Dilatációs és koszorúér-perfúziós katéter IT Catetere per dilatazione e perfusione coronarica NL Coronaire dilatatie- en perfusiekatheter PL Cewnik rozszerzający i do perfuzji naczyń wieńcowych PT Cateter de dilatação e perfusão coronária RU Дилатационный и перфузионный коронарный катетер TR Dilatasyon ve Perfüzyon koroner kateteri

Dotter max $\varnothing$ **1.31 mm** GC/MID **6F/0.070"** $\varnothing$ **0.014"** (0.356 mm)

Total length: 138 ± 2 cm

Dotter max $\varnothing \leq 1.31$ mm (4.26 F) Tip profile $\varnothing \leq 0.5$ mm (0.019")

IBERNOSPITEK S.A.
Aving. Catalunya 4 · 08185 Llívia de Val · Barcelona, Spain
Tel: +34 932 450 054 Fax: +34 932 430 111
info@nites.es · www.nites.es

CE               

CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS
Amicath® II REF 0000000 LOT 000000 0000-00	Amicath® II REF 0000000 LOT 000000 0000-00
CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS
Amicath® II REF 0000000 LOT 000000 0000-00	Amicath® II REF 0000000 LOT 000000 0000-00

Перевод:

«Data matrix»-матрица данных

«CODIGO DE BERRAS»- штрих-код

Максимальный диаметр $\varnothing$ 1,31 мм

Общая длина: 138 ± 2 см

Максимальный диаметр точечной трубки $\varnothing \leq 1,31$ мм (4,26 F)

Профиль наконечника $\varnothing \leq 0,5$ мм (0,019 дюйма)

ИБЕРХОСПИТЕКС, С.А. (IBERNOSPITEK, S.A.)

Пр-т Каталония, 4 · 08185 Лыса-де-Валь Барселона, Испания

Тел. +34 938 436 034 · Факс +34 938 436 111
info@iht.es · www.iht.es

-Маркировка транспортной упаковки



Перевод:
КОНТРАКТ № 15-3-4-15375-428-R-5912
НАЗНАЧЕНИЕ: ГКАТЕСА (GCATESA)
ИЗДЕЛИЕ: КОРОНАРНЫЕ СТЕНТЫ
ОБЩИЙ ВЕС НЕТТО: 129,4 КГ
ОБЩИЙ ВЕС БРУТТО: 135,7 КГ
ОБЩИЙ ОБЪЕМ: 1,47 М3
РАЗМЕРЫ ОДНОЙ КОРОБКИ: 34X40X50 СМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИБЕРХОСПИТЕКС С.А.
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ИСПАНИЯ

Дополнительный стикер транспортной упаковки при поставке в РФ

Микрокатетер внутрисосудистый одноразовый стерильный Amicath® II

Производитель: Iberhospitex S.A. (Иберхоспитекс С.А.), Avinguda. Catalunya, 4 Llica De Vall, Barcelona, Испания

Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью

«ЮНИОН ЭКСПРЕСС» (ООО «ЮНИОН ЭКСПРЕСС»), Россия, 115191, г. Москва, Вн.

Тер. Г. Муниципальный округ Даниловский, Холодильный пер, д. 3 к. 1 стр. 3, помещ.

LXXXII ком.2

РУ № _____ от _____

Количество: _____

Изделие следует транспортировать при температуре воздуха от +10°C до +50°C при относительной влажности от 20% до 85% (без конденсации) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия хранения: температура воздуха от +10°C до +50°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.



Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью (четыре)

листа(ов).

Генеральный директор ООО «ЮНИОН-
ЭКСПРЕСС»

 / Аютов К.Р.

«13» ноября 2024 г.

