

ПРОЕКТ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности»

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности

- 1. Бандажи на голеностопный сустав: SAN-101, MAN-101, BAN-101(M), RAN-101(F), DAN-101, EAN-101.**
- 2. Бандажи на коленный сустав: DKN-103, DKN-103(M), EKN-103, EKN-103(M), EKN-212, PKN-103, RKN-103, RKN-103(M), SKN-103, SKN-103(M), MKN-103, MKN-103(M).**
- 3. Бандажи на тазобедренный сустав: FMB-101, FMB-103, EBS-106, HFO-103.**
- 4. Бандажи на голень: TBB-101, TBB-103.**
- 5. Бандажи для удержания пахового грыжевого дефекта: HB-484, HB-500.**

**Заместитель генерального директора по
развитию ООО «НИКАМЕД»**




Лахмотко А.А.

Требования, предъявляемые к маркировке изделий

Вторичная (потребительская) упаковка должна содержать следующую информацию

- наименование медицинского изделия с указанием артикула;
- QR код;
- штрих-код;
- размер изделия;
- номер заказа (ORDER);
- дата производства;
- символ  «производитель», наименование производителя с адресом;
- указание импортера (ООО «НИКАМЕД» или ООО «Орто Медикл Групп») и уполномоченного представителя в РФ;
- место производства;
- номер регистрационного удостоверения с датой выдачи.

На вторичной (потребительской) упаковке приведены следующие символы:



СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВАНИИ



Изготовитель



Сухая чистка запрещена



Не отбеливать



Не применять барабанную сушку



Глажение запрещено



- ручная стирка
- максимальная температура 40 °C

DKN-103 (M)

Бандаж на коленный сустав, арт. DKN-103

Место производства:

1. Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Straße 92, Germany.
2. Arden Medikal Sağlık iç ve dış Ticaret A.Ş., Saray Mah. 100 Yıl Blv. No: 16, 06980 Kahramankazan/Ankara/Turkey.
3. PRIM, S.A., C/Yolanda González 15, P.I. 1 28938 Móstoles. Madrid, Spain.
4. ООО "Трелакс", 125239, г. Москва, проезд Черепановых д.6, стр.1, этаж 5, помещение I, комната 1, Россия.



Дата производства:
xx.xx.xxxx

Срок годности не
установлен

ORL-00-0000000



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
SAN-101



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

SAN-101

- СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНОСТОПА
- СНИЖАЕТ БОЛЬ И УСТРАНЯЕТ ОТЕК
- МОЖНО НОСИТЬ В ОБУВИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ПОД ПУХЛОЧКОМ
СОВМЕЩАЮЩИМ ШПОР И КНОПКОМ НА СПИНАХ

ТАБЛИЦА ПОДОБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА ВЫШЕ ПОДЪЕЖА, СМ

S	M	L	XL
17-20	20-23	23-26	26-29



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
SAN-101

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

SAN-101



- Бандаж на голеностопный сустав Orlett SAN-101 средней степени фиксации стабилизирует сустав, сохраняя в нем движение в полном объеме.
- Постоянная компрессия и массирующее действие бандажа стимулируют микроциркуляцию в области голеностопного сустава, уменьшают болевые ощущения и способствуют сокращению сроков реабилитации.
- Эластичные ремни фиксируют голеностопный сустав, образуя восмимобильную повязку.

Идентичен простому ортопедическому бандажу на голеностопный сустав (ортопедический бандаж на голеностопный сустав арт. SAN-101).
Средняя жесткость: умеренная, классификация: 20-30 Н/см, класс: 1.

Импортер:
ООО "Лин-Медико Групп"
Вулкан, 141405, Московская
область, г. г. Подольск, ул.
Ильинская, 10/14, стр. 1

Производитель:
Рязань, Рязанский завод
Пластик
Комп. Рязанский завод
151000, Рязань, Рязанский пер. 92,
Семинский

Уполномоченный
представитель в РФ
ООО "МЕДИКА"
Москва, 127017, Москва
Внешний проезд, д. 14, стр. 2

Партнеры-поставщики:
Рязань, 171210, Москва
ул. М. М. Сорокина, д. 1,
пол. 8, 800 11-13-112
e-mail: info@medika.ru

Сертификат
Идентификация
арт. по EN ISO 13485

В0321-04-SAN-101_2G-NL
02/24



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
MAN-101



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

MAN-101

- СПОСОБСТВУЕТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНОСТОПА
- СНИЖАЕТ БОЛЬ И УСТРАНЯЕТ ОТЕК
- МОЖНО НОСИТЬ В ОБУВИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ.
СОВМЕЩАЕТСЯ СЕРЬЕЗНОСТЬ И ТРЕБУЕТСЯ.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ВЫШЕ ПОДЪЕМКОВ, СМ	17-20	20-23	23-26	26-29



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
MAN-101

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

MAN-101



- Бандаж на голеностопный сустав Orlett MAN-101 легкой степени фиксации. За счет компрессии и массирующего действия бандаж стимулирует микроциркуляцию в области голеностопного сустава, уменьшает болевые ощущения и способствует устранению отеков.
- Вставки из высококачественного силикона способствуют снижению отека и рассасыванию гематом.

Идентификационный код: Бандаж на голеностопный сустав MAN-101. Цвет: черный. Материал: эластичный. Страна производства: Россия.

Импортер:
ООО «Орлетт»
Россия, 125406, Московская область, г. Красногорск,
Ильинский пр., д. 6, 16, этаж 1

Производитель:
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Мухоморова, д. 10,
125080, Россия

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
ул. Мухоморова, д. 10,
125080, Россия

Удостоверение
подлинности в РФ:
ОСГО-информационный
центр, 127015, Москва,
Береговой проезд, д. 14, стр. 2

ISO
Quality
Management System
certified to EN ISO 13485

BO23-04-MAN-101_2G-N1
02/24



ORLETT



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

BAN-101(M)

- СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНОСТОПА
- УМЕНЬШАЕТ ОТЕК И БОЛЬ
- МОЖНО НОСИТЬ В ОБУВИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ № ТРЕХ/11/10

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ ПОДЪЕМА СТОПЫ, CM	26-29	29-32	32-35	35-38	38-41



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

BAN-101(M)



- Бандаж Orlett на голеностопный сустав BAN-101(M) средней степени фиксации стабилизирует сустав, сохраняя в нем движения в полном объеме.
- Постоянная компрессия и массирующее действие бандажа стимулируют микроциркуляцию в области голеностопного сустава, уменьшают болевые ощущения и способствуют сокращению сроков реабилитации.

Изданная продукция ортопедический бандаж на малую конечность

Бандаж на голеностопный сустав, арт. BAN-101(M)

Товар является медицинским изделием. РУ №

Издано Государственным, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Импортер: ООО «Орто Медика Групп»

Ростов, 143405

Московская область,

г. Красногорск, Ижмаркет

зд. № 16, корп. 1

Уполномоченный

представитель в РФ:

ООО «НИКАМЕД»

Ростов, 127015, Москва,

Булварный проезд,

д. 14, стр. 2

При изготовителе:

Рейхард, Германия

Reinhard Technologies GmbH

10785 Berlin, Pfladerweg

50-92, Germany

Претензии и жалобы

Ростов, 127220, Москва

или № 18, ООО «НИКАМЕД»

тел. 8-800-33-33-112,

e-mail: nikamed.ru

Quality

Management System

acc. to EN ISO 13485

ISO

13485

13485

8016-08-BAN-101(M)-NA_05/24
10-5



БАНДАЖ С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ БОА НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

RAN-101(F)

- МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ВМЕСТО ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ *
- МОЖНО НОСИТЬ В ОБУВИ
- ТОЧНОСТЬ ФИКСАЦИИ ДО 1 мм



ИНСТРУКЦИЯ НА ДОРОЖИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ МЕТЬ СХВАТОВАТЬ ИС 17549-1-15.
* ПО НАКАЗУ ЛЕКАРЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	1	2	3	4
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ ВЫШЕ ПОДЪЕЖК, CM	18-20	20-22	22-24	24-26



BORL-04-RAN-101F-N1_03/24
ТО-3

БАНДАЖ С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ БОА НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

RAN-101(F)

- Бандаж на голеностопный сустав ORLETT RAN-101(F) сильной степени фиксации сохраняет сгибание и разгибание и исключает патологические боковые движения в голеностопном суставе
- Незастыжные ремни образуют восьмьюугольную повязку для дополнительной стабилизации голеностопного сустава
- По назначению врача бандаж может применяться как альтернатива гипсовой повязке
- Система фиксации BOA обеспечивает регулировку с точностью до 1 мм

Исходные материалы: полипропиленовый. Свойства не являются абсолютными.
Анализ на соответствие требованиям: RAN-101(F)
Точность фиксации: 1 мм. Точность фиксации: 1 мм. Точность фиксации: 1 мм.

Импортер:
ООО «Орион Медикал Групп»
Рос. рег. № 14/01/0000000
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Кирова, д. 15, стр. 1

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «ИВКАМД»
Рос. рег. № 12/01/0000000
Булварный проезд, д. 14, стр. 2

Производитель:
Рекорд-Технологии ГИХ
Германия
Rekord Technologies GmbH
10785 Berlin, Pflaumstr. 92
Germany

Партнерские контакты:
Рос. рег. № 12/01/0000000
телефон: 8 800 33 33 332
e-mail: ivkamd@yandex.ru

ISO 9001
Quality Management System
acc. to EN ISO 11485



БАНДАЖ НА АХИЛЛОВО
СУХОЖИЛИЕ / **ACHIFLEX**
DAN-101

- СНИЖАЕТ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ СУХОЖИЛИЙ
- ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ
- УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНЫЕ ТРАВМЫ

БАНДАЖ НА АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ / **ACHIFLEX**

- СНИЖАЕТ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ СУХОЖИЛИЙ
- ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ
- УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНЫЕ ТРАВМЫ



DAN-101

ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СОБЛЮДЕНИЕ НЕП БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	XS	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ ВНУШ. ПОДЪЯМКА, CM	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30




БАНДАЖ НА АХИЛЛОВО
СУХОЖИЛИЕ / **ACHIFLEX**
DAN-101

БАНДАЖ НА АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ / **ACHIFLEX**

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения защищенности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микромассажный эффект в зоне нагрузок ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах ORLETT Energy Line, изготовленных по технологии PROPRIOPRESSION®, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА

Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание
Стабилизирует и разгружает сустав
Распределяет компрессию по всей длине бандажа, снижая её к краям
Обладает противоотечным действием
Сохраняет нормальное кровообращение без эффекта «жгуты»



ВЯЗКОЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА ОБЛАСТИ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Улучшает локальное кровообращение
Способствует снижению болевых ощущений
Способствует уменьшению воспалительных явлений
Ускоряет восстановительные процессы
Расширяет объем движений
Оказывает дополнительное массажное действие

Исходя из комфорта и надежности, его можно использовать без предварительного назначения врачом и врача.
Подробнее о технологии PROPRIOPRESSION® можно узнать на orlett.ru

Идеальны протезно-ортопедические бандажи на любые конечности

Бандажи из гомотекстильных систем арт. DAN-101

Товар является медицинским изделием. УП № _____ от 01.01.2018 г.

свидетельство о регистрации: срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Результат: Тестирование: ГИСК, Германия.
Rehband Technologies GmbH,
10785 Berlin, Potsdamer
Str. 92, Germany

Импортер/уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «НИКАМЕД», Россия,
127015 Москва, Бумажный
проспект, д. 14, стр. 2

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»,
тел.: 8-800-333-85-132,
e-mail: nika@nikamed.ru



ISO
Quality Management System
acc. to EN ISO 13485

DAN-101

B016-04-DAN-101NRG-NE_02/24
TO-3

**ORLETT**

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

EAN-101

- ЧИЖИКАЕТ БОЛЕЕ БЫСТРО
- ПОСКОБЛЕТ ВРЕМЯ ПЛЫВАНИЯ
- УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМЫ



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ

EAN-101



- СНИЖАЕТ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
- ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ДВИЖЕНИЙ
- УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНЫЕ ТРАВМЫ

ИМПРЕССИОНАЛИЗМ ВЪТРИНА ВЪНШНА
КОМУНИКАЦИЯ ИЛИ КОМУНИКАЦИЯ

EAN-101

TASMANIA POLYMER PILOTAGE

[illegible]

ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ



БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
EAN-101

EAN-101

[illegible]

2022 年 10 月

ISO
Quality Management System
cert. to EN ISO 13485



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ
СУСТАВ / **GENUFLEX PLUS**
DKN-103

- ЗАЩИЩАЕТ КОЛЕНО ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ
- СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ МЫШЦ
- ДЕЛАЕТ КОМФОРТНЫМИ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ / **GENUFLEX PLUS**

- ЗАЩИЩАЕТ КОЛЕНО ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ
- СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ МЫШЦ
- ДЕЛАЕТ КОМФОРТНЫМИ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ



DKN-103



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СОБЛЮДАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	XS	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ БЕДРА НА 10 СМ	81-82	83-84	85-86	87-88	89-90
ОКРУЖНОСТЬ КОЛЕНА НА 5 СМ	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВКИ НА 5 СМ	20-21	22-23	24-25	26-27	28-29



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ
СУСТАВ / **GENUFLEX PLUS**
DKN-103

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ / **GENUFLEX PLUS**

PROPRIOPRESSION® – инновационная зарегистрированная технология вязки из уникальных материалов, обеспечивающая доказанное усиление проприоцепции (мышечного чувства) и ощущения эластичности сустава. Эффект достигается за счет идеально точного прилегания ортезов и медицинской дозированной поддержки суставов. Естественный термо- и влагообмен, микромассажный эффект в зоне нагрузки ускоряют восстановление и обеспечивают исключительный комфорт при любой активности. Усиление проприоцепции в ортезах ORLETT Energy Line, изготовленных по технологии PROPRIOPRESSION®, протестировано и подтверждено ведущими медицинскими научно-исследовательскими центрами.

ПЛОСКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ВЯЗКА

Обеспечивает максимальное анатомическое прилегание

Стабилизирует и разгружает сустав

Распределяет компрессию по всей длине бандажа, снижая её к краям

Обладает противоотечным действием

Сохраняет нормальное кровообращение, не создает эффект «жгутов»



ВЯЗКОЭЛАСТИЧНАЯ ВСТАВКА

Снимает давление с коленной чашечки
Оказывает дополнительное массажное действие
Препятствует нарастанию и перераспределению отека

ФИКСИРУЮЩИЕ РЕМНИ

Обеспечивают дополнительную фиксацию сухожильных мышц бедра и голени

Перераспределяют нагрузку на костно-мышечную структуру
Способствуют снижению болевых ощущений

Изделие комфортно и надежно, его легко использовать.

Не требует специального метода стерилизации.

Подобрав в технологию PROPRIOPRESSION® можно узнать на сайте: orlett.ru

Изделие противостоит опрессовке: бандажи на манер компрессионных. Бандаж на коленный сустав, арт. DKN-103.

Товар является интеллектуальной собственностью ООО «ИРИКАМЕД».

Выдано Роспатентом, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Роспатент: Тм/ИД,
Германия.
Bifield Technologies GmbH,
10785 Berlin, Potsdamer
Str. 92, Germany

Импортер/уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «ИРИКАМЕД», Россия,
127015, Москва, Бородинская
проезд, д. 14, стр. 2

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
а/я № 58, ООО «ИРИКАМЕД»,
т. 8-800-333-1112,
e-mail: info@irikamed.ru




Quality Management System
acc. to EN ISO 13485

ВО16-04-DKN-103-N7 11/23
TO-3



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ



DKN-103 (M)

WETTING AND SPREADING OF POLYMER SOLUTIONS ON SOLID SURFACES

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
DKN-103 (M)

[illegible]

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
DKN-103 (M)

[illegible]


Quality Management System
ACC. to EN ISO 13485

BO16-04-DKN-103M-N7 11/23
TO-3



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-103



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-103

- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
- СНИЖАЕТ ОТЕКИ
- ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ НАКЛЕПКИ

1
ВНЕШНИЙ НАКЛЕПКИ ВЪЗДУШНО-ПОРОШКОВЫЙ
СЛОЕВЫЙ МАТЕРИАЛ

РАЗМЕРЫ ПОДКОЖНЫХ ПОДРОБЕЙ

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ДЛИНА	20-25	25-30	30-35	35-40
ШИРИНА	10-12	12-14	14-16	16-18



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-103



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-103




- БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ EKN-103 СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОТЕКИ
- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОТЕКИ
- ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ НАКЛЕПКИ
- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОТЕКИ
- ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ НАКЛЕПКИ

Указание: при использовании бандажа необходимо соблюдать следующие правила:
1. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии открытых ран, язв, воспалений, отеков, тромбозов, варикоза, а также при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний коленного сустава, таких как артрит, артроз, гонартроз, бурсит, теннисный локоть, и т.д.
3. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний позвоночника, таза, бедра, голеней, стоп, и т.д.
4. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний внутренних органов, таких как сердце, легкие, почки, печень, и т.д.
5. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний нервной системы, таких как эпилепсия, рассеянный склероз, и т.д.
6. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний крови, таких как гемофилия, и т.д.
7. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний кожи, таких как псориаз, экзема, и т.д.
8. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов чувств, таких как слуховые аппараты, и т.д.
9. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов дыхания, таких как астма, и т.д.
10. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов пищеварения, таких как гастрит, и т.д.
11. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов мочеполовой системы, таких как простатит, и т.д.
12. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов репродуктивной системы, таких как дисфункция яичников, и т.д.
13. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов эндокринной системы, таких как диабет, и т.д.
14. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов иммунной системы, таких как ВИЧ, и т.д.
15. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера, и т.д.
16. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов чувств, таких как глухота, и т.д.
17. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов дыхания, таких как хронический бронхит, и т.д.
18. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов пищеварения, таких как язвенная болезнь, и т.д.
19. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов мочеполовой системы, таких как цистит, и т.д.
20. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов репродуктивной системы, таких как эндометриоз, и т.д.
21. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов эндокринной системы, таких как гипотиреоз, и т.д.
22. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов иммунной системы, таких как аутоиммунные заболевания, и т.д.
23. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов нервной системы, таких как депрессия, и т.д.
24. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов чувств, таких как потеря слуха, и т.д.
25. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов дыхания, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, и т.д.
26. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов пищеварения, таких как гастроэзофагеальный рефлюкс, и т.д.
27. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов мочеполовой системы, таких как мочекаменная болезнь, и т.д.
28. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов репродуктивной системы, таких как миома матки, и т.д.
29. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов эндокринной системы, таких как гипертиреоз, и т.д.
30. Бандаж на коленный сустав EKN-103 не следует использовать при наличии заболеваний органов иммунной системы, таких как ревматоидный артрит, и т.д.





БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
EKN-103 (M)



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-103 (M)

- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЕСПЕЧИТ БОЛЬ
- СНИЖАЕТ ОТЕКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТАБИЛИЗИРУЕТ НАКОЛЕННИК

1 ИСПОЛНЕН МАТЕРИАЛОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОМПРЕССИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

РАЗМЕР	5	6	7	8	9	10
ДЛИНА ОБИЖИВАЮЩЕГО ПОЯСА	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100



ВООБЩЕ НЕ ПОДХОДИТ

ТО-3

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
EKN-103 (M)



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
EKN-103(M)



- Бандаж на коленный сустав EKN-103 (M) снижает нагрузку на коленный сустав, который позволяет создать компрессию и стабилизацию коленного сустава
- Предотвращает развитие воспалительных процессов в коленном суставе
- Предотвращает развитие воспалительных процессов в коленном суставе
- Предотвращает развитие воспалительных процессов в коленном суставе
- Предотвращает развитие воспалительных процессов в коленном суставе

Использование бандажа на коленный сустав EKN-103 (M) позволяет снизить нагрузку на коленный сустав, который позволяет создать компрессию и стабилизацию коленного сустава. Бандаж на коленный сустав EKN-103 (M) предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при лечении травматических повреждений коленного сустава, а также для профилактики развития воспалительных процессов в коленном суставе.





ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
EKN-212



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-212

- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ
- СНИМАЕТ ОТЕКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТАБИЛИЗИРУЕТ НАДКОЛЕННИК



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СОВМЕЩЕНИЕ ШВОВ НА КОЛЕННИКЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, CM	30-35	35-40	40-45	45-50	50



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
EKN-212

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-212



- Бандаж на коленный сустав Orlett EKN-212 средней степени фиксации выполнен из эластичного материала, который позволяет создать необходимую компрессию и требуемую фиксацию в области коленного сустава.
- Патellarное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении и препятствует патологическому перераспределению отеков.
- Спиралевидные ребра жесткости предотвращают скручивание бандажа и обеспечивают его правильное положение.
- Упаковка предназначена для эффективного и безопасного лечения и профилактики травм при высоких нагрузках на сустав.

Используйте ортопедические бандажи на коленный сустав.

Бандаж на коленный сустав арт. EKN-212
Ткань: эластичная, размеры: 100 см (длина) x 15 см (ширина) x 15 см (высота).
Материал: эластичная ткань, армированная спиралью.

Импортер:
ООО «Орлет Механика Групп»
Россия, 143400, Московская
область, г. Красногорск,
Ильинский пр-д, д. 15, стр. 1

Производитель:
Orlett Technologies GmbH
Германия
12765 Berlin, Pappelallee 30-32,
Germany

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «Орлет Механика Групп»
Россия, 127053, Москва,
Варшавский проезд, д. 14, стр. 2

Претензии направлять:
Россия, 127020, Москва,
ул. М. М. Ульянова, д. 1,
8-800-11-11-112,
e-mail: info@orlett.ru

Quality Management System
ISO 9001:2015
сер. № 1510011485



BO16-04-EKN-212-N7_05/24

ТО-3



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННОЙ

PKN-103

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННОЙ

PKN-103

- ФИКСИРУЕТ КОЛЕНО И СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ
- ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ В КОЛЕНЕ
- СОХРАНЯЕТ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СРАВНИВАЙТЕ МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОСТИ И ТРЕБУЮЩИХ

РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННОЙ

PKN-103

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ С ФИКСАЦИЕЙ НАДКОЛЕННОЙ

PKN-103



- Бандаж на коленный сустав Orlett PKN-103 легкой степени фиксации
- Фиксирует сухожилие четырехглавой мышцы бедра (собственной связки надколенника) между коленной чашечкой и местом крепления сухожилия (бугристость большой берцовой кости) и перераспределяет нагрузку, уменьшая болевые ощущения

Идеальное протезно-ортопедическое изделие на нижнюю конечность

Бандаж на коленный сустав, арт. PKN-103

Товар является медицинским изделием, РУ №

Идентификационный номер, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен

Импортер:

ООО «Орто Медика Групп»

Россия, 143405,

Московская область,

г. Красногорск, Илимский

проспект, д. 16, корпус 1



Производитель:

Рингарт Текнолоджиз ГмбХ,

Германия,

Reinhard Technologies GmbH

10785 Berlin, Potsdamer

Str. 82, Germany

Претензия направлена:

Россия, 127220, Москва,

ул. № 58, ООО «НИКАМЕД»

тел. 8-800-33-33-112,

e-mail: zak@nikamed.ru


Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «НИКАМЕД»
Россия, 127015, Москва
Бумажный проезд,
д. 14, стр. 2

ISO Quality Management System
acc. to EN ISO 13485



BO16-08-17 PKN-103-N4_09/23

ТО-5





БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

RKN-103(M)

- ФИКСИРУЕТ КОЛЕНО И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ
- СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ТЕПЛОТЕЧЕНИЯ
- УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА СУСТАВ ПРИ ХОДЬБЕ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПУНЧИОНА
СООБЩИТЕ МНУ О НЕПОДАРОКЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИИ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL	FL	FXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОВОГО СУСТАВА, CM	30-35	36-40	40-45	45-50	50	40-45	45-50
ОКРУЖНОСТЬ БЕДРА НА 10 CM ВЫШЕ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОВОГО СУСТАВА						55-60	60-65



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ

RKN-103(M)



- Бандаж Orlett RKN-103(M) стабилизирует и разгружает коленный сустав, ограничивает патологические движения. Изделие выполнено из современного материала, воздухопроницаемое и не препятствует нормальному кровообращению. Тугопоясывающий эффект эластичности способствует стимуляции кровообращения в пораженной области и усиливает действие лекарственных средств местного применения.
- Патеиловское кольцо фиксирует надколенную чашечку в правильном положении и препятствует патологическому перемещению стелков.
- Специальный ремень жесткости способствует правильному позиционированию ортеза и коленного сустава, предотвращает его смещение и сдвигание, что особенно важно для пациентов с нестандартным соотношением объемов голени/бедро.
- С 2015 года в модельном ряду присутствуют размеры для пациентов с увеличенными объемами бедер.

Изделие является ортопедическим бандажом из эластичного материала.

Бандаж на коленный сустав, арт. RKN-103(M).

Таблица размеров приведена в таблице 10.

Вышеуказанные размеры являются ориентировочными. Для подбора изделия необходимо обратиться к врачу-ортопеду или физиотерапевту.

Импортер:

ООО «Ориент Эксперт Групп»

Россия, 141400, Московская

область, г. Красногорск,

Ильинское шоссе, д. 34, стр. 1

Исполнитель:

предприятие в РФ

ООО «ИНКАМ»

Россия, 127023, Москва,

Бутырский проезд, д. 38, стр. 2



Производитель:

Ремеди, Технопарк, Тел. 8

Березовый, 10701, Березовый

Полтавский проспект, 92



Quality Management System

acc. to EN ISO 13485

Претензии направлять:

Россия, 175210, Москва,

ул. М. М. Овчинникова, д. 1

тел. 8-800-33-23-112

адрес: info@orlett.ru

адрес: info@orlett.ru



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
SKN-103



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

SKN-103

- СНИМАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ В КОЛЕНЕ
- СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ
- УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПУХОВИКА
СОПРОВОДИТЕЛЬ МЕР НА ЗАКАЗЧИКОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, CM	30-35	35-40	40-45	45-50	50



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
SKN-103

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

SKN-103



- Бандаж на коленный сустав Orlett SKN-103 легкой степени фиксации выполнен из современного материала, при создании которого керамический порошок добавляет в структуру полимерной нити, переплетенной в строго определенном порядке по специальной технологии. Данная технология позволяет наделять материал функциями сохранения тепла и хорошего влаго- и воздухообмена.
- Легкий компрессионный эффект способствует уменьшению отека и ускорению выздоровления. Ношение бандажа сохраняет привычную двигательную активность в периоды реабилитации после травм или во время обострения хронических заболеваний коленного сустава.

Исключая протекторно-профилактические. Бандажи на коленные со средней жесткостью.
Бандаж на коленный сустав, арт. SKN-103.
Ткань: эластичный медицинский эластан, 70% нейлон, 30% эластан, 10% хлопок.

Импортер:
ООО «Орто Медика Групп»
Россия, 141404, Московская область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 35, этаж 1.

Производитель:
Рекалда Текнолоджи Лтд.
Бразилия
Bielkint Technologies GmbH
10785 Berlin, Pankowstr. 52,
Germany

Удостоверенный
поставщик в РФ
ООО «НИИМЭД»
Россия, 127013, Москва
Брянский проезд, д. 14, стр. 2

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
ул. М. В. Сухомлинского, д. 1,
Б. 8, 800-33-33-112,
e-mail: skn@nikamed.ru

ISO 9001 Quality
Management System
cert. no. EN ISO 15485



ВСТАВКА SKN-103-NR, 05/24
10-3



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

MKN-103

- СНИМАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ
- СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИИ
- СОКРАЩАЕТ СРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ



WYTYCZNIK NAJLEPIEJ DZIAŁAJĄCY
CZYNIAŁO-NIE WIEP WZROSTAJĄCE W DOKŁADNOŚCI

LAFAMILLA PIÙ GIUSTA FAZINE PER

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОВОГО СУСТАВА, CM	32-35	36-39	40-46	47-52



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

MKN-103



- Бандаж на коленный сустав Orlett MKN-103 легкой степени фиксации способствует снижению болевого синдрома и улучшению кровоснабжения мягких тканей коленного сустава.

Исделия протезно-ортопедического назначения на нижнюю челюсть
 Кандид на челюстную густак, арт. МКН 101
 Товар является медицинским изделием. РУ № _____ от _____ г.
 выдан Рос.судьям-арбитрам. Срок действия не ограничен. Серия _____

Импортер:
ООО «Орто Медикал Групп»
Республика Беларусь, Минский
область, г. Костюковичи,
Ильинская ул., д. 16, корп. 1

Произведено дитими:
Рек 300, Технополис ГмбХ
Германия
Berndt Technologies GmbH
10785 Berlin, Potsdamer Str. 92
Germany

Претензии направлять:
Россия, 127220 Москва,
д/я № 18 ООО «НИКАМЕД»,
тел. 8-800-33-13-112,
e-mail: skad@nikamed.ru

Уполномоченный
представителя в РФ
ООО «НИКАМЕДЬ»
Рос. пат. 127015, Москва.
Бумажный проезд, д. 14 стр. 2

 Quality Management System acc. to EN ISO 15485

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

8023-04-MKN-103.2G-N1
02/24



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
МКН-103(М)



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

МКН-103(М)

- СНИМАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ В КОЛЕНЕ
- СПОСОБСТВУЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ
- УДОБЕН В ПРИМЕНЕНИИ



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРОБКИ
СОВЕТУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕНУХИ О СУСТАВАХ, CM	32-35	36-39	40-45	47-52



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ
МКН-103(М)

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

МКН-103(М)



- Бандаж на коленный сустав Orlett МКН-103(М) средней степени фиксации способствует снижению болевого синдрома и улучшению кровоснабжения мягких тканей коленного сустава.
- Спиральные ребра жесткости обеспечивают правильное позиционирование в зоне коленного сустава и не позволяют бандажу скручиваться.
- Пателярное кольцо из высококачественного медицинского силикона стабилизирует коленную чашечку и снижает отек.

Изделие произведено по европейскому стандарту. Бандаж на коленный сустав МКН-103(М) соответствует европейскому стандарту EN 1881-2:2005.

Импортер:
ООО «Орлет Москва Групп»
Россия, 141405, Московская область, г. Краснознаменск,
Мусатовский пр., д. 10, стр. 1

Производитель:
Ремеди Текнолоджиз Тафт
Германия
Barent Teknologien GmbH
12785 Berlin, Pankowstr. 32,
Germany

Претензии направлять:
Россия, 127275, Москва
ул. М. М. Сухомлинского, 12
тел. 8-800-33 33 332
e-mail: orlett@orlemt.ru

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «ОрлетМед»
Рос. № 127015, Москва
Бутынский проезд, д. 14 стр. 2

ISO 9001
Quality
Management System
acc. to EN ISO 13485

8025-04-MKN-103(M)_2G-N1
02/24



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

FMB-103



БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

FMB-103



ИНСТРУКЦИЯ НАДЛЕЖИТ ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
СОДЕРЖАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

	Размер	1	2	3	4	5	6
	Окружность талии в см	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
	Размер	1	2	3			
	Окружность середины бедра в см	42-53	53-62	62-73			



ORLETT

ORLETT

БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

FMB-103

БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

FMB-103



Исделия произведены ортопедическим бандажом на нижнюю конечность
Бандаж на тазобедренный сустав, арт. FMB-103
Товар является медицинским изделием. RU FR
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен

Импортер:
ООО «Орто Медик Групп»
Россия, 145405,
Московская область,
г. Красногорск, Ильинского
шоссе, д. 16, корпус 1

Производитель:
Orka-TechMed GmbH,
Германия
Rehmed Technologies GmbH
10185 Berlin, Potsdamer
Str. 92, Germany

Уполномоченный
представитель в РФ
ООО «НИКАМЕД»
Россия, 127015, Москва,
Бумажный проезд,
д. 14, стр. 2

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
ул. № 58, ООО «НИКАМЕД»
тел. 8-800-33-53-112,
e-mail: info@nikamed.ru

ISO
Quality Management System
acc. to EN ISO 13485



8016-08-FMB-103-N6.25/24
ТО-5



БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

HFO-103



БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

HFO-103



ВСТРЕЧКА НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СВЯЗАННАЯ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

	Размер	1	2	3	4	5	6
	Окружность талии в см	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
	Размер	1	2	3			
	Окружность середины бедра в см	83-93	93-103	103-113			



БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

HFO-103

БАНДАЖ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

HFO-103



Идентификационный код: 01 00 00 0000
Идентификационный код: 01 00 00 0000
Идентификационный код: 01 00 00 0000
Идентификационный код: 01 00 00 0000

Импортер:
ООО «Орто-Медика Групп»
Россия, 143405,
Московская область,
г. Клинское, Истринское
шоссе, д. 16, корпус 1

Производитель:
Рейхард, Технолоджи БейК
Германия
Rehband Technologies GmbH
10276 Berlin, Deutschland
SH 92, Germany

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
а/я № 58, ООО «НИКАМЕД»
тел.: 8-800-33-13-112
e-mail: nikamed@nikamed.ru

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «НИКАМЕД»
Россия, 127015, Москва,
Внуковский проезд,
д. 14, стр. 2

ISO Quality Management System
acc. to EN ISO 13485



8016-08-14-0-10-16-05/24
10-5



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ
ТВВ-101



БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ

ТВВ-101

- СПОСОБСТВУЕТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРАВ И ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛЕНСТОПА
- НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

i ВСТУПИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ НЕ ПРЕДУКА

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Место замера	Размер	Измерения окружностей (см)		
		S	M	L
	B	33-39	35.5-41.5	38-44
	C	21.5-26.5	23.5-28.5	25.5-30.5
	D	23-25	25.5-27.5	26.5-30.5



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ
ТВВ-101



- Бандаж на голень Orlett TVV-101 легкой степени фиксации. За счет компрессии и массирующего действия бандаж стимулирует микроциркуляцию в области голени, уменьшает болевые ощущения и способствует устранению отеков.
- Выполнен из современного материала, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа

Изделия протестированы на соответствие требованиям стандарта EN ISO 13485.
Бандаж на голень, арт. 1101-101, из эластичного материала.
Товар является медицинским изделием, RU, из эластичного материала.
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.
Импортер: ООО «Орлет Медикал Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Илимское шоссе, д. 16, корпус 1.
Продукция: Ревалд Текнолоджиз ГмбХ, Германия.
Revald Technologies GmbH, 30785 Berlin, Potsdamer Str. 97, Germany.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: nikamed@nikamed.ru.
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бульварный проезд, д. 14, стр. 2.
Quality Management System acc. to EN ISO 13485



8056-08-1101-101-ME_05/24
TO-5



ORLETT



БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ

TBB-103



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ
СОДЕРЖАЩИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Место замера	Размер	Измерения окружностей (см)		
		S	M	L
B	33-39	35,5-41,5		38-44
C	21,5-26,5	23,5-28,5		25,5-30,5
D	23-25	25,5-27,5		26,5-30,5



ORLETT

БАНДАЖ НА ГОЛЕНЬ

TBB-103



- Бандаж на голень Orlett TBB-103 легкой степени фиксации. За счет компрессии и массирующего действия бандаж стимулирует микроциркуляцию в области голени, уменьшает болевые ощущения и способствует устранению отеков.

Индикация противопоказания: ортопедические бандажи противопоказаны на конечностях с заболеваниями, арт. TBB-103.

Товар является медицинским изделием. РУ №

индустриальной продукции, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Импортер:
ООО «Сано Медика Групп»
Россия, 143501,
Московская область,
г. Коломна, Ипполитов
проспект, д. 16, корпус 1.

Производитель:
Рейхард Текнолоджиз ГмбХ,
Германия
Reihard Technologies GmbH
33785 Berlin, Rohlfamer
Str. 92, Germany

Претензия направлена:
Россия, 127220, Москва,
ул. № 58, ООО «НИКАМЕД»
тел. 8-800-33-11-112,
e-mail: nikamed.ru

Уполномоченный
представитель в РФ
ООО «НИКАМЕД»
Россия, 127015, Москва
Бременской проезд,
д. 14, стр. 2

ISO Quality Management System
acc. to EN ISO 13485



8036-08 11R 101 №6_25/24

10 5





Прошито и пронумеровано

12/14/2017 г. № 1037

Заместитель генерального директора по
развитию ООО «НИКАМЕД»



Лахмотко А.А. Лахмотко А.А.

Фотографические изображения

медицинского изделия

«Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности»

(ПУ № ФСЗ 2011/09550 от 17.12.2021)


Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности

- 1. Бандажи на голеностопный сустав: SAN-101, MAN-101, BAN-101(M), RAN-101(F), DAN-101, EAN-101.**
- 2. Бандажи на коленный сустав: DKN-103, DKN-103(M), EKN-103, EKN-103(M), EKN-212, PKN-103, RKN-103, RKN-103(M), SKN-103, SKN-103(M), MKN-103, MKN-103(M).**
- 3. Бандажи на тазобедренный сустав: FMB-101, FMB-103, EBS-106, HFO-103.**
- 4. Бандажи на голень: ТВВ-101, ТВВ-103.**
- 5. Бандажи для удержания пахового грыжевого дефекта: НВ-484, НВ-500.**

**Заместитель генерального
директора по развитию ООО
«НИКАМЕД»**



А.А. Лахмотко



Артикул MAN-101



Артикул BAN-101(M)



Артикул RAN-101(F)










Артикул DKN-103(M)





Артикул EKN-103(M)




Артикул **ЕКН-212**







Артикул RKN-103(M)















Фирма FMB-103










Артикул HB-484



Артикул HB-500






medical line



ORLETT

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-212



- Бандаж на коленный сустав Orlett EKN-212 средней степени фиксации выполнен из эластичного материала, который позволяет создать необходимую компрессию и требуемую фиксацию в области коленного сустава.
- Патellarное кольцо фиксирует надколенник в правильном положении и препятствует патологическому перераспределению отеков.
- Спиралевидные ребра жесткости предотвращают скручивание бандажа и обеспечивают его правильное положение.
- Изделие предназначено для эффективного и безопасного лечения и профилактики травм при высоких нагрузках на сустав.

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности.

Бандаж на коленный сустав, арт. EKN-212.

Товар является медицинским изделием. РУ №

выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Импортер:

ООО «Орто Медикал Групп»,
Россия, 143405, Московская
область, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный
представитель в РФ:
ООО «НИКАМЕД»,
Россия, 127015, Москва,
Бумажный проезд, д. 14, стр. 2




Производитель:
Рехард Текнолоджис ГмбХ,
Германия,
Reharc Technologies GmbH,
10785 Berlin, Potsdamer Str. 92,
Germany

Претензии направлять:
Россия, 127220, Москва,
з/я № 58, ООО «НИКАМЕД»
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.



Quality
Management System
acc. to EN ISO 13485



БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

EKN-212

- СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ И ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ
- СНИМАЕТ ОТЕКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТАБИЛИЗИРУЕТ НАДКОЛЕННИК



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ.
СОБЛЮЖДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, CM	30-35	35-40	40-45	45-50	>50

EKN-212 (S)

Бандаж на колено эласт. с фиксир. подушкой и метал.
спирал. Ребрами, арт. EKN-212

Место производства:
Rehau Technologies GmbH, 10786 Berlin, Potsdamer Straße 92, Germany.



4 0 4 8 2 2 0 4 6 6 7 8

Дата изготовления:
02.08.2022
Срок годности не
установлен



ORL-2-202204

K8588 24.01.23

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ


EKN-212

WWW.ORLETT.RU

Прошито и пронумеровано

ВН тридцать один лист

Заместитель генерального директора по
развитию ООО «НИКАМЕД»



Лахмотко А.А.