



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2020 г.

**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Реагент для определения протромбинового времени
(Тромбопластин с кальцием растворимый)»
по ТУ 21.20.23-081-42349142-2020.**

Комплектация № 1 (кат. № 643). Лицевая сторона изделия.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТРОМБОПЛАСТИН

с кальцием растворимый

50-100

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

Серия № Д206001
Годен до 07.2022
Дата изготовления 2020

Хранить
при +2 ... +8°C



ПАСПОРТ № 643

реагент для определения протромбинового времени
(Тромбопластин с кальцием растворимый)
на 50-100 определений
ТУ 21.20.23-081-42349142-2020

Серия Д206001

Годен до 07.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
высушенная	Пористая	



Тромбопластин с кальцием растворимый

ИНСТРУКЦИЯ
по применению реагента для
определения протромбинового времени
(на 50-100 опр.)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения протромбинового времени (Тромбопластин с кальцием растворимый) предназначен для определения протромбинового времени свертывания (ПВ) в плазме венозной крови, расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПТИ), протромбинового показателя по Квику на разных коагулометрах, в том числе автоматических, или вручную. Определение протромбинового

ТРОМБОПЛАСТИН

с кальцием растворимый

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

ФАСОВКА:

1. Тромбопластин (лиофильно высушенная
тромбопластин-кальциевая смесь из
кроличьего мозга, буфер, консерванты и стабилизаторы),
на 2 мл – 5 фл.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologla-standart.ru,
www.tehnologla-standart.ru

ТУ 21.20.23-081-42349142-2020
РУ №

Только для in vitro диагностики

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТРОМБОПЛАСТИН

с кальцием растворимый

125-250

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

Хранить
при +2 ... +8°C

Серия № Д206003
Годен до 07.2022
Дата
изготовления 2020



Тромбопластин
с кальцием растворимый

ИНСТРУКЦИЯ
по применению реагента для
определения протромбинового времени
(на 125-250 опр.)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения протромбинового времени (Тромбопластин с кальцием растворимый) предназначен для определения протромбинового времени свертывания (ПВ) в плазме венозной крови, расчета протромбинового отношения (ПО), протромбинового индекса (ПТИ), протромбинового показателя по Квику на разных коагулометрах, в том числе автоматических, или вручную. Определение протромбинового

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 638

реагент для определения протромбинового времени
(Тромбопластин с кальцием растворимый)
на 125-250 определений

ТУ 21.20.23-081-42349142-2020

Серия Д206003

Годен до 07.2022

Наименование показателя

Должное значение

Фактическое
значение

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подпись

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ТРОМБОПЛАСТИН

с кальцием растворимый

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

ФАСОВКА:

1. Тромбопластин (лиофильно высушенная
тромбопластин-кальциевая смесь из
кроличьего мозга, буфер, консерванты и стабилизаторы),
на 5 мл – 5 фл.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,

22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologiya-standart.ru,

www.tehnologiya-standart.ru

ТУ 21.20.23-081-42349142-2020

РУ №

Только для in vitro диагностики

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5
лист) листов

14 сентября 2010 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»


А.П. Момот



Макет этикеток медицинского изделия «Реагент для определения протромбинового времени (Тромбопластин с кальцием растворимый)» по ТУ 21.20.23-081-42349142-2020


Комплектация № 1 (кат. № 643)

Макет этикетки реагента «Тромбопластин»



Комплектация № 2 (кат. № 638)

Макет этикетки реагента «Тромбопластин»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот