


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2021 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для определения активированного парциального
тромбопластинового времени (АПТВ-Эл-тест)»
по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021**




ООО Фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 652
набора реагентов для определения
активированного парциального тромбопластинового времени
(АПТВ-Эл-тест)
по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212013

Годен до 08.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
-------------------------	------------------	----------------------



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для
определения активированного парциального
тромбопластинового времени
(АПТВ-Эл-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ-Эл-тест) предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени.

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. АПТВ-Эл-реагент (раствор, содержащий фосфолипиды животного происхождения (из мозга кролика), элаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл - 2 фл.
2. Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор), 10 мл - 1 фл.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,

22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologiya-standart.ru,

www.tehnologiya-standart.ru

ТУ 21.20.23-098-42349142-2021

РУ №

Только для in vitro диагностики

Серия № E212015
Годен до 08.2022
Дата изготовления 02.2021

ТЕХНОЛОГИЯ — СТАНДАРТ




АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

200-400

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

Хранить при +2 ... +8°C



АПТВ-Эл-тест на 200-400 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

для применения набора реагентов для
определения активированного парциального
тромбопластинового времени
(АПТВ-Эл-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

набор реагентов для определения активированного
парциального тромбопластинового времени (АПТВ-Эл-тест)
предназначен для выполнения базовой методики исследова-
ния системы гемостаза - определения активированного пар-
циального (частичного) тромбопластинового времени

ПАСПОРТ № 869
набора реагентов для определения
активированного парциального тромбопластинового времени
(АПТВ-Эл-тест)
по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021
на 200-400 определений

Серия E212015

Годен до 08.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
-------------------------	------------------	----------------------

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ



СОСТАВ НАБОРА:

1. АПТВ-Эл-реагент (раствор, содержащий фосфолипиды животного происхождения (из мозга кролика), эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл - 4 фл.
2. Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор), 10 мл - 2 фл.

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-098-42349142-2021

РУ №

Только для in vitro диагностики

Серия № E212017
Годен до 08.2022
Дата изготовления 02.2021



ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

Хранить
при +2 ... +8°C

100-200

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

АПТВ-Эл-тест

на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для
определения активированного парциального
тромбопластинного времени
(АПТВ-Эл-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения активированного
парциального тромбопластинного времени (АПТВ-Эл-тест)
назначен для выполнения базовой методики исследова-
ния системы гемостаза - определения активированного пар-
циального (частичного) тромбопластинного времени

ПАСПОРТ № 731

набора реагентов для определения
активированного парциального тромбопластинного времени
(АПТВ-Эл-тест)
по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212017

Годен до 08.2022

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
-------------------------	------------------	----------------------

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. АПТВ-Эл-реагент (раствор, содержащий фосфолипиды растительного происхождения (соевые), элаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), 5 мл - 2 фл.
2. Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор), 10 мл - 1 фл.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,

22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,

www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-098-42349142-2021

РУ №

Только для *in vitro* диагностики

Серия № E212019
Годен до 02.2023
Дата изготовления 2.2021

сухой
реагент

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

Хранить
при +2 ... +8°C

100-200

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

АПТВ-Эл-тест
на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для
определения активированного парциального
тромбопластинного времени
(АПТВ-Эл-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для определения активированного
парциального тромбопластинного времени (АПТВ-Эл-тест)
предназначен для выполнения базовой методики исследова-
ния системы гемостаза - определения активированного пар-
циального (частичного) тромбопластинного времени

ООО фирма "Технология Стандарт"

ПАСПОРТ № 649
набора реагентов для определения
активированного парциального тромбопластинного времени
(АПТВ-Эл-тест)
по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E212019

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение

АПТВ-ЭЛ-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО
ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. АПТВ-Эл-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды животного происхождения (из мозга кролика), элаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), на 2,5 мл - 4 фл.
2. Кальция хлорид (0,277 %, 0,025 М раствор), 10 мл - 1 фл.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.

Тел./факс: (385-2) 22-99-37,

22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.

E-mail: mail@tehnologiya-standart.ru,

www.tehnologiya-standart.ru

ТУ 21.20.23-098-42349142-2021

РУ №

Только для in vitro диагностики

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 9

зверств) листов

25 «апрель» 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот


А.П. Момот




Макет этикеток медицинского изделия «Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ-Эл-тест)» по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021.

Комплектация № 1 (кат. № 652):

Макет этикетки реагента «АПТВ-Эл-реагент»




Макет этикетки реагента «Кальция хлорид»




Комплектация № 2 (кат. № 869):

Макет этикетки реагента «АПТВ-Эл-реагент»




Макет этикетки реагента «Кальция хлорид»




Комплектация № 3 (кат. № 731):

Макет этикетки реагента «АПТВ-Эл-реагент»




Макет этикетки реагента «Кальция хлорид»




Комплектация № 4 (кат. № 649):

Макет этикетки реагента «АПТВ-Эл-реагент»



Макет этикетки реагента «Кальция хлорид»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью д

(два) листов

от 11.05.2021 г.


Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот




Макет упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ-Эл-тест)» по ТУ 21.20.23-098-42349142-2021.

Комплектация № 1 (кат. № 652)



Красочная группа: СМУК
Размер коробки в готовом виде: 144*58*28


Комплектация № 2 (кат. № 869)



Красочная группа: СМУК

Размер коробки в готовом виде: 144*85*27


Комплектация № 3 (кат. № 731)



Красочная группа: СМУК

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Комплектация № 4 (кат. № 649)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4



А.П. Момот) листов

А.П. Момот 2022 г.

Директор ООО фирма
«Технополис-Стандарт»

А.П. Момот