


Макет упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест)» по

ТУ 21.20.23-108-42349142-2021


Комплектация № 1 (кат № 609)




Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 144*58*28

Комплектация № 2 (кат № 151)




Комплектация № 3 (кат № 610)



Красочная группа: CMYK
Размер коробки в готовом виде: 144*58*28


Комплектация № 4 (кат № 742)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 79*58*32


Комплектация № 5 (кат № 323)



Красочная группа: CMYK

Размер коробки в готовом виде: 79*58*32

Комплектация № 6 (кат № 017)



Красочная группа: CMYK
Размер коробки в готовом виде: 79*58*32

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6

11) листов

«25» октября 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»


А.П. Момот



Макет этикеток медицинского изделия
«Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест)» по
ТУ 21.20.23-108-42349142-2021


Комплектация № 1 (кат. № 609)

Макет этикетки реагента «Тромбин»




Комплектация № 2 (кат. № 151)

Макет этикетки реагента «Тромбин»




Макет этикетки реагента «Плазма-калибратор»



Комплектация № 3 (кат. № 610)

Макет этикетки реагента «Тромбин»




Макет этикетки реагента «Буфер трис-HCl»




Комплектация № 4 (кат. № 742)

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Комплектация № 5 (кат. № 323)

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Комплектация № 6 (кат. № 017)

Макет этикетки реагента «Тромбин»



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»



[Handwritten signature]

А.П. Момот

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью а

) листов

20 21 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



2021 г.

**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест)»
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021**



Тромбо-тест
на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

ПАСПОРТ № 609
набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E210802

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета

ТРОМБО-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:


1. Тромбин (лиофильно высушенный, 6-8 ед. NIH во фла.) - 4 фла.

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, д/в 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
Р/У №

Только для in vitro диагностики



ПАСПОРТ № 609

набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021

на 100-200 определений

Серия E210802

Годен до 02.2023



Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета

Тромбо-тест
на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбозмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.



Тромбо-тест

на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

ПАСПОРТ № 151
набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E210804

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Порошковая масса белого цвета	Порошковая масса белого цвета

ТРОМБО-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (аморфно высушенный, 6-8 ед. NIH во фла.) - 4 фла.
2. Плазма-калибратор (аморфно высушенная), на 1 мл - 1 фла.

Ампулы к ВИН 1, 2, вилу
реактива С и ВДАЕ отсутствуют.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ООО фирма «Технология-Стандарт»
600027, Россия, г. Волгоград, м/р 1301,
Тел./факс: (805-01) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-05,
E-mail: volgograd@tds-standard.ru,
www.tds-standard.ru

ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
ТУ №

Только для in vitro Диагностики



Тромбо-тест

на 100-200 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинного времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинного времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинного времени с целью выявления нарушения конечного этапа свертываемости крови и контроля за гемостатической функцией тромбоцитов, тромбофилов и ДВС-синдромов различной этиологии.


ООО фирма «Технология-Стандарт»
ПАСПОРТ № 151

набора реагентов для определения тромбинного времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 100-200 определений

Серия E210804

Наименование реагента	Дополнительное наименование	Фактический вес
1. Тромбин (аморфно высушенный)	Плазма-калибратор	Тромбин

Горен до 02.2023



ПАСПОРТ № 610
набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 800-1600 определений

Серия E210806

Годен до 08.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета



Тромбо-тест
на 800-1600 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

ТРОМБО-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH во фла.), на 5 мл - 2 фла.
2. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 5 мл - 2 фла.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, л/п 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
РУ №

Только для in vitro диагностики

Тромбо-тест

на 800-1600 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбемболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

ПАСПОРТ № 610



набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 800-1600 определений

Серия E210806

Годен до 08.2023

Исследуемые показатели	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (вызванный вид)	Пористая масса белого цвета	Пористая масса белого цвета



Тромбо-тест на 50-100 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбозмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

© фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 742
набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 50-100 определений

Серия E210808

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Прозрачная	Прозрачная

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ТРОМБО-ТЕСТ


НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин
(жидкий реагент, 3-4 ед. НН/мл),
10 мл - во флаконе.

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
656037, Россия, г. Барнаул, а/п 1351
Тел./факс: (385-2) 32-89-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mas@tehnologiya-standard.ru
www.tehnologiya-standard.ru
ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
Р/У №

Только для In vitro диагностики



ТРОМБО-ТЕСТ
3-4 ед. НН/мл
ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ



Тромбо-тест

на 50-100 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоземболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 742
набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)
по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
на 50-100 определений


Серия E210808

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Прозрачная	Прозрачная

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9



Тромбо-тест

на 400-800 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинового времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии.

© фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 323

набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021

на 400-800 определений

Серия E210810

Годен до 08.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Пористая масса	Пористая масса

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ТРОМБО-ТЕСТ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ


СОСТАВ НАБОРА:

1. Тромбин (лиофильно высушенный, 150 ед. NIH во фла.), на 3 мл - во флаконе.

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»
850037, Россия, г. Барнаул, и/л 1351.
Тел./факс: (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-108-42349142-2021
ТУ №

Только для in vitro диагностики.



Тромбо-тест
на 400-800 опр.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для определения тромбинового времени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбинного времени с целью выявления нарушений конечного этапа свертывания крови и контроля за гепаринотерагией при тромбозах, тромбозах и ДВС-синдромах различной этиологии.

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 323

набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021

на 400-800 определений

Серия E210810

Годен до 08.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Порошковая масса	Порошковая масса

Серия №
E210812

Годен до
08 2023

Дата
изготовления
08 2021

ТЕХНОЛОГИЯ

СТАНДАРТ

ТРОМБО-ТЕСТ

1000-2000

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРОМБИНОВОГО ВРЕМЕНИ

Хранить
при +2 ... +8°C

ТРОМБО-ТЕСТ

10 мл

ТРОМБИН

300 ед. NIH

ТЕХНОЛОГИЯ

СТАНДАРТ

ТЕХНОЛОГИЯ

СТАНДАРТ

Тромбо-тест

на 1000-2000 опр.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагента для определения тромбинового вре-
мени (Тромбо-тест) предназначен для определения тромбино-
вого времени с целью выявления нарушений конечного этапа
свертывания крови и контроля за гепаринотерапией при
тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этио-
логии.

Фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 017

набора реагентов для определения тромбинового времени
(Тромбо-тест)

по ТУ 21.20.23-108-42349142-2021


на 1000-2000 определений

Серия E210812

Годен до 08.2023

Наименование показателя	Должное значение	Фактическое значение
1. Тромбин (внешний вид)	Порошковая масса	Порошковая масса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 13

(тридцать) листов

25 октября 2021 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

