

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»


А.П. Момот

«08» декабря 2023 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Реагент для исследования гемостаза (Фибрин-мономер) по ТУ 21.20.23-126-42349142-2023»**

Серия №
E230810
Годен до
08 2024
Дата изготовления
08 2023

ТЕХНОЛОГИЯ  СТАНДАРТ

ФИБРИН-МОНОМЕР

Хранить
при +2 ... +8°C

15x2 мл

РЕАГЕНТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА (ФИБРИН-МОНОМЕР)
по ТУ 21.20.23-126-42349142-2023

ООО фирма "Технология-Стандарт"

ПАСПОРТ № 977
Реагент для исследования гемостаза
(Фибрин-мономер)
ТУ 21.20.23-126-42349142-2023

Серия E230810

Годен до 08.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид реагента «Фибрин-мономер»	Пористая масса	Пористая масса



Фибрин-мономер

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Реагент для исследования гемостаза
(Фибрин-мономер)
по ТУ 21.20.23-126-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент «Фибрин-мономер» может быть использован для исследования конечной - полимеризационной фазы свертывания в плазме крови человека. Фибрин-мономер образуется при расщеплении фибриногена тромбином. Задержка его полимеризации может быть связана с недостатком в плазме

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

**РЕАГЕНТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА
(ФИБРИН-МОНОМЕР)**
ПО ТУ 21.20.23-126-42349142-2023

ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:

- Фибрин-мономер
(лиофильно высушенный),
на 2 мл - 15 фла.

Антитела к ВИЧ 1, 2,
вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

ООО ФИРМА «ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ»

656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351.
Тел. (385-2) 22-99-37,
22-99-38, 22-99-39, 27-13-00.
E-mail: mail@tehnologia-standart.ru,
www.tehnologia-standart.ru

ТУ 21.20.23-126-42349142-2023

РУ №

Только для In vitro диагностики

ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 977
Реагент для исследования гемостаза
(Фибрин-мономер)
ТУ 21.20.23-126-42349142-2023

Серия E230810

Годен до 08.2024

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
1. Внешний вид реактива «Фибрин-мономер»	Порошковая масса	Порошковая масса



Фибрин-мономер

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
«Реагент для исследования гемостаза
(Фибрин-мономер)
по ТУ 21.20.23-126-42349142-2023»

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент «Фибрин-мономер» может быть использован для исследования конечной - полимеризационной фазы свертывания в плазме крови человека. Фибрин мономер образуется при расщеплении фибриногена тромбином. Задержка его по-

ртная упаковка с маркировкой.



ТЕХНОЛОГИЯ **ТС** СТАНДАРТ

ООО Фирма «Технология-Стандарт»
656037, Россия, г. Барнаул, а/я 1351

**«РЕАГЕНТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА
(Фибрин-мономер) по ТУ 21.20.23-126-42349142-2023»**

Серия E230810

Дата изготовления 08.2023

Количество 4

Годен до 08.2024

Хранить при +2...+8 °С.

Допускается транспортировка изделия при температуре до +30 °С
в течение 30 суток, а также однократное замораживание.

Масса нетто 840 гр

Масса нетто
потребительской упаковки 150 гр

Масса брутто 990 гр

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4

(четыре) листов

08 » декабря 2013 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

