

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

 /В.В. Осипова/

«16» января 2025 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения
миоглобина в сыворотке, плазме и цельной венозной крови на анализаторе LUMILAB
«Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

2025 г.

В состав медицинского изделия входят следующие компоненты:


1. Картридж с реагентами. Сторона 1. Комплект 1



2. Картридж с реагентами. Сторона 2. Комплект 1



3. Картридж с реагентами. Сторона 3. Комплект 1



4. КО (В), 1,2 мл. Комплект 1



5. КО (H), 1,2 мл. Комплект 1



6. КМ уровень 1, 1,0 мл. Комплект 1-3



7. КМ уровень 2, 1,0 мл. Комплект 1-3




8. КО (H), 2,2 мл. Комплект 2-3




9. КО (В), 2,2 мл. Комплект 2-3






10. Потребительская упаковка. Сторона 2. Комплект 1



11. Потребительская упаковка. Сторона 3. Комплект 1




12. Потребительская упаковка. Сторона 4. Комплект 1




Состав:


Картридж с реагентами _ _ _ _ _ 1 шт.
КО (Н), 1,2 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КО (В), 1,2 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
Инструкция _ _ _ _ _ 1 шт.




14. Общий вид медицинского изделия. Комплект 1



15. Транспортная тара. Комплект 1



16. Картридж с реагентами. Комплект 2




17. Картридж с реагентами. Сторона 2. Комплект 2




18. Картридж с реагентами. Сторона 3. Комплект 2




19. Потребительская упаковка. Сторона 1. Комплект 2




20. Потребительская упаковка. Сторона 2. Комплект 2



21. Потребительская упаковка. Сторона 3. Комплект 2




22. Потребительская упаковка. Сторона 4. Комплект 2




Состав:


Картридж с реагентами.....	1 шт.
КО (Н), 2,0 мл.....	1 шт.
КО (В), 2,0 мл.....	1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл.....	1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл.....	1 шт.
Инструкция.....	1 шт.




24. **Общий вид медицинского изделия. Комплект 2**



25. Картридж с реагентами. Комплект 3




26. Картридж с реагентами. Сторона 2. Комплект 3




27. Картридж с реагентами. Сторона 3. Комплект 3




28. Потребительская упаковка. Сторона 1. Комплект 3



29. Потребительская упаковка. Сторона 2. Комплект 3



30. Потребительская упаковка. Сторона 3. Комплект 3




31. Потребительская упаковка. Сторона 4. Комплект 3





Состав:

Картридж с реагентами.....1 шт.
КО (Н), 2,2 мл.....1 шт.
КО (В), 2,2 мл.....1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл.....1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл.....1 шт.
Инструкция.....1 шт.



32. Общий вид медицинского изделия. Комплект 3





Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

25 лист 08
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова "в" 03 202__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

 /В.В. Осипова/

«15» января 2024 г.



ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения миоглобина в сыворотке, плазме и цельной венозной крови на анализаторе LUMILAB «Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

2024 г.

Картридж с реагентами. Комплект 1



imbian®



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Картридж с реагентами 1 шт.


LOT

32-0224



2025-08-16

Перемешать с помощью
устройства для
предварительного
перемешивания
магнитных частиц
перед использованием




IVD



КО (Н), 1,2 мл. Комплект 1

КО (Н), 1,2 мл



Миоглобин


LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



2025-08-16




+8°C




32-0224

+2°C



КО (В), 1,2 мл. Комплект 1

КО (В), 1,2 мл



Миоглобин


LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



2025-08-16




+8°C




32-0224

+2°C



КМ уровень 1, 1,0 мл. Комплект 1

КМ уровень 1, 1,0 мл 

Миоглобин
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Добавить 1,0 мл дистиллированной воды

 2025-08-16

 +8°C

 **LOT** 32-0224


 +2°C

 **IVD**





КМ уровень 2, 1,0 мл. Комплект 1

КМ уровень 2, 1,0 мл 

Миоглобин
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА


Добавить 1,0 мл дистиллированной воды

 2025-08-16

 +8°C


 **LOT** 32-0224

 +2°C

 **IVD**







Миоглобин

Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения миоглобина
в сыворотке, плазме и цельной венозной
крови на анализаторе LUMILAB
«Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Комплект № 1
25 определений

LOT

32-0224

REF

GC-002/25.1



2024-02-16




2025-08-16

Состав:

Картридж с реагентами _ _ _ _ _ 1 шт.
КО (Н), 1,2 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КО (В), 1,2 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл _ _ _ _ _ 1 шт.
Инструкция _ _ _ _ _ 1 шт.



Развертка коробки (потребительской упаковки). Комплект 1



Миоглобин- LUMILAB- ИМБИАН-ИХЛА

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения миоглобина в сыворотке, плазме и цельной венозной крови на анализаторе LUMILAB «Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

КОМПЛЕКТ № 1 25 определений

РУ № РЗН XXXX/XXXX

Масса нетто потребительской упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT 32-0224



2024-02-16

REF GC-002/25.1



2025-08-16

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54;
www.imbian.ru; info@imbian.ru



IVD





 **imbian**  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Миоглобин


LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Картридж с реагентами.....1 шт.

LOT 32-0224

 2025-08-16

Перемешать с помощью устройства для предварительного перемешивания магнитных частиц перед использованием

 +2°C +8°C 

IVD







КО (Н), 2,2 мл. Комплект 2

КО (Н), 2,2 мл  imbian®

Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



2025-08-16



+8°C

LOT

32-0224

+2°C

IVD



КО (В), 2,2 мл. Комплект 2

КО (В), 2,2 мл  imbian®

Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



2025-08-16



+8°C

LOT


32-0224

+2°C

IVD




КМ уровень 1, 1,0 мл. Комплект 2

КМ уровень 1, 1,0 мл 

Миоглобин
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Добавить 1,0 мл дистиллированной воды

 2025-08-16

 32-0224

 +2°C


 +8°C








КМ уровень 2, 1,0 мл. Комплект 2

КМ уровень 2, 1,0 мл 

Миоглобин
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА


Добавить 1,0 мл дистиллированной воды

 2025-08-16

 32-0224


 +2°C

 +8°C









Миоглобин

Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения миоглобина
в сыворотке, плазме и цельной венозной
крови на анализаторе LUMILAB
«Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Комплект № 2

50 определений

LOT

32-0224



2024-02-16

REF


GC-002/50.2




2025-08-16

Состав:

Картридж с реагентами	1 шт.
КО (Н), 2,2 мл	1 шт.
КО (В), 2,2 мл	1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл	1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл	1 шт.
Инструкция	1 шт.



Развертка коробки (потребительской упаковки). Комплект 2



Миоглобин- LUMILAB- ИМБИАН-ИХЛА

Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения
миоглобина в сыворотке, плазме и цельной
венозной крови на анализаторе LUMILAB
«Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

КОМПЛЕКТ № 2 50 определений

РУ № РЗН XXXX/XXXX

Масса нетто потребительской упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT 32-0224




2024-02-16

REF GC-002/50.2



2025-08-16

■ ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54;
www.imbian.ru; info@imbian.ru





imbian®



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Картридж с реагентами.....1 шт.



LOT

32-0224




2025-08-16

Перемешать с помощью
устройства для
предварительного
перемешивания
магнитных частиц
перед использованием



КО (Н), 2,2 мл. Комплект 3

КО (Н), 2,2 мл



Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



2025-08-16




32-0224

+2°C



КО (В), 2,2 мл. Комплект 3

КО (В), 2,2 мл




Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА




2025-08-16




32-0224

+2°C



КМ уровень 1, 1,0 мл. Комплект 3

КМ уровень 1, 1,0 мл



Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Добавить 1,0 мл дистиллированной воды



2025-08-16



32-0224


+2°C



+8°C

КМ уровень 2, 1,0 мл. Комплект 3

КМ уровень 2, 1,0 мл




Миоглобин

LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

Добавить 1,0 мл дистиллированной воды



2025-08-16




32-0224

+2°C



+8°C



Миоглобин

Набор реагентов для количественного
иммунохемилюминесцентного определения миоглобина
в сыворотке, плазме и цельной венозной
крови на анализаторе LUMILAB
«Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Комплект № 3

100 определений

LOT

32-0224

REF

GC-002/100.3



2024-02-16



2025-08-16


Состав:

Картридж с реагентами	1 шт.
КО (H), 2,2 мл	1 шт.
КО (B), 2,2 мл	1 шт.
КМ уровень 1, 1,0 мл	1 шт.
КМ уровень 2, 1,0 мл	1 шт.
Инструкция	1 шт.



Маркировка коробки (потребительской упаковки). Комплект 3

Развертка коробки (потребительской упаковки). Комплект 3



Миоглобин- LUMILAB- ИМБИАН-ИХЛА

Набор реагентов для количественного иммунохемилюминесцентного определения миоглобина в сыворотке, плазме и цельной венозной крови на анализаторе LUMILAB «Миоглобин-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-653-41390295-2023

КОМПЛЕКТ № 3 100 определений

РУ № РЗН XXXX/XXXX

Масса нетто потребительской упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT

32-0224



2024-02-16


REF

GC-002/100.3



2025-08-16

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54;
www.imbian.ru; info@imbian.ru



IVD



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

19 лист 06
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова 22 07 2024 г.

