

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор

ООО «ХБК «Навтекс»

Первина Н.Ю.

«07» _____ 2024г



Проект маркировки медицинского изделия

«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»

**Проект маркировки медицинского изделия
(потребительская упаковка)
«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»**

Россия ООО "ХБК "НАВТЕКС" 155830, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Наволяки, ул. Промышленная, д.1 т. 8 (49331) 9-74-79		Партия № 	
Система менеджмента качества ООО "ХБК "Навтекс" сертифицирована по ISO 13485:2016			
Вид 1	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023		
Артикул 6498-1	Высокая плотность		
100 % хлопок			
Регистрационное удостоверение № РЗН xxxх/хххх от хх.хх.ххххг.			
Ширина рулона хх см		 	
Длина рулона хх м			
N рулона хххххххххххххххх			
Дата изготовления кв / год			
Срок годности 5 лет			
<i>Назначение: Марля применяется для отсасывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочных средств, используемых в медицинских целях, а именно, ватно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски и т.д.).</i> <i>Условия хранения: Марля должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1(П) ГОСТ 18150, но при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха 80% при 25°C. Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий.</i> <i>Утилизация: Марля подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При истечении срока годности или нарушении целостности упаковки, неиспользованная марля должна быть утилизирована как медицинские отходы класса А, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</i>			
 			

ШТРИХ-КОД

**Проект маркировки медицинского изделия
(потребительская упаковка)
«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»**

Россия ООО "ХБК "НАВТЕКС" 155830, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1 т. 8 (49331) 9-74-79		Партия №	
Система менеджмента качества ООО "ХБК "Навтекс" сертифицирована по ISO 13485:2016			
Вид 1	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023		
Артикул	6498-1-54	Высокая плотность	
100 % хлопок			
Регистрационное удостоверение № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxxг.		  	
Ширина рулона	xx см		
Длина рулона	xx м		
N рулона	xxxxxxxxxx		
Дата изготовления	месяц / год		
Срок годности 5 лет			
<i>Назначение: Марля применяется для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочных средств, используемых в медицинских целях, а именно, важно-перевязочный повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, марли и т.д.).</i> <i>Условия хранения: Марля должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха 80% при 25°C. Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных осадков.</i> <i>Утилизация: Марля подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При истечении срока годности или нарушении целостности упаковки, неиспользованная марля должна быть утилизирована как медицинские отходы класса А, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</i>			
 			

ШТРИХ-КОД

**Проект маркировки медицинского изделия
(потребительская упаковка)
«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»**

Россия ООО "ХБК "НАВТЕКС" 155830, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1 т. 8 (49331) 9-74-79		Партия № 	
<i>Система менеджмента качества ООО "ХБК "Навтекс"</i> <i>сертифицирована по ISO 13485:2016</i>			
Вид 2		Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная с рентгеноконтрастной нитью по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023	
Артикул 6498-2/8 100 % хлопок Регистрационное удостоверение № РЗН xxxх/xxx от хх.хх.ххххг. Ширина рулона хх см Длина рулона хх м № рулона хххххххххххххх Дата изготовления кв / год Срок годности 5 лет			
Внимание: Марля применяется для впитывания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочных средств, используемых в медицинских целях, в частности, важно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски и т.д.). Условия хранения: Марля должна храниться в сухих проветриваемых отапливаемых помещениях по условиям хранения 1(П) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха 60% при 25°C. Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Утилизация: Марля подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При истечении срока годности или нарушении целостности упаковки, неиспользованная марля должна быть утилизирована как медицинские отходы класса А, установленными СанПиН 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.		   	
Штрих-код			

Проект маркировки
(потребительская упаковка)
«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»

Россия ООО "ХБК "НАВТЕКС" 155830, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1 т. 8 (49331) 9-74-79		Партия №
<i>Система менеджмента качества ООО "ХБК "Навтекс"</i> <i>сертифицирована по ISO 13485:2016</i>		
Вид 2	Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная с рентгеноконтрастной нитью по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023	
Артикул 6498-2/22		
100% хлопок		
Регистрационное удостоверение № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxxг.		
Ширина рулона xx см		
Длина рулона xx м		
№ рулона xxxxxxxxxx		
Дата изготовления число / месяц / год		
Срок годности 5 лет		
<i>Назначение: Марля применяется для опливания жидкостей в медицинских целях, а также для применения в качестве основы для перевязочных средств, используемых в медицинских целях, а именно, вапно-марлевых повязок (бинты, салфетки, повязки, пластыри, маски и т.д.).</i> <i>Условия хранения: Марля должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1(II) ГОСТ 18150, но при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха 80% при 25°C. Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий.</i> <i>Утилизация: Марля подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными Сан-Пин 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. При истечении срока годности или нарушении целостности упаковки, неиспользованная марля должна быть утилизирована как медицинские отходы класса А, установленными Сан-Пин 2.1.3684-21 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.</i>		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
  		
		

Проект маркировки медицинского изделия
(транспортная упаковка)
**«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023»**

Россия
ООО «ХБК «Навтекс»
155830, Ивановская обл., Кинешемский р-н,
г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1
т. 8 (49331) 9-74-79



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная
нестерильная по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Вид 1

Артикул: 6498-1/22
Ширина: хх см
Длина: хх м
Количество: х шт
Партия №:
ТУ 13.20.44-012-10715071-2023
Дата упаковывания:

Условия транспортирования и хранения: марля может транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Марля должна храниться в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +30°C и относительной влажности воздуха 80% при 25°C.

Марля должна храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищена от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Марля в транспортной упаковке должна быть устойчива к механическим воздействиям при транспортировании по ГОСТ 20790.

ШТРИХ-КОД

В данном документе прошито и скреплено
печатью 6 листа (ов)

Генеральный директор: Перв Н.Ю.Первина





**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012–10715071–2023»**

2024 г.


Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023

Общий вид




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Вид 1: ширина 10 см длина 100 м



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Вид 1: ширина 90 см длина 1000 м




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Вид 1: *ширина 120 см длина 1000 м*




**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023 с рентгеноконтрастной нитью**

Вид 2: ширина 10 см длина 100 м



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023 с рентгеноконтрастной нитью**

Вид 2: *ширина 90 см длина 1000 м*



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023 с рентгеноконтрастной нитью**

Вид 2: *ширина 120 см длина 1000 м*



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Общий вид способа упаковки



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Общий вид потребительской упаковки



**Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная
по ТУ 13.20.44-012-10715071-2023**

Общий вид транспортной упаковки



В данном документе прошито и скреплено
печатью

Одобрено
Генеральный директор: Первина Н.Ю.

