

**LORGE
medical**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ЛОРГЕ медикал», Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, дом 149, пом. 2005
+7 3822 205 080
info@lorgemedical.com
lorgemedical.com

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО
«ЛОРГЕ медикал»

С.А. Списивцев



"06" 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR» по ТУ 32.50.50–001–20694246–2023



Фотография 1. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M1» (AM1), передняя панель.



Фотография 2. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M1» (AM1), задняя панель.



Фотография 3. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M2» (AM2), передняя панель.



Фотография 4. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M2» (AM2), задняя панель.



Фотография 5. Кабель сетевой (K311)



Фотография 6. Педаль двухклавишная (П21)



Фотография 7. Педаль одноклавишная (П11)



Фотография 8. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Пинцет прямой Исп. 1(Э626), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 9. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Электрод-лезвие прямой (Э111), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 10. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Электрод нейтральный двухсекционный (Э824), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 11. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Кабель биполярного пинцета Исп. 1 (K221), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 12. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Держатель монополярного электрода, управление с педали (К113), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 13. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Кабель нейтрального электрода Исп. 1 (К121), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 14. Пример транспортной упаковки медицинского изделия

~50Гц 220В 600ВА

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ «ALLIGATOR M1»

ТУ 32.50.50-001-20694246-2023
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Режим работы: 10 с – активация, 30 с – пауза

	Чистое	Смесь	Мягкая	Искра	БИ1	БИ2
Рном, Ом	200	200	200	200	100	100
Рном, Вт	150	120	120	100	95	95
Uмакс, В	1600	2000	1400	3500	500	500

000 «ЛОРГЕ медикал» Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, 149, пом. 2005
+7 (3822) 205080, info@lorgemedical.com
lorgemedical.com

REF AM1 SN XXXX XX.20XX

LORGE medical

~50Гц 220В 600ВА

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ «ALLIGATOR M2»

ТУ 32.50.50-001-20694246-2023
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Режим работы: 10 с – активация, 30 с – пауза

	Чистое	Смесь	Мягкая	Искра	БИ1	БИ2
Рном, Ом	200	200	200	200	100	100
Рном, Вт	250	200	200	100	120	120
Uмакс, В	2600	3200	2300	3500	500	500

000 «ЛОРГЕ медикал» Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, 149, пом. 2005
+7 (3822) 205080, info@lorgemedical.com
lorgemedical.com



REF AM2 SN XXXX XX.20XX

LORGE medical


Фотография 15. Маркировка на задней панели блока электрохирургического

**Аппарат электрохирургический высокочастотный «ALLIGATOR M1»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023**

Масса брутто: _____



Условия
транспортировки





Условия
хранения

SN _____


ООО «ЛОРГЕ медикал»
634021, Россия, г. Томск
ул. Алтайская, д. 149, помещ. 2005
www.lorgemedical.com

**Аппарат электрохирургический высокочастотный «ALLIGATOR M2»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023**

Масса брутто: _____



Условия
транспортировки



Условия
хранения

SN _____


ООО «ЛОРГЕ медикал»
634021, Россия, г. Томск
ул. Алтайская, д. 149, помещ. 2005
www.lorgemedical.com

Фотография 16. Маркировка на транспортной таре аппаратов

Кабель сетевой

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	K311	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации 
SN		
LOT		

 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Педадь одноклавишная

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	П11	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации 
SN		
LOT		

 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Педадь двухклавишная

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	П21	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации 
SN		
LOT		

 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Фотография 17. Маркировка на индивидуальной упаковке кабеля сетевого (K311) и педалей (П21 и П11)



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ЛОРГЕ медикал», Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, дом 149, пом. 2005
+7 3822 205 080
info@lorgemedical.com
lorgemedical.com

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО
«ЛОРГЕ медикал»

_____ С.А. Списивцев

"__" _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR» по ТУ 32.50.50–001–20694246–2023



Фотография 1. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M1» (AM1), передняя панель.



Фотография 2. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M1» (AM1), задняя панель.



Фотография 3. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M2» (AM2), передняя панель.



Фотография 4. Блок электрохирургический «ALLIGATOR M2» (AM2), задняя панель.



Фотография 5. Кабель сетевой (K311)



Фотография 6. Педаль двухклаввишная (П21)



Фотография 9. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Электрод-лезвие прямой (Э111), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 10. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Электрод нейтральный двухсекционный (Э824), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 11. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Кабель биполярного пинцета Исп. 1 (K221), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 12. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Держатель монополярного электрода, управление с педали (K113), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 13. Медицинское изделие «Инструменты электрохирургические и принадлежности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам по ТУ 32.50.13-001-20694246-2023» Кабель нейтрального электрода Исп. 1 (К121), регистрационное удостоверение №РЗН 2024/23136 от 12.07.2024



Фотография 14. Пример транспортной упаковки медицинского изделия

~50Гц 220В 600ВА

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ «ALLIGATOR M1»

ТУ 32.50.50-001-20694246-2023
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Режим работы: 10 с – активация, 30 с – пауза

	Чистое	Смесь	Мягкая	Искра	БИ1	БИ2
Рном, Ом	200	200	200	200	100	100
Рном, Вт	150	120	120	100	95	95
Uмакс, В	1600	2000	1400	3500	500	500

000 «ЛОРГЕ медикал» Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, 149, пом. 2005
+7 (3822) 205080, info@lorgemedical.com
lorgemedical.com

REF AM1 SN XXXX XX.20XX

GA3

⚡

📶

👤

LORGE medical

~50Гц 220В 600ВА

АППАРАТ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ «ALLIGATOR M2»

ТУ 32.50.50-001-20694246-2023
РУ № РЗН ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ
Режим работы: 10 с – активация, 30 с – пауза

	Чистое	Смесь	Мягкая	Искра	БИ1	БИ2
Рном, Ом	200	200	200	200	100	100
Рном, Вт	250	200	200	100	120	120
Uмакс, В	2600	3200	2300	3500	500	500

000 «ЛОРГЕ медикал» Россия, 634021,
г. Томск, ул. Алтайская, 149, пом. 2005
+7 (3822) 205080, info@lorgemedical.com
lorgemedical.com

REF AM2 SN XXXX XX.20XX

GA3

⚡

📶

👤

LORGE medical

Фотография 15. Маркировка на задней панели блока электрохирургического

Аппарат электрохирургический высокочастотный «ALLIGATOR M1»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Масса брутто: _____



SN _____

ООО «ЛОРГЕ медикал»
634021, Россия, г. Томск
ул. Алтайская, д. 149, помещ. 2005
www.lorgemedical.com

Аппарат электрохирургический высокочастотный «ALLIGATOR M2»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Масса брутто: _____



SN _____




ООО «ЛОРГЕ медикал»
634021, Россия, г. Томск
ул. Алтайская, д. 149, помещ. 2005
www.lorgemedical.com

Фотография 16. Маркировка на транспортной таре аппаратов

Кабель сетевой

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	K311	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации      
SN		
LOT		




 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Педаль одноклавишная

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	П11	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации      
SN		
LOT		




 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Педаль двухклавишная

Аппараты электрохирургические высокочастотные «ALLIGATOR»
по ТУ 32.50.50-001-20694246-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____

REF	П21	Изделие не стерильно! Данная упаковка не является барьерной средой и не предназначена для финишной стерилизации      
SN		
LOT		

 **LORGE**
medical

ООО «ЛОРГЕ медикал» 634055, Россия, г. Томск,
ул. Алтайская, д.149, помещ. 2005, тел.: +7 (3822) 205080

Фотография 17. Маркировка на индивидуальной упаковке кабеля сетевого (K311) и педалей (П21 и П11)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (восемнадцать) ЛИСТОВ
цифрами прописью
Должность _____
Подпись Списивцев С.А. / _____

Директор ООО «ЛОРГЕ-медикал»

