

**СПРАВКА ОБ ИЗДЕЛИИ**  
**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**  
**«Нутрификс» (Nutrifix)**

**1. Краткая информация о назначении:**

Устройство для энтерального питания Нутрификс предназначено для совмещения горлышка стеклянной бутылки или порта пластиковых пакетов с зондами для энтерального питания.

**2. Области применения**

Устройство для энтерального питания Нутрификс используется для проведения энтерального питания в отделениях интенсивной терапии, хирургии, и во всех отделениях, где требуется дополнительное питание больных, не способных принимать пищу самостоятельно.

Для одноразового использования. Стерильно!  
Простерилизовано этиленоксидом.

**3. Используемые материалы:**

Поливинилхлорид, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления. Соответствуют требованиям Европейской Фармакопеи.

**4. Хранение**

Температура помещения: 15-25 °С  
Относительная влажность воздуха: 50-60 %  
Предохранять от прямого воздействия света!  
При соблюдении условий хранения продукта использовать его до указанной на упаковке даты.

**5. Статус регистрации**

Устройства для энтерального питания Нутрификс производятся с 1995 г., поставляются и используются в странах Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

