



Фотографические изображения медицинского изделия

**Силер биокерамический для пломбирования корневых каналов зубов «БиоКерам Силер»
по ТУ 21.20.24-062-49908538-2023**



Вторичная упаковка (картонная коробка)

COMPOSITION:
tricalcium silicate,
dicalcium silicate,
zirconium dioxide,
silica

INDICATIONS:
permanent obturation of the root
canals with a sealer and a master pin.

PACKAGE CONTENTS:
dispenser with paste - 1.5g - 2pcs
applicator tips - 30pcs
IFU - 1pc

Дата изготовления
MFG
Поставщик
Lot
Партия
BATCH



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

For professional dental use
Made in Russia

БИОКЕРАМ СИЛЕР

СИЛЕР БИОКЕРАМИЧЕСКИЙ ДЛЯ
ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ
КАНАЛОВ ЗУБОВ "БИОКЕРАМ СИЛЕР"
ПО ТУ 21.20.24-062-49908538-2023

omega
dent



2 X 1,5 Г

ОСНОВНОЙ СОСТАВ:
трикальций силикат,
дикальций силикат,
оксид циркония,
наполнитель.

ПОКАЗАНИЕ:
для постоянной герметизации корневых каналов зубов в
комбинации с гуттаперчевым мастер штифтом, посредством
техники клиповой латеральной конденсации, заполнения
корневого канала силером, прямого покрытия протексы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
дозатор с насадкой - 1.5 г - 2 шт;
сменные канюли - 30 шт;
инструкция - 1 шт.

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.
Полное время профессионального использования в стоматологии
ТУ 21.20.24-062-49908538-2023 РРПР

СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО

omega
dent

BIOCERAM SEALER

BIOCERAMIC ROOT
SEALING MATERIAL

omega
dent




2 X 1,5 G

Макет маркировки вторичной упаковки (картонная коробка)




Первичная упаковка




Первичная упаковка канюль



Силер биокерамический для пломбирования корневых каналов зубов



Макет маркировки этикетки дозатора



Канюля с колпачком



Транспортная упаковка



ООО «НКФ Омега-Дент»
 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 31,
 корп. 3, оф. 211-212
 Тел.: 8 (800) 500-51-92
 8 (495) 679-80-53
 8 (495) 783-26-09
info@omegadent.ru

**Силер биокерамический для пломбирования корневых
 каналов зубов «БиоКерам Силер»
 по ТУ 21.20.24-062-49908538-2023**

Количество _____ шт. Срок годности _____

Партия _____

Масса брутто _____ кг

Упаковщик _____

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от
 плюс 4 до плюс 24 °С, относительной влажности не более 98 %.

Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С,
 относительной влажности 100 % (100 % при плюс 25 °С и при
 температуре ниже плюс 25 °С; при температуре выше плюс 25 °С
 относительная влажность ниже 100 %)

Макет маркировки транспортной упаковки

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Силер биокерамический
для пломбирования корневых каналов зубов
«БиоКерам Силер»

по ТУ 21.20.24-062-49908538-2023

Изготовитель: ООО «Омега-Дент»

Партия:

Количество:

Упаковщица _____

(фамилия или №)

Дата упаковки _____

Макет упаковочного листа

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листа(ов)

Генеральный директор
ООО "НКФ Омега-Дент"
И.Г. Росин И.Г. Росин

