

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«12» февраля 2024 г.




Проект маркировки

**Концентрат промывочного раствора для анализатора LUMILAB
«Буфер ПР-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023**

2024 г.

Маркировка ёмкости с концентратом промывочного раствора, 500 мл

БУФЕР ПР-
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



Ёмкость с концентратом промывочного раствора



500 мл

LOT

04-1123



2024-11-10




IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Буфер ПР- LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



Концентрат промывочного раствора для анализатора LUMILAB
«Буфер ПР-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Замораживание не допускается. Для профессионального применения.




800

Состав:

1. Ёмкость с концентратом промывочного раствора, 500 мл _ _ _ _ _ 2 шт.
2. Инструкция по применению _ _ _ _ _ 1 шт.

Буфер ПР- LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА



LOT

04-1123

REF

FC-001/800.1



2023-11-10



2024-11-10



4 620102 805882



ООО «ИМБИАН ЛАБ»,

630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ 2; +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

Маркировка транспортной упаковки

Буфер ПР-
LUMILAB-
ИМБИАН-ИХЛА

Концентрат промывочного раствора
для анализатора LUMILAB
«Буфер ПР-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА»
по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023

Количество _____ ШТ.

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Масса нетто	кг	Масса брутто	кг
Масса нетто потребительской упаковки			кг

LOT 04-1123


Замораживание не допускается.

REF FC-001/800.1

 2023-11-10

 2024-11-10

 imbian®

 +30°C
0°C

IVD



 ООО «ИМБИАН ЛАБ»,
630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2.; +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 9

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова "12" 02 2024



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова


«16» января 2024 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Концентрат промывочного раствора для анализатора LUMILAB
«Буфер ПР-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023

2024 г.

Ёмкость с концентратом промывочного раствора, 500 мл – 2 шт.





БУФЕР ПР-
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА

 imbian

Ёмкость с концентратом промывочного раствора


500 мл

LOT

04-П23



2024-П-10



MD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Потребительская упаковка



**Буфер ПР-
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА**

 imbian

Концентрат промывочного раствора для анализатора LUMILAB
«Буфер ПР-LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА» по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023

РУ № XXX XXXX/XXXXX

Замораживание не допускается. Для профессионального применения.

Состав:

1. Емкость с концентратом промывочного раствора, 500 мл
2. Инструкция по применению



800

2 шт.

1 шт.

Общий вид медицинского изделия





Imbian

Общество с ограниченной ответственностью
«ИМБИАН ЛАБ»
(ООО «ИМБИАН ЛАБ»)

630539, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово,
г. Колыцово, ул. Садовая, д. 27, этаж 2, помещ. 2
Тел.: +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, e-mail: info@imbian.ru
ИНН 5406090979 / КПП 540601001, ОГРН 119547665047

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 04-1123

Концентрат промывочного раствора для анализатора LUMILAB «Буфер PR»
LUMILAB-ИМБИАН-ИХЛА по ТУ 20.59.52-607-41390295-2023

Кат. № РС-001.898.1
Количество в серии, шт.: 150
Количество образцов: 800
Тип испытаний: анализ: Автоматический

Номер серии 04-1123

Дата изготовления: 16.11.2023

Годен до: 18.11.2024

Р/У №

№	Сетевая заявка	Характеристика и нормы	Кол-во в упаковке	Результат контроля
1.1	Внешний вид концентрата	Концентрат из пластика, содержащий 500 мл концентрата промывочного раствора для автоматического анализа в системе реагирования. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха.	2 шт.	Соответствует
2.1	Массовые доли компонентов	Массовые доли компонентов: l = 92, b = 57, h = 143, m = 620.	1 шт.	Соответствует
2.2	рН концентрата промывочного раствора	рН концентрата промывочного раствора: от 7,4 до 7,8.	7,5	Соответствует
3	Степень очистки концентрата	Степень очистки концентрата: 100%.		Соответствует

Хранение и транспортирование:

Хранение не допускается!
Хранение в упаковке производителя при температуре от 0 °С до +30 °С в течение всего срока годности. Допускается хранение изделий при температуре от 0 °С до +30 °С в холодильной камере или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист об
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова "16" 01 2024

