

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А.

«11» июня 2024 г.



Макет маркировки

Набора реагентов

«OncoScope™ NSCLC Solution IL»

для определения клинически значимых генетических вариантов,
ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого,
методом высокопроизводительного секвенирования
по ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1. Маркировка медицинского изделия

1.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF

OS-L1-96

LOT

XXXX-Y

IVD

Для профессионального применения



96 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.2. Вариант исполнения set 1S

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1S

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Реагенты +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1

REF

OS-LS1-96

LOT

XXXX-Y

IVD

Для профессионального применения



96 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

ВНИМАНИЕ!

При получении товара
разукладывать набор
для хранения согласно
температурным режимам

1.3. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-1

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L11-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.4. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-2

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L12-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.5. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-3

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L13-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.6. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-4

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L14-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.7. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-5

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L15-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

1.8. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования

Вариант исполнения set 1-6

Состав изделия и условия хранения:

Температурный пакет -22...-18 °C	
Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1
Температурный пакет +2...+8 °C	
Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



REF OS-L16-16

LOT XXXX-Y

IVD Для профессионального применения



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

2. Маркировка Температурного пакета -22...-18 °C

2.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)

www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L1-96

LOT XXXX-Y



96 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.2. Вариант исполнения set 1S

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1S

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)

www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-LS1-96

LOT XXXX-Y




96 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.3. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЭН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L11-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.4. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЭН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L12-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.5. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L13-16

LOT XXXX-Y




16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.6. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L14-16

LOT XXXX-Y



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.7. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L15-16

LOT XXXX-Y



16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



2.8. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

УПАКОВКА 1 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ -22...-18 °C

Коробка 1	x 1
Коробка 2	x 1
Коробка 4	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L16-16

LOT XXXX-Y




16 реакций



ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3. Маркировка Температурного пакета +2...+8 °C

3.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L1-96

LOT XXXX-Y

Σ 96 реакций

⌚ ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.2. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЭН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L11-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

⌚ ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.3. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L12-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.4. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

REF OS-L13-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.5. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L14-16

LOT XXXX-Y

 16 реакций

 ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.6. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L15-16

LOT XXXX-Y

 16 реакций

 ГГГГ-ММ-ДД

IVD



3.7. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

УПАКОВКА 2 ИЗ 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАКЕТ +2...+8 °C

Коробка 3	x 1
Коробка 5	x 1



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023


REF OS-L16-16

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD



4. Маркировка Коробки 1 Температурного пакета -22...-18 °C

4.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

1

NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	600 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	600 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	1200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	130 мкл	x 1

REF OS-L1-96




ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



96 реакций



РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.2. Вариант исполнения set 1S

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1S

1

NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	600 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	600 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	1200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	130 мкл	x 1

REF OS-LS1-96

Σ 96 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.3. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1

1

NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L11-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.4. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2

1

NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L12-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.5. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3



NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L13-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.6. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4



NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L14-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.7. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5



NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L15-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



4.8. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

1

NSCLC ДНК Пул праймеров (ПД)	100 мкл	x 1
NSCLC РНК Пул праймеров (ПР)	100 мкл	x 1
Контрольный образец ДНК (КД)	20 мкл	x 1
Контрольный образец РНК (КР)	20 мкл	x 1
ПЦР смесь 1 (ПС1)	200 мкл	x 1
Обратная транскриптаза (ОТ)	25 мкл	x 1

REF OS-L16-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5. Маркировка Коробки 2 Температурного пакета -22...-18 °C

5.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

2

ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1	55 мкл	x 96
--	--------	------

REF OS-L1-96

Σ 96 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.2. Вариант исполнения set 1S

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1S

2

ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1S	55 мкл	x 96
---	--------	------

REF OS-LS1-96

Σ 96 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

И

-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.3. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1



ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-1	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L11-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.4. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2



ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-2	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L12-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.5. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3



ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-3	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L13-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.6. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4

2

ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-4	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L14-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.7. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5

2

ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-5	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L15-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



5.8. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

2

ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-6	55 мкл	x 16
--	--------	------

REF OS-L16-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i

-18 °C
-22 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6. Маркировка Коробки 4 Температурного пакета -22...-18 °C

6.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScore™ NSCLC Solution IL set 1



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L1-96

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 96 реакций

IVD

И



ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.2. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScore™ NSCLC Solution IL set 1-1



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L11-16

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

IVD

И



ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.3. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScore™ NSCLC Solution IL set 1-2



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L12-16

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

IVD

И



ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.4. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L13-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C



РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.5. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L14-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C



РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.6. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5



Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L15-16



ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y



16 реакций



-18 °C
-22 °C



РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



6.7. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

4

Картридж для секвенирования	-	x 1
Буфер HT1	4,5 мл	x 1

REF OS-L16-16

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

IVD

i

-18 °C
-22 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7. Маркировка Коробки 3 Температурного пакета +2...+8 °C

7.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

3

Реагент В (В)	6400 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	3600 мкл	x 1

REF OS-L1-96

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 96 реакций

IVD

i

8 °C
2 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.2. Вариант исполнения set 1S

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1S

3

Реагент В (В)	6400 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	3600 мкл	x 1

REF OS-LS1-96

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 96 реакций


IVD

i

8 °C
2 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.3. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L11-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

8 °C
2 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.4. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L12-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

8 °C
2 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.5. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L13-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

8 °C
2 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.6. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L14-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

2 °C 8 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.7. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L15-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

2 °C 8 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



7.8. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

3

Реагент В (В)	1200 мкл	x 1
Магнитные частицы (М)	600 мкл	x 1

REF OS-L16-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD


LOT XXXX-Y

i

2 °C 8 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8. Маркировка Коробки 5 Температурного пакета +2...+8 °C

8.1. Вариант исполнения set 1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L1-96

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 96 реакций

IVD

i



2 °C — 8 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.2. Вариант исполнения set 1-1

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-1

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L11-16

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

IVD

i



2 °C — 8 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.3. Вариант исполнения set 1-2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-2

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L12-16

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

Σ 16 реакций

IVD

i



2 °C — 8 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.4. Вариант исполнения set 1-3

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-3

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L13-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i



ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.5. Вариант исполнения set 1-4

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-4

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L14-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i



ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.6. Вариант исполнения set 1-5

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-5

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L15-16


Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

i



ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



8.7. Вариант исполнения set 1-6

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL set 1-6

5

Ячейка для секвенирования	-	x 1
Раствор PR2	500 мл	x 1

REF OS-L16-16

Σ 16 реакций

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

LOT XXXX-Y

2 °C

8 °C

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-027-39429653-2023



9. Маркировка компонентов Коробки 1 Температурного пакета -22...-18 °C

9.1. Вариант исполнения set 1/ set 1S

IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL NSCLC ДНК Пул праймеров 600 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ПД ПД	IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL NSCLC РНК Пул праймеров 600 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ПР ПР
IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Контрольный образец ДНК 20 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C КД КД	IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Контрольный образец РНК 20 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C КР КР
IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL ПЦР смесь 1 1200 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ПС1 ПС1	IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Обратная транскриптаза 130 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ОТ ОТ

9.2. Вариант исполнения set 1-1/ set 1-2/ set 1-3/ set 1-4/ set 1-5/ set 1-6

IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL NSCLC ДНК Пул праймеров 100 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ПД ПД	IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL NSCLC РНК Пул праймеров 100 мкл LOT XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД -22 °C -18 °C ПР ПР
---	---

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

Контрольный образец
ДНК
20 мкл

LOT XXXX-Y
ГГГГ-ММ-ДД -22 °C

18 °C

LAB PARSEQ

КД

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

Контрольный образец
РНК
20 мкл

LOT XXXX-Y
ГГГГ-ММ-ДД -22 °C

18 °C

LAB PARSEQ

КР

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 1
200 мкл

LOT XXXX-Y
ГГГГ-ММ-ДД -22 °C

18 °C

LAB PARSEQ

ПС1

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

Обратная транскриптаза
25 мкл

LOT XXXX-Y
ГГГГ-ММ-ДД -22 °C

18 °C

LAB PARSEQ

ОТ

10. Маркировка компонентов Коробки 2 Температурного пакета -22...-18 °C

10.1. Вариант исполнения set 1

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1
96 x 55 мкл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

18 °C

LAB PARSEQ

ПС2
с ИП

10.2. Вариант исполнения set 1S

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1S
96 x 55 мкл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

18 °C

LAB PARSEQ

ПС2
с ИП

10.3. Вариант исполнения set 1-1

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1-1
16 x 55 мкл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

18 °C

LAB PARSEQ

ПС2
с ИП

10.4. Вариант исполнения set 1-2

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1-2


16 x 55 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

-22 °C  -18 °C

ПС2
с ИП



10.5. Вариант исполнения set 1-3

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1-3


16 x 55 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

-22 °C  -18 °C

ПС2
с ИП



10.6. Вариант исполнения set 1-4

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1-4


16 x 55 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-Y

-22 °C  -18 °C

ПС2
с ИП



10.7. Вариант исполнения set 1-5

IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution IL

ПЦР смесь 2
с CD индексированными праймерами
set 1-5


16 x 55 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД


LOT XXXX-Y

-22 °C  -18 °C

ПС2
с ИП





10.8. Вариант исполнения set 1-6



IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL ПЦР смесь 2 с CD индексированными праймерами set 1-6 16 x 55 мкл ГГГГ-ММ-ДД XXXX-Y	ПС2 с ИП 
--	---

11. Маркировка компонентов Коробки 4 Температурного пакета -22...-18 °C

11.1. Вариант исполнения set 1


IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Картридж для секвенирования 96 реакций XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД		IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Буфер НТ1 4,5 мл XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД	
---	--	---	--

11.2. Вариант исполнения set 1-1/ set 1-2/ set 1-3/ set 1-4/ set 1-5/ set 1-6


IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Картридж для секвенирования 16 реакций XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД		IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Буфер НТ1 4,5 мл XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД	
---	--	---	--

12. Маркировка компонентов Коробки 3 Температурного пакета +2...+8 °C

12.1. Вариант исполнения set 1/ set 1S

IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Реагент В 6400 мкл XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД	В 	IVD Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL Магнитные частицы 3600 мкл XXXX-Y ГГГГ-ММ-ДД	М 
---	---	---	---

12.2. Вариант исполнения set 1-1/ set 1-2/ set 1-3/ set 1-4/ set 1-5/ set 1-6




13. Маркировка компонентов Коробки 5 Температурного пакета +2...+8 °C

13.1. Вариант исполнения set 1



13.2. Вариант исполнения set 1-1/ set 1-2/ set 1-3/ set 1-4/ set 1-5/ set 1-6





IVD Набор реагентов OncoScope™
NSCLC Solution II


Раствор PR2 500 мл




ГТТГ-ММ-ДА



1000X-Y



14. Маркировка Программного обеспечения OncoScope™ Software



15. Маркировка групповой (транспортной) тары

15.1. Варианты исполнения set 1/ set 1-1/ set 1-2/ set 1-3/ set 1-4/ set 1-5/ set 1-6

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА 1 ИЗ 2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования
по ТУ 21.20.23-027-39429653



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»
Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro



-18 °C
-22 °C

Количество изделий в упаковке: ____ штук

Масса брутто: ____ кг

Масса нетто: ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: ____ кг

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА 2 ИЗ 2

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования
по ТУ 21.20.23-027-39429653



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»
Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro



8 °C
2 °C

Количество изделий в упаковке: ____ штук

Масса брутто: ____ кг

Масса нетто: ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: ____ кг

15.2. Вариант исполнения 1S

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

Набор реагентов OncoScope™ NSCLC Solution IL для определения клинически значимых генетических вариантов, ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого, методом высокопроизводительного секвенирования
по ТУ 21.20.23-027-39429653



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»
Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro



8 °C
2 °C

Количество изделий в упаковке: ____ штук

Масса брутто: ____ кг

Масса нетто: ____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: ____ кг

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

32 (тридцать два) листа
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «НАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А.

« 26 » ноября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А.



22 августа 2024 г.



Фотографические изображения

Набора реагентов

«OncoScope™ NSCLC Solution IL»

для определения клинически значимых генетических вариантов,
ассоциированных с немелкоклеточным раком легкого,
методом высокопроизводительного секвенирования
по ТУ 21.20.23-027-39429653-2023

Оглавление

1. Комплектность	3
2. Вариант исполнения set 1	12
3. Вариант исполнения set 1S	30
4. Вариант исполнения set 1-1	41
5. Вариант исполнения set 1-2	59
6. Вариант исполнения set 1-3	77
7. Вариант исполнения set 1-4	95
8. Вариант исполнения set 1-5	113
9. Вариант исполнения set 1-6	131
10. Программное обеспечение OncoScope™ Software	149
11. Транспортная упаковка	150

1. Комплектность


В комплект поставки Набора реагентов входит:

- Набор реагентов «OncoScope™ NSCLC Solution IL» – 1 шт.
- Инструкция по применению – прикладывается к поставке медицинского изделия вне зависимости от количества изделий в поставке – 1 шт.


Электронная версия инструкции по применению – <https://parseq.pro>.

- Паспорт – прикладывается к поставке медицинского изделия вне зависимости от количества изделий в поставке – 1 шт.


1.1. Комплектность – вариант исполнения set 1.




1.2. Комплектность – вариант исполнения set 1S.




1.3. Комплектность – вариант исполнения set 1-1.




1.4. Комплектность – вариант исполнения set 1-2.




1.5. Комплектность – вариант исполнения set 1-3.




1.6. Комплектность – вариант исполнения set 1-4.



1.7. Комплектность – вариант исполнения set 1-5.



1.8. Комплектность – вариант исполнения set 1-6.



2. Вариант исполнения set 1

2.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C




2.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.




2.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C



2.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




2.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



2.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.



2.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




2.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




2.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.




2.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




2.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



2.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.



2.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.




2.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




2.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



2.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



2.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




2.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.




3. Вариант исполнения set 1S

3.1. Температурный пакет -22...-18°C и Реагенты +2...+8°C




3.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.




3.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C



3.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




3.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




3.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.



3.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.



3.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




3.3. Реагенты +2...+8°C - Общий вид Коробки 3.



3.3.1. Реагенты +2...+8°C - Состав Коробки 3 - Фотография 1.



3.3.2. Реагенты +2...+8°C - Состав Коробки 3 - Фотография 2.



4. Вариант исполнения set 1-1

4.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.



4.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.



4.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



4.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




4.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




4.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.




4.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.



4.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




4.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.




4.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




4.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




4.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.




4.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



4.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



4.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



4.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



4.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



4.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



5. Вариант исполнения set 1-2

5.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.




5.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.



5.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



5.2.1.1. Состав Коробки I Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




5.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



5.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.



5.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




5.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



5.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.



5.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




5.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




5.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.




5.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



5.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




5.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



5.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



5.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



5.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



6. Вариант исполнения set 1-3


6.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.



6.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.



6.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



6.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.



6.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



6.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.




6.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




6.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




6.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.



6.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




6.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




6.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.



6.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



6.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




6.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



6.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



6.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



6.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



7. Вариант исполнения set 1-4

7.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.




7.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.




7.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



7.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.



7.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



7.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.




7.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




7.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




7.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.




7.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




7.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




7.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.




7.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



7.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



7.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



7.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



7.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



7.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



8. Вариант исполнения set 1-5

8.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.




8.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.



8.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



8.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.



8.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



8.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.



8.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




8.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.



8.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.



8.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




8.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




8.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.



8.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



8.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



8.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.




8.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



8.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.



8.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



9. Вариант исполнения set 1-6


9.1. Температурный пакет -22...-18°C и Температурный пакет +2...+8°C.



9.2. Состав Температурного пакета -22...-18°C.




9.2.1. Общий вид Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C.



9.2.1.1. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




9.2.1.2. Состав Коробки 1 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




9.2.2. Общий вид Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C.




9.2.2.1. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




9.2.2.2. Состав Коробки 2 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




9.2.3. Общий вид Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C.



9.2.3.1. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 1.




9.2.3.2. Состав Коробки 4 Температурного пакета -22...-18°C - Фотография 2.




9.3. Состав Температурного пакета +2...+8°C.




9.3.1. Общий вид Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C.



9.3.1.1. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




9.3.1.2. Состав Коробки 3 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.




9.3.2. Общий вид Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C.



9.3.2.1. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 1.




9.3.2.2. Состав Коробки 5 Температурного пакета +2...+8°C - Фотография 2.



10. Программное обеспечение OncoScope™ Software

10.1. Маркировка Программного обеспечения OncoScope™ Software на сайте производителя



11. Транспортная упаковка

11.1. Транспортная упаковка 1 из 2 – Фотография 1.



11.2. Транспортная упаковка 1 из 2 – Фотография 2.



11.3. Транспортная упаковка 2 из 2 – Фотография 1.



11.2. Транспортная упаковка 2 из 2 – Фотография 2.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

153 (сто пятьдесят три) листа
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А.

« 26 » ноября 2024 г.

