

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А.



«11» июня 2024 г.



Макет маркировки

Набора реагентов

«PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE»

для выделения ДНК и РНК из образцов тканей FFPE

методом сорбции на магнитных частицах

по ТУ 21.20.23-028-39429653-2023

1. Маркировка медицинского изделия

Набор реагентов PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE для выделения ДНК и РНК из образцов тканей FFPE методом сорбции на магнитных частицах

Состав изделия и условия хранения:

Депарафинизирующий буфер (ДБ)	40 мл	x1	+15...+25 °C
Лизирующий буфер (ЛБ)	9,5 мл	x1	
Связывающий буфер (СБ)	19 мл	x1	
Промывочный буфер (ПБ)	26,5 мл	x1	
Вода без нуклеаз (В)	7 мл	x1	
+2...+8 °C			+2...+8 °C
Протеиназа К (ПК)	1,2 мл	x1	
Магнитные частицы А (МА)	1,2 мл	x1	
Магнитные частицы Б (МБ)	1,2 мл	x1	



REF PC-DMDR-50-IVD



50 реакций

LOT XXXX-Y



ГГГГ-ММ-ДД

IVD Для профессионального применения



Электронная версия
Инструкции на сайте
<https://parseq.pro>

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-028-39429653-2023

Набор реагентов
PureCode™

ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (К711) 348 (К708)
www.parseq.pro | info@parseq.pro

ВНИМАНИЕ!

При получении товара
разукomплектовать набор
для хранения согласно
температурным режимам

2. Маркировка компонентов медицинского изделия, включая Температурную коробку
2...+8 °C

IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE


Депарафинизирующий
буфер (ДБ)

40 мл

LOT XXXX-У



ГГГГ-ММ-ДД



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE


Связывающий
буфер (СБ)

19 мл

LOT XXXX-У



ГГГГ-ММ-ДД



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE


Промывочный
буфер (ПБ)

26,5 мл




ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXX-У



ДОБАВИТЬ
33,5 мл этанола



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE


Лизирующий буфер (ЛБ)

9,5 мл

LOT XXXX-У



ГГГГ-ММ-ДД



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE

Вода без нуклеаз (В)


7 мл

LOT XXXX-Y



ГГГГ-ММ-ДД

15 °C 25 °C



Набор реагентов PureCode™
DNA/RNA Double Magnetic FFPE

+2...+8 °C

Протеиназа К (ПК)	1,2 мл	x 1
Магнитные частицы А (МА)	1,2 мл	x 1
Магнитные частицы Б (МБ)	1,2 мл	x 1



REF PC-DMDR-50-IVD



50 реакций



ГГГГ-ММ-ДД



LOT XXXX-Y



2 °C 8 °C

ПУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-028-39429653-2023

Набор реагентов
PureCode™



ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.pro | info@parseq.pro



3. Маркировка компонентов Температурной коробки +2...+8 °C

IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE



Протеиназа К (ПК)

1,2 мл

LOT XXXX-Y



ГГГГ-ММ-ДД



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE



Магнитные частицы А (МА)

1,2 мл

LOT XXXX-Y



ГГГГ-ММ-ДД



IVD PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE



Магнитные частицы Б (МБ)

1,2 мл

LOT XXXX-Y



ГГГГ-ММ-ДД



4. Маркировка групповой (транспортной) тары

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА

Набор реагентов PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE для выделения ДНК и РНК из образцов тканей FFPE методом сорбции на магнитных частицах
по ТУ 21.20.23-028-39429653-2023



ООО «ПАРСЕКЛАБ»

Россия, 197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А,
пом. 1-Н, ком. 347 (K711) 348 (K708)
www.parseq.ru | info@parseq.pro

LOT







Количество изделий в упаковке: _____ штук

Масса брутто: _____ кг

Масса нетто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг



**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

5 (пять) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Моркулов И.А.

« 26 » ноября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПАРСЕК ЛАБ»
Меркулов И.А.

«22» августа 2024 г.



Фотографические изображения

Набора реагентов

«PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE»

для выделения ДНК и РНК из образцов тканей FFPE


методом сорбции на магнитных частицах

по ТУ 21.20.23-028-39429653-2023

1. Комплектность


В комплект поставки Набора реагентов входит:

1. Набор реагентов «PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE» - 1 шт.
2. Инструкция по применению – прикладывается к поставке медицинского изделия вне зависимости от количества изделий в поставке – 1 шт.
Электронная версия инструкции по применению - <https://parseq.pro>.
3. Паспорт – прикладывается к поставке медицинского изделия вне зависимости от количества изделий в поставке – 1 шт.




2. Состав Набора реагентов «PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE»

2.1. Внешняя упаковки изделия



2.2. Состав изделия – Фотография 1.




2.3. Состав изделия – Фотография 2.




2.4. Состав изделия – Фотография 3.



2.5. Состав Температурной коробки +2...+8°C – Фотография 1.



2.6. Состав Температурной коробки +2...+8°C – Фотография 2.



1. Транспортная упаковка Набора реагентов «PureCode™ DNA/RNA Double Magnetic FFPE»

1.1. Транспортная упаковка – Фотография 1.



1.2. Транспортная упаковка – Фотография 2.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ПАРСЕК ЛАБ»

Меркулов И.А. 

« 26 » ноября 2024 г.

