

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «ПРОГРЕСС»


Петросян А.С.


2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Система имплантатов «ПРОГРЕСС»

для тотальной замены плечевого сустава и костных фрагментов»







Гленосфера нейтральная (размеры: $\varnothing$ 32 мм; $\varnothing$ 36 мм; $\varnothing$ 40 мм; $\varnothing$ 44 мм).




Гленосфера эксцентриковая (размеры: $\varnothing$ 32 мм; $\varnothing$ 36 мм; $\varnothing$ 40 мм; $\varnothing$ 44 мм).



Купол плечевой обратный (размеры: малый, средний, большой).




Головка плечевой кости




Ножка для плечевой кости, цементируемая (размеры: $\varnothing$ 5/45 мм; $\varnothing$ 6/45 мм; $\varnothing$ 7/45 мм; $\varnothing$ 8/45 мм; $\varnothing$ 9/45 мм; $\varnothing$ 10/45 мм; $\varnothing$ 11/45 мм; $\varnothing$ 12/45 мм; $\varnothing$ 5/75 мм; $\varnothing$ 6/75 мм; $\varnothing$ 7/75 мм; $\varnothing$ 8/75 мм; $\varnothing$ 9/75 мм; $\varnothing$ 10/75 мм; $\varnothing$ 11/75 мм; $\varnothing$ 12/75 мм; $\varnothing$ 13/75 мм; $\varnothing$ 14/75 мм; $\varnothing$ 8/110 мм; $\varnothing$ 9/110 мм; $\varnothing$ 10/110 мм; $\varnothing$ 11/110 мм; $\varnothing$ 12/110 мм; $\varnothing$ 13/110 мм; $\varnothing$ 14/110 мм).

Ножки для плечевой кости, цементируемые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Ножка для плечевой кости, нецементируемая (размеры: $\varnothing$ 5/45 мм; $\varnothing$ 6/45 мм; $\varnothing$ 7/45 мм; $\varnothing$ 8/45 мм; $\varnothing$ 9/45 мм; $\varnothing$ 10/45 мм; $\varnothing$ 11/45 мм; $\varnothing$ 12/45 мм; $\varnothing$ 13/45 мм; $\varnothing$ 14/45 мм; $\varnothing$ 15/45 мм; $\varnothing$ 16/45 мм; $\varnothing$ 17/45 мм; $\varnothing$ 18/45 мм; $\varnothing$ 19/45 мм; $\varnothing$ 20/45 мм; $\varnothing$ 7/75 мм; $\varnothing$ 8/75 мм; $\varnothing$ 9/75 мм; $\varnothing$ 10/75 мм; $\varnothing$ 11/75 мм; $\varnothing$ 12/75 мм; $\varnothing$ 13/75 мм; $\varnothing$ 14/75 мм; $\varnothing$ 15/75 мм; $\varnothing$ 16/75 мм; $\varnothing$ 17/75 мм; $\varnothing$ 18/75 мм; $\varnothing$ 8/110 мм; $\varnothing$ 9/110 мм; $\varnothing$ 10/110 мм; $\varnothing$ 11/110 мм; $\varnothing$ 12/110 мм; $\varnothing$ 13/110 мм; $\varnothing$ 14/110 мм; $\varnothing$ 15/110 мм; $\varnothing$ 16/110 мм).

Ножки для плечевой кости, нецементируемые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Имплантат плечевой кости диафизарный цементируемый (размеры: $\varnothing$ 8/75 мм; $\varnothing$ 9/75 мм; $\varnothing$ 10/75 мм; $\varnothing$ 11/75 мм; $\varnothing$ 12/75 мм; $\varnothing$ 8/80 мм; $\varnothing$ 9/80 мм; $\varnothing$ 10/80 мм; $\varnothing$ 11/80 мм; $\varnothing$ 12/80 мм).

Имплантаты плечевой кости диафизарные цементируемые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Часть плечевая удлиняющая (размеры: 20 мм; 40 мм; 60 мм).

Части плечевые удлиняющие имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Редуктор плечевой (размеры: 10 мм; 20 мм; 40 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм).


Редукторы плечевые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.



Часть плечевая соединительная




Компонент плечевой дистальный



Купол плечевой (размеры: малый; средний; крупный).

Купола плечевые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Гленоид полиэтиленовый




Ножка анатомическая цементируемая левая (размеры: 70 мм; 100 мм).

Ножки анатомические цементируемые левые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Ножка анатомическая цементируемая правая (размеры: 70 мм; 100 мм).


Ножки анатомические цементируемые правые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Ножка анатомическая нецементируемая левая




Ножка анатомическая нецементируемая правая



Купол обратный (размеры: $\varnothing$ 36 мм (короткий, средний, длинный); $\varnothing$ 40 мм (короткий, средний, длинный); $\varnothing$ 44 мм (короткий, средний, длинный)).




Компонент метафизарный




Шайба дистанционная (размеры: 5 мм; 7,5 мм; 10 мм; 12,5 мм; 15 мм; 17,5 мм).

Шайбы дистанционные имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Ножка цементируемая (размеры: $\varnothing$ 6/60 мм; $\varnothing$ 8/60 мм; $\varnothing$ 10/60 мм; $\varnothing$ 12/60 мм; $\varnothing$ 6/90 мм; $\varnothing$ 8/90 мм; $\varnothing$ 10/90 мм; $\varnothing$ 12/90 мм; $\varnothing$ 6/120 мм; $\varnothing$ 8/120 мм; $\varnothing$ 10/120 мм; $\varnothing$ 12/120 мм).

Ножки цементируемые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Ножка нецементируемая (размеры: $\varnothing$ 10/30 мм; $\varnothing$ 11/30 мм; $\varnothing$ 12/30 мм; $\varnothing$ 13/30 мм; $\varnothing$ 14/30 мм; $\varnothing$ 15/30 мм; $\varnothing$ 16/30 мм; $\varnothing$ 17/30 мм; $\varnothing$ 18/30 мм; $\varnothing$ 10/60 мм; $\varnothing$ 11/60 мм; $\varnothing$ 12/60 мм; $\varnothing$ 13/60 мм; $\varnothing$ 14/60 мм; $\varnothing$ 15/60 мм; $\varnothing$ 16/60 мм; $\varnothing$ 17/60 мм; $\varnothing$ 18/60 мм; $\varnothing$ 10/120 мм; $\varnothing$ 11/120 мм; $\varnothing$ 12/120 мм; $\varnothing$ 13/120 мм; $\varnothing$ 14/120 мм; $\varnothing$ 15/120 мм; $\varnothing$ 16/120 мм; $\varnothing$ 9/180 мм; $\varnothing$ 10/180 мм; $\varnothing$ 11/180 мм; $\varnothing$ 12/180 мм; $\varnothing$ 13/180 мм; $\varnothing$ 14/180 мм; $\varnothing$ 15/180 мм; $\varnothing$ 16/180 мм; $\varnothing$ 9/240 мм; $\varnothing$ 10/240 мм; $\varnothing$ 11/240 мм; $\varnothing$ 12/240 мм; $\varnothing$ 13/240 мм; $\varnothing$ 14/240 мм; $\varnothing$ 15/240 мм).


Ножки нецементируемые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.




Купол прямой (размеры: $\varnothing$ 44/14 мм; $\varnothing$ 44/17 мм; $\varnothing$ 44/20 мм; $\varnothing$ 47/14 мм; $\varnothing$ 47/17 мм; $\varnothing$ 47/20 мм; $\varnothing$ 50/14 мм; $\varnothing$ 50/17 мм; $\varnothing$ 50/20 мм; $\varnothing$ 53/14 мм; $\varnothing$ 53/17 мм; $\varnothing$ 53/20 мм).



Винт плечевой (размеры: M8×15 мм; M8×35 мм; M8×55 мм; M8×75 мм).
Винты плечевые имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.





**Винт (размеры: М6х15 мм; М6х25 мм; М6х30 мм; М6х35 мм; М6х40 мм).
Винты имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.**





Заглушка (размеры: M12x7,5 мм; M12x4,4 мм).
Заглушки имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.

Осб





Чехол (размеры: 30/250 мм; 50/250 мм; 35/300 мм; 55/300 мм).
Чехлы имеют идентичный внешний вид, различаются размерным рядом.



Пример внешней и внутренней упаковки и маркировки

32

Генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС»

А.С. Петросян

« 10 » декабря 2024 года

