

**Фотографические изображения
и макеты маркировки
на медицинское изделие**

***«НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ
ЭЛАСТОМЕРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ»***

**Насос инфузионный эластомерный
одноразовый стерильный
с постоянной скоростью**

Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Насос – 1 уп

Объем резервуара - 600 мл

Скорость потока - 5 мл/час

Внутривенный катетер – 1 уп

Размер 24 G (0,7 мм x 19 мм)

Скорость потока - 20 мл/мин



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.
Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@bjtuoren.com
Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /
Компания, принимающая претензии по качеству:
ООО «Лекарства Мира»
141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.
Тел. 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com




Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью
Дата изготовления: 05.09.2022
Исходный номер: 04.09.2022
Партия: 220905

ren Medical Device Co., Ltd.
Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA
E-mail: info@lm-med.com

и представитель на территории Российской Федерации /
имеющая претензии по качеству:

«Мира»
Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.


141070 E-mail: mail@lm-med.com



Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью
-объем резервуара, мл: 600;
-скорость потока, мл/час: 5;
Внутривенный катетер, размер: 24 G (0,7 мм x 19 мм), скорость потока: 20 мл/мин.
(Групповая упаковка (пакет))



Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью
-объем резервуара, мл: 600;
-скорость потока, мл/час: 5;
(Помпа в блистерной упаковке)



Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью
-объем резервуара, мл: 600;
-скорость потока, мл/час: 5;
(Помпа без упаковки)

Внутривенный катетер 24G (0,7мм x 19мм)

Скорость потока 20 мл/мин

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.
Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400
Henan, P. R. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@btuoren.com

LOT

220905

05.09.2022

04.09.2027




Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /

Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира» 141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 5 В.

Tel: 8-495-923-83-15 E-mail: mail@lm-med.com

Н (игла)



Внутривенный катетер,
- размер: 24 G (0,7 мм x 19 мм),
- скорость потока: 20 мл/мин.
(Катетер в блистерной упаковке)



**Внутривенный катетер,
--размер: 24 G (0,7 мм x 19 мм),
-скорость потока: 20 мл/мин.
(Катетер без упаковки)**

Инструкция по применению
медицинского изделия

**«НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ**

Дата утверждения июнь 2024 г.

I. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 600
- скорость потока, мл/час: 5
- 2.Дополнительный фильтр раствора - 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею - 1шт.
7. Внутривенный катетер, размер: 24 G (0,7мм x 19мм)

**Насос инфузионный эластомерный
одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и боллосом**

Не пропускать ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Объем резервуара

50 мл

Скорость потока

13 мл/час

Объем боллоса

0,5 мл

Время работы замка боллоса

10 мин



Neapen Tuonen Medical Devices Co., Ltd.

Meiyuan Industrial Zone, Mengdang, Changyuan County, 432400 Neapen, P. R. CHINA

Tel: +863738605444 E-mail: info@nyuic.com




Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации

Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Деларесте Мир»

141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинин, дом 6 В.

Tel: 8-495-523-83-15 E-mail: mail@delarestemir.com



Non-toxic

STERILE EO

ISO 13485

ISO 9001

ISO 14001



Дата изготовления 05.09.2022



Использовать до 04.09.2027




Партия 220905

Регистрационное удостоверение №


01

**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и боллосом**
-объем резервуара, мл: 50
-скорость потока, мл/час: 13
-объем боллоса, мл: 0,5
-время работы замка боллоса, мин.: 10
(Помпа в блистерной упаковке)



**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и болюсом**

- объем резервуара, мл: 50
 - скорость потока, мл/час: 13
 - объем болюса, мл: 0,5
 - время работы замка болюса, мин.: 10
- (Помпа без упаковки)



II. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 0,5.
-скорость потока, мл/час: 13.
-время работы замка болюса, мин.: 10
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) – 1шт.



**Насос инфузионный эластомерный
одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока**
Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Объем резервуара 450 мл
Скорость потока 6/8/10/12 мл/час



 Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.
Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@bjtuoren.com
Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /
Компания, принимающая претензии по качеству:
ООО «Лекарства Мира»
141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.
Тел: 8-495-923-83-15 E-mail: mail@lm-med.com




Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока
-объем резервуара, мл: 450;
-скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
(Помпа в блистерной упаковке)




Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока
 -объем резервуара, мл: 450;
 -скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
 (Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции



III. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 450.
-скорость потока, мл/час: 6/8/10/12.
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.



**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока и боллосом**


- объем резервуара, мл: 275;
 - скорость потока, мл/час: 4/ 6/ 8/ 10/
 - объем боллоса, мл: 1;
 - время работы замка боллоса, мин.: 15
- (Помпа в блистерной упаковке)



**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока и боллосом**

- объем резервуара, мл: 275;
 - скорость потока, мл/час: 4/ 6/ 8/ 10/
 - объем боллоса, мл: 1;
 - время работы замка боллоса, мин.: 15
- (Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции



IV. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
объем резервуара, мл: 275.
- скорость потока, мл/час: 4/6/8/10.
- объем болюса, мл: 1
время работы замка болюса, мин.: 15
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.




**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с регулятором на 15 скоростей потока
-объем резервуара, мл: 120
-скорость потока, мл/час: 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5
(Помпа в блистерной упаковке)**



**Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
с регулятором на 15 скоростей потока**
-объем резервуара, мл: 120
-скорость потока, мл/час: 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5
(Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции




V. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 120
- скорость потока, мл/час:
0,5 / 7,5.
- 2.Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.



Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором
на 15 скоростей потока и болюсом
объем резервуара, мл: 500; скорость потока, мл/час: 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30;
объем болюса, мл: 2; время работы замка болюса, мин.: 15
(изделие без упаковки)

Общий вид инструкции



VI. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 500.
- скорость потока, мл/час:
2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30.
- объем болюса, мл: 2.
- время работы замка болюса, мин.: 15.
- 2.Дополнительный фильтр раствора - 1шт.
3. Коннектор для слива раствора - 1шт.
4. Наклейка пациента - 1шт.
5. Инструкция по применению - 1шт.
6. Лента на шею – 1шт.

**Насос инфузионный эластомерный
светозащитный одноразовый
стерильный с постоянной скоростью**

Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Объем резервуара _____ 275 мл
Скорость потока _____ 10 мл/час



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.

Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA




Tel: +863738605444 E-mail: Info@bjtuoren.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /
Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира»

141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.

Tel.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com



Non-toxic



Дата изготовления 05.09.2022



Использовать до 04.09.2027

LOT

Партия 220905

Регистрационное удостоверение № _____

от _____


Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью

-объем резервуара, мл: 275
-скорость потока, мл/час: 10
(Помпа в блистерной упаковке)



**Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью
-объем резервуара, мл: 275
-скорость потока, мл/час: 10
(Помпа без упаковки)**

Общий вид инструкции




VII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 275.
- скорость потока, мл/час: 10.
- 2.Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.



**Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и болюсом**
объем резервуара, мл: 150;
скорость потока, мл/час: 18,5;
объем болюса, мл: 1;
время работы замка болюса, мин.: 15
Внутривенный катетер, размер: 26 G (0,6мм x 16мм), скорость потока: 13 мл/мин.
(Групповая упаковка)



**Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и болюсом**

- объем резервуара, мл: 150;
 - скорость потока, мл/час: 18,5;
 - объем болюса, мл: 1;
 - время работы замка болюса, мин.: 15
- (Помпа в блистерной упаковке)**



**Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с постоянной скоростью и болюсом
объем резервуара, мл: 150;
-скорость потока, мл/час: 18,5;
- объем болюса, мл: 1;
время работы замка болюса, мин.: 15
(Помпа без упаковки)**

Внутривенный катетер 26G (0,6мм x 16мм)

Скорость потока 13 мл/мин

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.

Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400

Henan, P. R. CHINA

Tel: +863738605444 E-mail: Info@bjtuoren.com

LOT

220905



05.09.2022



04.09.2027



Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /

Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира» 141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.

Тел.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com

Н (игла)




Внутривенный катетер,
-размер: 20 G (1,1мм x 30мм)
- скорость потока: 48 мл/мин.
(Катетер в блистерной упаковке)



Внутривенный катетер,
-размер: 26 G (0,6мм x 16мм)
- скорость потока: 13 мл/мин.
(Катетер без упаковки)

Общий вид инструкции



VIII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
 - объем резервуара, мл: 150.
 - скорость потока, мл/час: 18,5.
 - объем болюса, мл: 1
 - время работы замка болюса, мин.: 15.
- 2.Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.
7. Внутривенный катетер, размер: 26 G (0,6мм x 16мм) – 1шт.

**Насос инфузионный эластомерный
светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока**

Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Объем резервуара 250 мл
Скорость потока 6/8/10/12 мл/час



Nenap Tuoten Medical Device Co., Ltd.

Wenjuan Industrial Zone Mengdang, Changyuan County, 453400 Nenap, P. R. CHINA

Tel: +863738605444 E-mail: info@nnap.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации
Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира»

141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинин, дом 6 В.

Tel.: 8-495-923-83-15, E-mail: mir@lnt-med.com



STERILE EO

Дата изготовления 05.09.2022

Идентификация ДД 14.00.2022

После вскрытия не подлежит повторному использованию

**Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока
-объем резервуара, мл: 250
-скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
(Помпа в блистерной упаковке)**



Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока
-объем резервуара, мл: 250
-скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
(Помпа без упаковки)




Чехол для переноски

размер: 1

дата изготовления: 05.09.2022г.

использовать до: 04.09.2027г.

Общий вид инструкции




Инструкция по применению
медицинского изделия
**«НАСОС ИНФУЗИОННЫЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ**

Дата утверждения июнь 2024 г.

IX. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 250.
- скорость потока, мл/час: 6/8/10/12.
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.
7. Чехол для переноски, размер: 1 – 1шт.



**Насос инфузионный эластомерный
светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором
на 4 скорости потока и болюсом**

Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Объем резервуара — 200 мл
Скорость потока — 6/8/10/12 мл/час
Объем болюса — 1 мл
Время работы замка болюса — 15 мин



Непал Tuoren Medical Device Co., Ltd
Weizhan Industrial Zone Mengdang, Changyuan County 453400 Непал, Р. Р. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@tuoren.com
Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации
Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мирза»
141070 Московская область, г. Королёв, ул. Капнина, дом 6 В.
Тел: 8-495-923-83-15, E-mail: mirza@lmed.com

CE Non-toxic

STERILE EO

DEHP


MIT

Lot: Page 22/09/05

Дата изготовления 05.09.2022
Всего изделий 120
Регистрационный номер 120

Arrow pointing maximum
velocity when exhaust
Continuous flow ml/h
6
8

Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока и болюсом
-объем резервуара, мл: 200
-скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
-объем болюса, мл: 1;
-время работы замка болюса, мин.: 15
(Помпа в блистерной упаковке)




Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 4 скорости потока и болюсом

- объем резервуара, мл: 200
- скорость потока, мл/час: 6/8/10/12
- объем болюса, мл: 1;
- время работы замка болюса, мин.: 15

(Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции



Х. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
 - объем резервуара, мл: 200.
 - скорость потока, мл/час: 6/8/10/12.
 - объем болюса, мл: 1.
 - время работы замка болюса, мин.: 15.
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.




Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 15 скоростей потока

-объем резервуара, мл: 200

-скорость потока, мл/час: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.

(Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции




XI. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока в составе:

1. Насос инфузионный,
-объем резервуара, мл: 200.
- скорость потока, мл/час:
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.



Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 15 скоростей потока и боллосом
-объем резервуара, мл: 200
-скорость потока, мл/час: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
-объем боллоса, мл: 1
-время работы замка боллоса, мин.: 15
(Помпа в блистерной упаковке)



Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный
с регулятором на 15 скоростей потока и боллосом

-объём резервуара, мл: 200


-скорость потока, мл/час: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15

-объём боллоса, мл: 1;

-время работы замка боллоса, мин.: 15

(Помпа без упаковки)

Общий вид инструкции



XII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока и болюсом в составе:

1. Насос инфузионный,
 - объём резервуара, мл: 200.
 - скорость потока, мл/час:
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
 - объём болюса, мл: 1.
 - время работы замка болюса, мин.: 15.
2. Дополнительный фильтр раствора – 1шт.
3. Коннектор для слива раствора -1шт.
4. Наклейка пациента -1шт.
5. Инструкция по применению -1шт.
6. Лента на шею – 1шт.


*Насос инфузионный эластомерный
одноразовый стерильный
(вариант исполнения)*

*Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)*

Объем резервуара _____ мл
Скорость потока _____ мл/час
Объем болуса _____ мл
Время работы замка болуса _____ мин



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.
Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@bjtuoren.com
Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /
Компания, принимающая претензии по качеству:
ООО «Лекарства Мира»
141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.
Тел.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com



Дата изготовления _____ Партия _____
 Использовать до _____
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Макет маркировки помпы

Внутривенный катетер _____ G

(_____ мм x _____ мм)

LOT _____



Скорость потока _____ мл/час



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.

Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA

Tel: +863738605444 E-mail: info@bjtuoren.com




Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /

Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира» 141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.

Тел.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Макет маркировки катетера

*Насос инфузионный эластомерный
однорабочий стерильный
(вариант исполнения)*

Не пропускает ультрафиолетовое излучение (в диапазоне UVA,
в диапазоне UVB и в диапазоне UVC)

Насос – 1 уп

Объем резервуара - мл

Скорость потока - мл/час

Внутривенный катетер – 1 шт

Размер G (мм х мм)

Скорость потока - мл/мин



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.

Weiyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA

Tel: +863738605444 E-mail: Info@bjtuoren.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /

Компания, принимающая претензии по качеству:

ООО «Лекарства Мира»

141070 Московская область, г. Королев, ул. Калинина, дом 6 В.

Тел.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com



H (изла катетера)



Дата изготовления



Партия



Использовать до

Регистрационное удостоверение № от

Макет маркировки групповой упаковки (пакет)



Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd.
Welyuan Industrial Zone Menggang, Changyuan County, 453400 Henan, P. R. CHINA
Tel: +863738605444 E-mail: info@hjtuooren.com

Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный
(вариант исполнения)

Объем резервуара - XX мл
Скорость потока - XX мл/час
Объем болюса - XX мл
Время работы замка болюса - XX мин
Внутривенный катетер -- Размер XXG (XX мм x XX мм)
Скорость потока - XX мл/мин
(в зависимости от варианта исполнения)



Дата изготовления _____



Партия _____



Использовать до _____

Регистрационное
удостоверение № _____ от _____

масса нетто _____ кг / брутто _____ кг.
количество изделий _____ (шт. или уп.)

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации /
Компания, принимающая претензии по качеству:
ООО «Лекарства Мира»
141070 Московская область, г. Королев, ул. Капнина, дом 6 В.
Тел.: 8-495-923-83-15. E-mail: mail@lm-med.com



транспортирование при влажности не бол. 80%

Макет маркировки транспортной упаковки

Заведующий и секретарь
назначены 4/4/2000г. в
уведомлении

Streptococcus *Streptococcus*
Xanthophyllus 8 P. 5.

