



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

На медицинское изделие

Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Лекарства Мира"

(ООО "Лекарства Мира"), Россия,

141070, Московская обл., г. Королев, ул. Калинина, д. 6 В

Производитель

"Хэнань Туорен Медикал Девайс Ко. Лтд."

("Хэнань Туорен Медикал Девайс Ко. Лтд."), КНР,

Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd., Weiyuan Industrial Zone, Menggang,

Changyuan, 453400 Henan Province, P.R. China

Место производства медицинского изделия

Henan Tuoren Medical Device Co., Ltd., Weiyuan Industrial Zone, Menggang,

Changyuan, 453400 Henan Province, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-66052/100596 от 18.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2б

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 7 листах

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2024 года № 7649
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0080658

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 1

На медицинское изделие

Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный,
варианты исполнения:

I. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью, в составе:

1. Насос инфузионный:

- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250.

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).

3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.

4. Наклейка пациента - 1 шт.

5. Инструкция по применению - 1 шт.

6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).

7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).

8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).

9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).

II. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с постоянной скоростью и болюсом, в составе:

1. Насос инфузионный:

- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250.

- объем болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5.

- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0155805

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 2

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
 3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
 4. Наклейка пациента - 1 шт.
 5. Инструкция по применению - 1 шт.
 6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
 7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
 8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
 9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
- III. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока, в составе:
1. Насос инфузионный:
 - объём резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
 - скорость потока, мл/час: 0,5/2/3,5/5; 1/2/3/4; 2/3/4/5; 2/4/6/8; 2/5/7/10; 3/5/8/10; 3/6/9/12; 4/6/8/10; 5/7/13/15; 5/10/15/20; 6/8/10/12; 10/20/30/40; 20/30/40/50.
 2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
 3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
 4. Наклейка пациента - 1 шт.
 5. Инструкция по применению - 1 шт.
 6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
 7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
 8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
 9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
- IV. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока и боллусом, в составе:
1. Насос инфузионный:
 - объём резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
 - скорость потока, мл/час: 0,5/2/3,5/5; 1/2/3/4; 2/3/4/5; 2/4/6/8; 2/5/7/10; 3/5/8/10; 3/6/9/12; 4/6/8/10; 5/7/13/15; 5/10/15/20; 6/8/10/12; 10/20/30/40; 20/30/40/50.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0155806

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 3

- объём болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5.
- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.
- 2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
- 3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
- 4. Наклейка пациента - 1 шт.
- 5. Инструкция по применению - 1 шт.
- 6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
- 7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
- 8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
- 9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
- V. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока, в составе:
 - 1. Насос инфузионный:
 - объём резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
 - скорость потока, мл/час:
0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5.
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30.
 - 2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
 - 3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
 - 4. Наклейка пациента - 1 шт.
 - 5. Инструкция по применению - 1 шт.
 - 6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
 - 7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
 - 8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
 - 9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
- VI. Насос инфузионный эластомерный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока и болюсом, в составе:
 - 1. Насос инфузионный:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0155807

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 4

- объём резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час:

0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5.

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.

2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30.

- объём болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5/ 2 / 3 / 4 / 5.

- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).

3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.

4. Наклейка пациента - 1 шт.

5. Инструкция по применению - 1 шт.

6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).

7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).

8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).

9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).

VII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью, в составе:

1. Насос инфузионный:

- объём резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250.

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).

3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.

4. Наклейка пациента - 1 шт.

5. Инструкция по применению - 1 шт.

6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объёме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).

7. Лента на шею при объёме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0155808

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 5

8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).

9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).

VIII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с постоянной скоростью и болюсом, в составе:

1. Насос инфузионный:

- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 250.

- объем болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5.

- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).

3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.

4. Наклейка пациента - 1 шт.

5. Инструкция по применению - 1 шт.

6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).

7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).

8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).

9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).

IX. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока, в составе:

1. Насос инфузионный:

- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.

- скорость потока, мл/час: 0,5/2/3,5/5; 1/2/3/4; 2/3/4/5; 2,4/6/8; 2,5/7/10; 3/5/8/10; 3,6/9/12; 4/6/8/10; 5/7/13/15; 5/10/15/20; 6/8/10/12; 10/20/30/40; 20/30/40/50.

2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).

3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0155809

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 6

4. Наклейка пациента - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
X. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 4 скорости потока и болюсом, в составе:
1. Насос инфузионный:
- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
- скорость потока, мл/час: 0,5/2/3,5/5; 1/2/3/4; 2/3/4/5; 2/4/6/8; 2/5/7/10; 3/5/8/10; 3/6/9/12; 4/6/8/10; 5/7/13/15; 5/10/15/20; 6/8/10/12; 10/20/30/40; 20/30/40/50.
- объем болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5.
- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.
2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
4. Наклейка пациента - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
XI. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока, в составе:
1. Насос инфузионный:
- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
- скорость потока, мл/час:
0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0155810

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 декабря 2024 года № РЗН 2024/23551

Лист 7

- 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30.
2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
4. Наклейка пациента - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).
XII. Насос инфузионный эластомерный светозащитный одноразовый стерильный с регулятором на 15 скоростей потока и болюсом, в составе:
1. Насос инфузионный:
- объем резервуара, мл: 50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 270, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600.
- скорость потока, мл/час:
0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5.
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15.
2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30.
- объемом болюса, мл: 0,5 / 1 / 1,5/ 2 / 3 / 4 / 5.
- время работы замка болюса, мин.: 10 / 15 / 30 / 60.
2. Дополнительный фильтр раствора (не более 5-ти шт.).
3. Коннектор для слива раствора - 1 шт.
4. Наклейка пациента - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Фиксатор помпы на одежде (клипса) при объеме резервуара от 50 до 100 мл (при необходимости 1 шт.).
7. Лента на шею при объеме резервуара от 120 мл (при необходимости 1 шт.).
8. Внутривенный катетер, размер: 18 G (1,3 мм x 30 мм); 18 G (1,3 мм x 32 мм); 20 G (1,1 мм x 30 мм); 20 G (1,1 мм x 32 мм); 22 G (0,9 мм x 25 мм); 24 G (0,7 мм x 19 мм); 26 G (0,6 мм x 16 мм) (при необходимости 1 шт.).
9. Чехол для переноски, размер: 1; 2 (при необходимости 1 шт.).


Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0155811