

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

С.А. Руднев


28 февраля 2024 года




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ»
по ТУ 32.50.13-033-16121326-2023»

2024



1. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз без фиксатора



**2. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз без фиксатора
(в индивидуальной потребительской упаковке и с краткой инструкцией (листок-вкладыш))**

3. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз без фиксатора
(в индивидуальной потребительской упаковке с маркировкой)

4



ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

Юридический адрес: 140008, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 57, к.2, пом.1
тел.: +7 (916) 339-44-45, e-mail: tmitm@mail.ru

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-033-16121326-2023

вариант исполнения:

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз без фиксатора



Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

Количество в упаковке: 1 шт.

LOT

Л.0003-01-24



20.02.2024




20.02.2029

Место производства: ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ», Россия, 143960, Московская область, Городской округ Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 8А, строения 2, помещения №№ 205.5, 205.1-205.4, 205.6-205.8


Условия хранения: от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности до 80% при 25 °С.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Условия транспортирования: от минус 50 °С до плюс 50 °С
при относительной влажности до 80% при 25 °С

Требования утилизации: изделия с истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой, а также упаковка, относятся к медицинским отходам класса «А», использованные изделия - к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



4. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз с фиксатором



5. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз с фиксатором
(в индивидуальной потребительской упаковке и с краткой инструкцией (листок-вкладыш))



ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

Юридический адрес: 140008, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 57, к.2, пом.1
тел.: +7 (916) 339-44-45, e-mail: tmttm@mail.ru

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-033-16121326-2023

вариант исполнения:

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз с фиксатором



Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

Количество в упаковке: 1 шт.

LOT

Л.0003-02-24



20.02.2024



20.02.2029

Место производства: ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ», Россия, 143960, Московская область, Городской округ Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 8А, строение 2, помещения №№ 205.5, 205.1-205.4, 205.6-205.8


Условия хранения: от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности до 80% при 25 °С.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.


Условия транспортирования: от минус 50 °С до плюс 50 °С
при относительной влажности до 80% при 25 °С

Требования утилизации: изделия с истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой, а также упаковка, относятся к медицинским отходам класса «А», использованные изделия - к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

6. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз с фиксатором
(в индивидуальной потребительской упаковке с маркировкой)



7. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на два глаза с фиксатором



8. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на два глаза с фиксатором
(в индивидуальной потребительской упаковке и с краткой инструкцией (листок-вкладыш))




ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

Юридический адрес: 140008, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 57, к.2, пом.1
тел.: +7 (916) 339-44-45, e-mail: tmtm@mail.ru

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-033-16121326-2023

вариант исполнения:

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на два глаза с фиксатором



Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

Количество в упаковке: 1 шт.

LOT

Л.0003-03-24



20.02.2024



20.02.2029


Место производства: ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ», Россия, 143960, Московская область, Городской округ Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 8А, строение 2, помещения №№ 205.5, 205.1-205.4, 205.6-205.8

Условия хранения: от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности до 80% при 25 °С.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Условия транспортирования: от минус 50 °С до плюс 50 °С
при относительной влажности до 80% при 25 °С

Требования утилизации: изделия с истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой, а так же упаковка, относятся к медицинским отходам класса «А», использованные изделия - к медицинским отходам класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

9. Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на два глаза с фиксатором
(в индивидуальной потребительской упаковке с маркировкой)



ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

Юридический адрес: 140008, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 57, к.2, пом.1
тел.: +7 (916) 339-44-45, e-mail: tmttm@mail.ru

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» по ТУ 32.50.13-033-16121326-2023
вариант исполнения:

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз без фиксатора

Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на один глаз с фиксатором


Щиток глазной «ТРАНСМЕДТЕХ» на два глаза с фиксатором

Количество в транспортной упаковке: шт.


Место производства: ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ», Россия, 143960, Московская область,
Городской округ Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, дом 8А, строение 2, помещения №№ 205.5, 205.1-
205.4, 205.6-205.8

Условия хранения: от минус 50 °С до плюс 40 °С, при относительной влажности
до 80% при 25 °С.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, смазочных масел, бензина,
керосина, кислот, щелочей и других веществ, способных разрушать полимер и
располагаться на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Условия транспортирования от минус 50 °С до плюс 50 °С
при относительной влажности до 80% при 25 °С



Габаритные размеры
грузового места:

БРУТТО

Грузоотправитель
(изготовитель)
ООО «НПФ «ТРАНСМЕДТЕХ»

Адрес отправления:
140008, Россия, Московская
обл., г. Люберцы, ул. 3-е
Почтовое отделение, д. 57, к.2,
пом.1

Грузополучатель

Пункт назначения:

Генеральный директор
ООО «НПО «ТРАНСМЕДТЕХ»

С.А. Руднев

Прошито и пронумеровано 11

однако листа (ов)