

Директор по развитию
ООО «АМК»




Перцева Н. Н.

«06» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека (hs-CRP CLIA Microparticles (hs-CRP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo



Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов



Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов

hs-CRP CLIA Microparticles

REF CMR0102 **LOT** 20230415  2023-04-15  2024-10-14

Microparticles Solution 2.3mL×1

Enzyme Conjugate 11.0mL×1

Sample Diluent 11.0mL×1


IVD

Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1




H317,H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов



фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов



Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов



Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов



Фотография калибратора низкого уровня и калибратора высокого уровня



Фотография калибратора низкого уровня и калибратора высокого уровня




Фотография калибратора низкого уровня и калибратора высокого уровня




Фотография контроля низкого уровня и контроля высокого уровня




Фотография контроля низкого уровня и контроля высокого уровня



Фотография контроля низкого уровня и контроля высокого уровня



Фотография картриджа, вариант №1



Фотография картриджа, вариант №2



Фотография транспортной упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека (hs-CRP CLIA Microparticles (hs-CRP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

1. Основной реагент hs-CRP:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 1,2 мл – 2 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 5,5 мл – 2 шт.
- Разбавитель образца (Sample Diluent), 5,5 мл – 2 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на

территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

hs-CRP CLIA Microparticles

REF CMR0105

LOT



IVD

Microparticles Solution 1.2mL×2

Enzyme Conjugate 5.5mL×2

Sample Diluent 5.5mL×2

Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1



H317,H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Макеты русскоязычной маркировки для фасовки 50*2 тестов

Набор реагентов для количественного определения высокочувствительного С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека (hs-CRP CLIA Microparticles (hs-CRP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

1. Основной реагент hs-CRP:
- Раствор микрочастиц (Microparticles Solution), 2,3 мл – 1 шт.
- Ферментный конъюгат (Enzyme Conjugate), 11,0 мл – 1 шт.
- Разбавитель образца (Sample Diluent), 11,0 мл – 1 шт.
2. Калибратор низкого уровня (Calibrator A) – 1 шт.
3. Калибратор высокого уровня (Calibrator B) – 1 шт.
4. Контроль низкого уровня (Quality Control 1) – 1 шт.
5. Контроль высокого уровня (Quality Control 2) – 1 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Вкладыш со штрих-кодом для калибраторов – 1 шт.
8. Вкладыш со штрих-кодом для контролей – 1 шт.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на

территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

hs-CRP CLIA Microparticles

REF CMR0102

LOT



IVD

Microparticles Solution 2.3mL×1

Enzyme Conjugate 11.0mL×1

Sample Diluent 11.0mL×1

Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1



H317,H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Макеты русскоязычной маркировки для фасовки 100 тестов



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 17
листах