

Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковая диагностическая медицинская, в вариантах исполнения LOGIQ e TP (с трекпадом), LOGIQ e TB (с трекболом) с принадлежностями производства

ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко, Лтд., Китай

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор департамента
Регистрации и Сертификации, Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитоновна

"18" февраля 2025 г.





Общий вид медицинского изделия



Консоль ультразвуковая (LOGIQ e TB (с трекболом))



Консоль ультразвуковая (LOGIQ e TP (с трекпадом))



Макет маркировки МИ «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ e TB»



Макет маркировки МИ «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ e TP»



Упаковка медицинского изделия



Кабель электропитания



GE HealthCare

LOGIQ e


Руководство пользователя

Direction. 5936251-1RU


Vol.1



Руководство пользователя на бумажном носителе



Руководство пользователя на электронном и/или оптическом и/или виртуальном (ключ или сертификат активации) носителе




Датчик конвексный C1-5-RS



Датчик конвексный 4C-RS




Датчик микроконвексный 8C-RS




Датчик микроконвексный внутриполостной E8C-RS




Датчик секторный фазированный 3Sc-RS



Датчик секторный фазированный 6S-RS



Датчик секторный фазированный 12S-RS




Датчик линейный 9L-RS




Датчик линейный 12L-RS



Датчик линейный L8-18i-RS




Датчик линейный L4-12t-RS



Датчик линейный L10-22-RS




Датчик линейный L4-20t-RS



Датчик линейный матричный ML6-15-RS



Датчик чрепищеводный фазированный 6Тс-RS



Устройство ECG-USB1, обеспечивающие регистрацию физиологических сигналов в составе: -Кабель пациента, -Кабель USB, -Блок-регистратор ECG-USB1




Руководство пользователя на английском языке на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Накладки на клавиатуру



Программное обеспечение для ультразвуковых исследований High-Res PDI Option, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для ультразвуковых исследований Ophthalmic Option, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

GE Healthcare

ID пациента: _____

Фамилия: _____

Дата рожд: _____

Имя: _____

Возраст: _____

Отчество: _____

Пол: ☒ женск. ☐ мужск.

Пациент ПереДанный

Акт. изобр.

АБД АК ГИН КАРД СОСУДЫ УРО ПЕД Пов.орг... СкМ РЕВМ. БлНерв ED

Новый пациент

Регистр

Детали

Оператор: ADM

Описание исслед: _____

Доступ #: _____

Врач: _____

Леч. врач: _____

Изобр-ния Очистить

Обз вид Обзор

Поиск: Фамилия _____ цепочка: _____ Очистить Скрыть

ID пациента	Фамилия	Имя	Дата рождения	Пол	Посл. исслед.	Размер из...
TEST	TYST			F	20/05/2024	Нет
ПАПАОРАОП	АВРАВТПАТИСМ			F	20/05/2024	Нет

EZ-рез.коп.

EZ-перен

Данные:


Локальный архив - внут...

Exit


Возобн. испл. Нов.исслед. Удалить Блокировка

Список 2 из 2


Программное обеспечение для восстановления параметров сканирования пациента Follow Up, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме панорамного сканирования LOGIQview, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа Auto IMT, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо Stress Echo, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе

Доб

Перемест.


уживание ☒

☐


II) (Защита персональной медицинской информации)

LOGVIEW	Действует до:18/08/2024
3D	Действует до:18/08/2024
TVD/TVI	Действует до:18/08/2024
High-Res PDI	Действует до:18/08/2024
Needle	Действует до:18/08/2024
Авто ТИМ	Действует до:18/08/2024
FollowUp	Действует до:18/08/2024
Ophthalmic	Действует до:18/08/2024
6Tc	Постоянный
3Sc	Постоянный
12L	Постоянный
9L	Постоянный
Эластография	Действует до:18/08/2024
ScanAssistant	Действует до:18/08/2024
L4-20t	Действует до:18/08/2024
ProbeCheck	Действует до:18/08/2024


Программное обеспечение для активации датчика L4-20t-RS, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме 3D, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме TVI/TVD, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме B-Steer, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Contrast, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Strain Elastography, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Auto EF, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Программное обеспечение для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме Scan Assistant, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе




Программное обеспечение для обучения пользователя LOGIQ eSmart Trainer, активируемое электронным ключом на бумажном (ключ или сертификат активации) и/или электронном и/или оптическом и/или виртуальном носителе



Адаптер для проведения биопсии для конвексных датчиков C1-5




Адаптер металлический для проведения биопсии для микроконвексных внутрисполостных датчиков E8C



Адаптер для проведения биопсии для микроконвексных внутрисполостных датчиков E8C




Адаптер для проведения биопсии для датчиков линейных матричных ML6-15




Адаптер для проведения биопсии для линейных датчиков 9L




Адаптер для проведения биопсии для секторных фазированных датчиков 3Sc




Адаптер для проведения биопсии для конвексного датчика 4С



Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L/L4-12t




Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L-RS



Устройство для записи ультразвуковых изображений CD/DVD Writer




Мобильная тележка для перемещения системы ультразвуковой диагностической LOGIQ e CART



Дополнительный ящик для тележки Cart Basket



Полка для установки внешних устройств для мобильной тележки Cart Printer & DVD Shelf



Адаптер 3-х портовый для подключения датчиков Cart 3PP Box




Сумка для транспортировки для системы ультразвуковой диагностической Rolling Bag



Ножной переключатель – Foot Switch



Аккумуляторная батарея Battery Pack



Адаптер питания AC Adapter



Защитный чехол для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика Scanhead protection cover



Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения UP-D898MD



Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения UP-D25MD



Сканер штрих-кода Barcode reader

Всего прошито, пронумеровано,


(65) листов

Директор департамента

Регистрации и сертификации,

Россия и СНГ

ООО «ДжиИ ХэлсКеа»

 А.П. Харитонова



Макеты маркировки

Система ультразвуковая диагностическая медицинская, в вариантах исполнения LOGIQ
е TP (с трекпадом), LOGIQ е ТВ (с трекболом) с принадлежностями

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента Регистрации
и Сертификации, Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А. П. Харитонова

«18» января 2025 г.

Датчик конвексный C1-5-RS, Датчик конвексный 4C-RS, Датчик микроконвексный 8C-RS, Датчик микроконвексный внутриполостной E8C-RS, Датчик секторный фазированный 3Sc-RS, Датчик секторный фазированный 6S-RS, Датчик секторный фазированный 12S-RS, Датчик линейный 9L-RS, Датчик линейный 12L-RS, Датчик линейный L8-18i-RS, Датчик линейный L4-12t-RS, Датчик линейный L10-22-RS, Датчик линейный L4-20t-RS, Датчик линейный матричный ML6-15-RS, Датчик чреспищеводный фазированный 6Tc-RS

Макет маркировки:




1	Логотип GE
2	Модель датчика (название)
3	Символ «UDI» (уникальный идентификатор устройства) и матричный штрих-код
4	Удобочитаемый уникальный идентификатор устройства: международный код товара (GTIN) (01), дата изготовления (11), серийный номер (21)
5	Тип рабочей части
6	Предупреждение о необходимости изучить руководство
7	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
8	Символ RoHS (для Китая), указывающий на содержание опасных веществ
9	Знак CE и код органа сертификации
10	Номер по каталогу/номер модели
11	Серийный номер
12	Страна-изготовитель
13	Официальное наименование изготовителя и его адрес
14	Дата изготовления в формате ГГГГ-ММ
15	Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Макет маркировки упаковки изделия:



1	Номер по каталогу
2	Сервисный номер
3	Год изготовления
4	Квартал изготовления
5	Символ соответствия стандарту ЕС
6	Серийный номер
7	Изготовитель
8	Страна производства/сборки
9	Наименование изделия
10	Уникальный идентификационный номер

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Адаптер для проведения биопсии для конвексных датчиков C1-5, Адаптер для проведения биопсии для датчиков линейных матричных ML6-15, Адаптер для проведения биопсии для линейных датчиков 9L, Адаптер для проведения биопсии для секторных фазированных датчиков 3Sc, Адаптер для проведения биопсии для конвексного датчика 4C, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L/L4-12t, Адаптер для проведения биопсий для линейных датчиков 12L-RS

Макет маркировки упаковки изделия:

The image shows a medical device label for CIVCO. It features a large white rectangular area in the center, likely for a photograph or drawing of the device. The label is divided into sections by lines and contains various regulatory and identification symbols. Numbered fields 1 through 20 are marked for data entry. Field 1 is the manufacturer logo. Fields 2 and 4 are for REF and LOT numbers. Fields 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 are for other identification and regulatory information. The label also includes a QR code, a barcode, and various regulatory symbols such as CE, LATEX, and a warning symbol for sunlight.


1	Логотип производителя
2	Номер по каталогу
3	Количество
4	Код партии
5	Наименование
6	Состав
7	Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача (Только для США)
8	Название на других языках
9	Знак медицинского изделия в соответствии с европейским законодательством
10	UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод
11	Официальный представитель в Европейском сообществе
12	Официальный представитель, Швейцария
13	Содержание латекса
14	Знак CE и код органа сертификации
15	Не допускать воздействия солнечного света
16	Обратитесь к инструкции по применению
17	Дата изготовления
18	Использовать до
19	Производитель
20	Номер чертежа

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Адаптер для проведения биопсии для микроконвексных внутримолостных датчиков E8C

Макет маркировки упаковки изделия:



1	Логотип производителя
2	Номер по каталогу
3	Количество
4	Код партии
5	Наименование
6	Состав
7	Наклейка с требованием продажи только по предписанию врача (Только для США)
8	Название на других языках
9	Знак медицинского изделия в соответствии с европейским законодательством
10	UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод
11	Официальный представитель в Европейском сообществе
12	Официальный представитель, Швейцария
13	Содержание латекса
14	Знак CE и код органа сертификации
15	Не допускать воздействия солнечного света
16	Обратитесь к инструкции по применению
17	Дата изготовления
18	Использовать до
19	Производитель
20	Номер чертежа
21	Не использовать при повреждении упаковки
22	Запрет на повторное применение
23	Метод стерилизация
24	Другие применимые символы, надписи

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

* символы и информация могут иметь отличное расположение от примера, приведенного выше.

Адаптер металлический для проведения биопсии для микроконвексных внутриспостных датчиков E8C

Макет маркировки упаковки изделия:

1	Наименование изделия
2	Номер по каталогу
3	Номер серии
4	Страна сборки
5	Наименование и адрес производителя
6	Дата производства
7	Авторизованный Представитель в ЕС
8	Авторизованный Представитель в Швейцарии
9	UDI (Уникальный идентификатор устройства) и матричный штрихкод
10	Обратитесь к инструкции по применению
11	Символ содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
12	Знак CE

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Устройство для записи ультразвуковых изображений CD/DVD Writer

Макет маркировки изделия:




1	Логотип изготовителя
2	Наименование изделия
3	Модель
4	Параметры электропитания
5	Номер детали производителя
6	Год и место производства
7	Серийный номер
8	Символы соответствия зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
9	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Мобильная тележка для перемещения системы ультразвуковой диагностической LOGIQ e CART

Макет маркировки изделия:



1	Логотип изготовителя
2	Наименование, адрес производителя

3	Наименование изделия
4	Модель
5	Максимальный вес изделия
6	Номер по каталогу
7	Серийный номер
8	Дата производства
9	Штрих-код
10	«Обратитесь к сопроводительной документации»
11	Данное электрическое и электронное оборудование и его отходы следует утилизировать отдельно от неотсортированных бытовых отходов соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации.
12	Осторожно
13	«Осторожно! Опасное напряжение»
14	Не толкайте систему
15	Уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ Т 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
16	Классификация изделия
17	Срок службы
18	Страна производства

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Накладки на клавиатуру, Дополнительный ящик для тележки Cart Basket, Полка для установки внешних устройств для мобильной тележки Cart Printer & DVD Shelf, Адаптер 3-х портовый для подключения датчиков Cart 3PP Box, Сумка для транспортировки для системы ультразвуковой диагностической Rolling Bag

Макет маркировки упаковки изделия:

HCAT:

DESC:

1





 **2**

5


1	Логотип изготовителя
2	HCAT номер
3	Наименование изделия
4	Наименование и адрес производителя
5	Страна производства

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Ножной переключатель – Foot Switch.

Макет маркировки изделия:




1	Логотип производителя
2	Модель
3	Параметры электропитания
4	Стандарт соответствия
5	Степень защиты от проникновения воды или твердых частиц
6	Серийный номер
7	Адрес производителя
8	Символы соответствия зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
9	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
10	Знак CE
11	Номер детали производителя

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Аккумуляторная батарея Battery Pack

Макет маркировки изделия:




1	Наименование изделия
2	Модель
3	Требования к электропитанию
4	Номер детали производителя
5	Предупреждения
6	Наименование и адрес производителя
7	Парт номер
8	Серийный номер
9	Отходы данного электрического и электронного оборудования следует собирать отдельно от неотсортированных бытовых отходов и утилизировать соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
10	Переработка литий-ионных аккумуляторов
11	Символы соответствия зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
12	Страна производства
13	Дата производства

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Адаптер питания AC Adapter

Макет маркировки изделия:




1	Логотип производителя
2	Наименование изделия
3	Модель
4	Требования к электропитанию
5	Наименование производителя
6	Страна производства
7	Символы соответствия зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
8	Для использования внутри помещений
9	«Осторожно! Опасное напряжение»
10	Разводка выводов
11	Осторожно
12	Парт номер
13	Серийный номер
14	Данное электрическое и электронное оборудование и его отходы следует утилизировать отдельно от неотсортированных бытовых отходов соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
15	Этот символ означает, что уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах
16	Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Защитный чехол для сканирующей поверхности чреспищеводного датчика Scanhead protection cover

Макет маркировки упаковки изделия:




1	Логотип производителя
2	Наименование изделия
3	Номер по каталогу
4	Запрет на повторное применение
5	Медицинское изделие
6	Осторожно
7	Нестерильно
8	Использовать до
9	Количество
10	Не допускать воздействия солнечного света
11	Не допускать воздействия влаги
12	Дата производства
13	Температурный диапазон при хранении
14	Код партии
15	Уникальный идентификатор изделия
16	Наименование и адрес производителя
17	Штрих-код
18	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Устройство питания для мобильной тележки Charge box

Макет маркировки изделия:




1	Номер по каталогу
2	Серийный номер
3	Дата производства
4	Штрихкод

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения UP-D898MD

Макет маркировки изделия:




SONY	Логотип производителя
Model	Модель
Digital graphic printer	Цифровой графический принтер
1	Серийный номер
2	Производитель
Made in	Страна изготовитель
3	Штрихкод
4	Уникальный идентификатор устройства и матричный штрихкод
5	Требования к источнику питания
6, 8, 11, 12, 13	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (не

	применимо для РФ)
7	Знак CE
9	Единый знак соответствия требованиями к продукции для обращения в странах Евразийского экономического союза.
10	Этот символ означает, что после списания данное оборудование не следует выбрасывать на свалку — оно должно быть утилизировано в специально предназначенном для этого месте.
14	Информация для Японии
15	Дата изготовления
16	Номер чертежа

Примечание:

- *на маркировке также может быть указана дополнительная информация;
- *информация может быть указана на отдельных маркировках.

Устройства, печатающие цветные ультразвуковые изображения UP-D25MD



SONY	Логотип производителя
Model	Модель
Digital color printer	Цифровой цветной принтер
1	Серийный номер
2	Производитель
Made in	Страна изготовитель
4	Уникальный идентификатор устройства и матричный штрихкод
5	Требования к источнику питания
6, 8, 11, 12, 13, 18	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (не применимо для РФ)
7	Знак CE
9	Единый знак соответствия требованиями к продукции для обращения в странах Евразийского экономического союза.
10	Этот символ означает, что после списания данное оборудование не следует выбрасывать на свалку — оно должно быть утилизировано в специально предназначенном для этого месте.


14	Информация для Японии
15	Дата изготовления
16	Номер чертежа
17	Этот символ означает, что уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах.

Примечание:

- * на маркировке также может быть указана дополнительная информация;
- * информация может быть указана на отдельных маркировках;
- * дата выпуска указывается отдельно.

Сканер штрих-кода Barcode reader

Макет маркировки изделия:



1	Наименование и сайт производителя
2	Информация о патенте
3	Модель
4	Входные требования к электропитанию
5	Обратитесь к сопроводительной документации
6	Страна производства
7	Номер изделия
8	Серийный номер
9	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
10	Рев номер

11	Данное электрическое и электронное оборудование и его отходы следует утилизировать отдельно от неотсортированных бытовых отходов соответствующим образом. Обратитесь к официальным представителям поставщика для получения информации о выводе оборудования из эксплуатации
12	Этот символ означает, что уровень содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/ T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах


Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Устройство ECG-USB1, обеспечивающие регистрацию физиологических сигналов в составе:

-Кабель пациента, -Кабель USB, -Блок-регистратор ECG-USB1.

Макет маркировки изделия:



1	Класс электрооборудования II
2	Знак CE
3	Символ соблюдения правил утилизации электрического и электронного оборудования
4	Символ содержания опасных материалов в изделии превышает пределы, установленные стандартом GB/T 26572 для Китая, который ограничивает допустимый уровень концентрации

	определенных веществ в электрических и электронных устройствах. Число на символе указывает на продолжительность периода экологически безопасного использования, то есть периода, в течение которого опасные вещества или элементы, содержащиеся в электрическом и электронном оборудовании, не попадают во внешнюю среду и не изменяются при стандартных условиях эксплуатации, так что использование такого электрического и электронного оборудования не приводит к какому-либо значительному загрязнению окружающей среды, причинению вреда для здоровья или нанесению ущерба имуществу. Период измеряется в годах.
5	Символы соответствия, информация о соответствии зарубежным стандартам (неприменимо для РФ)
6	Обратитесь к сопроводительной документации
7	Номер серии
8	Номер по каталогу
9	Рев. номер
10	Дата производства
11	Входные параметры электропитания
12	Наименование и адрес производителя

Примечание:

*на маркировке также может быть указана дополнительная информация.

Всего прошито, пронумеровано,
(17) листов
Директор департамента
Регистрации и сертификации,
Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
А.П. Харитонов А.П. Харитонов

