

Генеральный директор ООО «БИОХИТ»

Г.Э. Побелянский

14.03.2022г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Наименование медицинского изделия:

Набор реагентов для полуколичественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D (25-OH Vitamin D) в цельной капиллярной крови методом иммунохроматографического анализа, по ТУ 21.20.23-009-01072088-2020, «Экспресс-тест «Vitamin D»




Рисунок 1. Общий вид




Рисунок 2. Тест-кассета.



Рисунок 3. Флакон-капельница с буфером.

Прошито, пронумеровано и скреплено

5 (пять)

Генеральный директор ООО «Биохит»
Победянский Г.Э.



Генеральный директор ООО «БИОХИТ»

Г.Э. Побелянский

19.03.22




ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ
медицинского изделия для диагностики *in vitro*


Наименование медицинского изделия:

Набор реагентов для полуколичественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D (25-OH Vitamin D) в цельной капиллярной крови методом иммунохроматографического анализа, по ТУ 21.20.23-009-01072088-2020, «Экспресс-тест «Vitamin D»

На многослойный фольгированный пакет тест-кассеты



На флакон-капельницу с буфером



На потребительскую упаковку

ООО «БИОХИТ»
197350, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЛЁТЧИКА ПАРШИНА, ДОМ
15, КОРПУС 2 СТР1, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н
Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ



XXXXXXXXXXXX



NV 107 001 T

Набор реагентов для полуколичественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D
(25-OH Vitamin D) в цельной капиллярной крови методом иммунохроматографического анализа,
по ТУ 21.20.23-009-01072088-2020,

«Экспресс-тест «Vitamin D»**В составе:**

1. Тест-кассета – 20 шт.
2. Флакон-капельница с буфером (3 мл) – 2 шт.
3. Цветовая карта – 1 шт.
4. Паспорт – 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Замораживание изделия не допускается.

Экспресс-тест стабилен до окончания срока годности при правильном хранении в заводской не вскрытой упаковке.

После вскрытия набора все компоненты остаются стабильными до истечения срока годности в их заводской не вскрытой упаковке.

После первого вскрытия флакон-капельницы с буфером, он остается стабилен в течение 6 месяцев.

Изделие стабильно в течение 24 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН _____ от _____

Для профессионального применения



На транспортную упаковку

ООО «БЮХИТ»
197350, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЛЁТЧИКА ПАРШИНА, ДОМ 15,
КОРПУС 2 СТР1, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н
Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ



XXXXXXXXXXXX



NV 107 001 T

Набор реагентов для полуколичественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D
(25-OH Vitamin D) в цельной капиллярной крови методом иммунохроматографического анализа,
по ТУ 21.20.23-009-01072088-2020,

«Экспресс-тест «Vitamin D»

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: ОТ +2 ДО +30 °С

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ (КОЛИЧЕСТВО НАБОРОВ):

МАССА НЕТТО/БРУТТО:

Регистрационное удостоверение

№ РЗН _____ ОТ _____

Для профессионального применения



Прошито, пронумеровано и скреплено



Генеральный директор ООО «Биобелит»