

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИИ ГЕРОПРО»

Петров В.А.

«15» октября 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА С ЦЕЛЮ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
«САМОСПАСАТЕЛЬ» («ЗОЛОТОЙ ЧАС») ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 32.50.21-001-43657153-2023

2024 г.



Рисунок 1 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редукционным клапаном в сборе с маской на фоне индивидуальной упаковки





Рисунок 2 - Баллон для хранения и
 подачи медицинского газа с
 редукционным клапаном в сборе.
 Вариант исполнения 0,5 л.
 Пример маркировки при заправке
 Кислородом

Пример маркировки при заправке «Ароксеном»






Рисунок 4 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редукционным клапаном в сборе. Вариант исполнения 0,5 л. Пример маркировки пустого (не заправленного) устройства

Рисунок 5 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редукционным клапаном в сборе. Вариант исполнения 0,7 л. Пример маркировки при заправке Кислородом




Рисунок 6 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редукционным клапаном в сборе. Вариант исполнения 0,7 л. Пример маркировки при заправке «Арокксеном»





Рисунок 7 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редукционным клапаном в сборе. Вариант исполнения 0,7 л.


Пример раздельной маркировки при заправке «Арокксоном»



Сведения о медицинском изделии	
Устройство для хранения и подачи медицинского газа с целью оказания первой медицинской помощи на доклиническом этапе «Самоспасатель» («Золотой час») однократного применения	
ТУ 32.50.21-001-43657153-2023	
РУ:	
Производитель: ООО «НИИ ГЕРОПРО», Россия, 19541, г. Санкт-Петербург, ул. Ботаника Пороховская, д. 61 литер 1	
Объем баллона: V = 0,7 л	
Рабочее давление: 28,4 МПа	
Время работы устройства:	
- при номинальном расходе газа - 398 минут	
- при максимальном расходе газа - 13 минут	
Параметр № 3 / Серийный №: SN 000012	Устройство однократного применения
⚠	НЕ РОНЯТЬ! НЕ БРОСАТЬ!
	БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
Хранить во вторичной упаковке в горизонтальном положении при температуре:	
-40 °C	
10.06.2024	
10.06.2027	
МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ-КОДА	

Сведения о лекарственном препарате	
«Арокксоном» («Арокксо») лекарственный препарат для медицинского применения	
РУ:	
Лекарственное название: АРОКСОН - кислород - ксенон - азот	
Лекарственная форма: газ медицинский сжатый	
Способ применения: ингаляционный	
Состав: Ar+O ₂ +Xe+N ₂	
Дозировка: 35/58/0,2/N ₂	
- Аргон	35 % об.
- Кислород	58 % об.
- Ксенон	0,2 % об.
- Азот	оставшаяся до 100 % об.
Содержимое в стандартных условиях: V = 199 л	
Полномочия производителя и держателя регистрационного удостоверения: ООО «НИИ ГЕРОПРО», Россия, 195418, г. Санкт-Петербург, ул. Ботаника Пороховская, д. 61 литер 1	
Срок годности без ремонта:	
Использовать лекарственный препарат после истечения срока годности (в том числе), указанного в поле «Годен до».	

Рисунок 8 - Баллон для хранения и подачи медицинского газа с редуционным клапаном в сборе.
 Вариант исполнения 0,7 л.
 Пример маркировки пустого (не заправленного) устройства






Рисунок 9 - Редукционный клапан HO-10



Рисунок 10 - Изделия медицинские для искусственной вентиляции и респираторной поддержки, с принадлежностями (РУ № ФСЗ 2012/12924 от 05.02.2024, бессрочно, Турция): (16.)
Маска для кислородной терапии, вариант исполнения: для взрослых. Упаковка и маркировка



Рисунок 11 - Изделия медицинские для искусственной вентиляции и респираторной поддержки, с принадлежностями (РУ № ФСЗ 2012/12924 от 05.02.2024, бессрочно, Турция): (16.)
Маска для кислородной терапии, вариант исполнения: для детей



Рисунок 12 - Изделия медицинские для искусственной вентиляции и респираторной поддержки, с принадлежностями (РУ № ФСЗ 2012/12924 от 05.02.2024, бессрочно, Турция): (16.)
Маска для кислородной терапии, вариант исполнения: для взрослых




Рисунок 13 - Индивидуальная
упаковка (вариант - ложемент)



Рисунок 14 - Индивидуальная упаковка (вариант ложемент) и сумка



Рисунок 15 – Индивидуальная упаковка (вариант короб-пенал) и сумка





Рисунок 16 - Маркировка и обозначения на обложке индивидуальной упаковки. Пример для варианта Устройства 1.1 (баллон 0,5 л) с заправкой Устройства «Арокксенон»



Рисунок 17 - Маркировка и обозначения на обложке индивидуальной упаковки.
Пример для варианта Устройства 1.2 (баллон 0,7 л) с заправкой Устройства «Ароксеном»

Рисунок 18 - Индивидуальная упаковка (коробка)



**Рисунок 19 – Транспортная упаковка (тара). С
маркировкой.
Вариант устройств 1.1 - 0,5 л**





Рисунок 20 – Транспортная упаковка (тара). С
маркировкой.
Вариант устройств 1.1 - 0,7 л



ООО «НИИ ГЕРОПРО»
Устройство для хранения и подачи медицинского газа с целью оказания первой
медицинской помощи на доклиническом этапе «Самоспасатель» («Золотой час») —
однократного применения в варианте исполнения 1.2
Объем баллонов, V = 0,7 л.
Рабочее давление баллонов, 28,4 МПа.
Партия №3
Дата изготовления, 06.07.2024
Время работы устройства: при номинальном расходе газа - 398 минут,
при максимальном расходе газа - 13 минут.
ТУ 32.50.21-001-43657153-2022
ру:
Изготовитель: ООО «НИИ ГЕРОПРО», РФ, 195248, Санкт-Петербург, ул. Большая
Пороховская, д. 61 литера Б, помещ. 30.
Хранить во вторичной упаковке в горизонтальном положении при температуре от
минус 30°C до плюс 40°C
НЕ РОЯТЬ! НЕ БРОСАТЬ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ
«Устройство однократного применения»
Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ-КОДА

Рисунок 21 – Транспортная упаковка (тара).
Маркировка



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

двадцать два (22)

листа (ов).

Генеральный директор
«НИИ ГЕРОПРО»

[Signature]
В. А. Петров

