


Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов ID/AST DL-120 Coryne для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода *Corynebacterium* колориметрическим и турбидиметрическим методом на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель коммерческого директора по маркетингу и рекламе

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»



Данилов П. А.

«10» генв

2024 г.





DL

In vitro diagnostic reagent

REF 2701170020



Corynebacterium

ID/AST Test Card

Composition:

10 DL-120Coryne test cards

10 vials of diluent


10 vials of broth

5 vials of auxiliary reagent

Model:DL-120Coryne

Intended Use:Used for Corynebacterium identification and drug sensitivity testing.





Набор реагентов ID/AST DL-120 Coryne для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода *Corynebacterium* колориметрическим и турбидиметрическим методом на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сбоку)




Набор реагентов ID/AST DL-120 Coryne для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода *Corynebacterium* колориметрическим и турбидиметрическим методом на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики (Вид сзади)




Общий вид медицинского изделия.



Тестовая карта ID/AST DL-120 Coryne (вид сверху)




Тестовая карта ID/AST DL-120 Coryne (вид снизу)






Тестовая карта ID/AST DL-120 Coryne (вид сверху)



Тестовая карта ID/AST DL-120 Coryne (вид сбоку)



Дилуэнт (3,5 мл)



Рearнт AST (9,0 мЛ)



Реагент NIT A (2,0 мл)



Реагент NIT B (2,0 мл)



Реагент PYZ (2,0 мл)



Реагент HIP (1,5 мл)



Стерильное парафиновое масло (9,0 мл)

Набор реагентов ID/AST DL-120 Coryne для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода Corynebacterium колориметрическим и турбидиметрическим методом на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики, в составе:

1. → Тестовая карта ID/AST DL-120 Coryne — 10 шт.;
2. → Дилуэнт (3,5 мл) — 10 флаконов;
3. → Реагент AST (9,0 мл) — 10 флаконов;
4. → Реагент NIT-A (2,0 мл) — 1 флакон;
5. → Реагент NIT-B (2,0 мл) — 1 флакон;
6. → Реагент PYZ (2,0 мл) — 1 флакон;
7. → Реагент HIP (1,5 мл) — 1 флакон;
8. → Стерильное парафиновое масло (9,0 мл) — 1 флакон;
9. → Инструкция по применению — 1 шт.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРУС МЕДИКАЛ» (ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»)

Адрес: 115114, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ. КОЖЕВНИЧЕСКАЯ, Д. 10 СТР. 1

Тел.: +7-499-579-3303

E-mail: info@mirus-medical.com

Производитель:

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd. (Чжухай ДиЭль Биотех Ко. Лтд)

Адрес: No. 59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, 519040 Zhuhai, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода Corynebacterium.

Для применения с автоматическими анализаторами для идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антимикробным препаратам

Реагенты для диагностики in vitro.

Хранить при температуре от +2°C до +8°C

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

IVD



Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

INSTRUCTION FOR USE / ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Reagent Kit ID/AST DL-120 Coryne for identification and determination of sensitivity to antimicrobial drugs of bacteria of the genus Corynebacterium by colorimetric and turbidimetric method on analyzers DL-96A and D2mini for in vitro diagnostics / Набор реагентов ID/AST DL-120 Coryne для идентификации и определения чувствительности к антимикробным препаратам бактерий рода Corynebacterium колориметрическим и турбидиметрическим методом на анализаторах DL-96A и D2mini для in vitro диагностики



Manufacturer/ Производитель

Zhuhai DL Biotech Co., Ltd., No.59, Ding Wan 10th Road, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong Province, 519040, P.R. China

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»
CEO / Исполнительный Директор
Zhuhai DL Biotech Co., Ltd.

Lin Huaqing

Stamp/печать



Date: 03-03-2024

Rev. 1.0, 03-2024 / Ред. 1.0, 03-2024



Прошито, пронумеровано

20 Лариса) листа(ов)

ООО «Мирус Медикал»

Данилов П.А.

