


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОСПЕКТ»

 Панин А.С.

«13» декабря 2024 г.



**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению**

**Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и
повреждений опорно-двигательного аппарата TesnoBody
варианты исполнения: PROKIN-PK 204, PROKIN-PK 252**

Фотографические изображения

Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TespoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 204



Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TesnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 204



Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TechnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 204






Считыватель RFID



Кронштейн для компьютера и компьютер с сенсорным экраном



Нагрудный датчик



Кабель питания



Клавиатура



Ключ пациента RFID



Ключ инструктора RFID



USB накопители



Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после
заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата
TecnoBody

вариант исполнения (модель): ProKin-РК 204

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации
Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата
TecnoBody, вариант исполнения: PROKIN-РК 204




Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody, вариант исполнения: PROKIN-ПК 204 в транспортной упаковке

~	220-240 В; 1,5 А; 50 Гц		3,15 А, Т, L, 250 В
МОДЕЛЬ/ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ : PROKIN-PK 204		СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	РКЕ-_____
Максимальная нагрузка на поверхность: 150 кг			
	202_-_-_-	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ	 
	ТесноBody S.p.A. Via Lodi, n.10-24044 DALMINE (BG) - ITALY		
Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата ТесноBody			
Производитель: ТесноBody S.p.A. (Технободи С.П.А.), акционерное общество, адрес: Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BERGAMO), Italy (Виа Лоди, 10 - 24044 ДАЛЬМИНЕ (Бергамо - Италия), тел. +39 035 594363, e-mail: info@tecnobody.com			
Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ» (ООО «ПРОСПЕКТ»), адрес места нахождения: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 16, корпус 1 литер А, квартира 80, тел. 8 800 201 10 45, e-mail: 1@prorehabilitation.ru			

Макет этикетки Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата ТесноBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 204

Фотографические изображения

Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TesnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 252



Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 252



Вариант исполнения PROKIN-PK 252




Приставной модуль (отдельное сиденье) для работы в положении сидя для варианта исполнения PROKIN-PK 252



Считыватель RFID



Кронштейн для компьютера



Компьютер с сенсорным экраном




Нагрудный датчик



Кабель питания



Адаптер для сигнала Bluetooth



Клавиатура



Ключ пациента RFID



Ключ инструктора RFID



Принтер



USB накопители



Подставка для личных вещей пациента / инструктора




Место хранения нагрудного датчика



Стабилометрический шаблон



Приставной модуль (отдельное сиденье) для работы в положении сидя



Руководство по эксплуатации

Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 252



Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody, вариант исполнения: PROKIN-PK 252 в транспортной упаковке

~	220-240 В; 1,5 А; 50 Гц		3,15 А, Т, L, 250 В
МОДЕЛЬ/ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ : PROKIN-PK 252		СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	P2T-_____
Максимальная нагрузка на поверхность: 150 кг			
	202_-_-_-	СДЕЛАНО В ИТАЛИИ	
	Tecnobody S.p.A. Via Lodi, n.10-24044 DALMINE (BG) - ITALY		 
Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата Tecnobody			
Производитель: Tecnobody S.p.A. (Технободи С.П.А.), акционерное общество, адрес: Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BERGAMO), Italy (Виа Лоди, 10 - 24044 ДАЛЬМИНЕ (Бергамо - Италия), тел. +39 035 594363, e-mail: info@tecnobody.com			
Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ» (ООО «ПРОСПЕКТ»), адрес места нахождения: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 16, корпус 1 литер А, квартира 80, тел. 8 800 201 10 45, e-mail: 1@prorehabilitation.ru			

Макет этикетки Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата Tecnobody, вариант исполнения: PROKIN-PK 252

Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody

МОДЕЛЬ/ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: PROKIN-PK ____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ____-____



__20__

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ


Условия транспортировки и хранения



от -10 °C до +40 °C



от 10% до 85% (без конденсата)



от 650 гПа до 1100 гПа



TecnoBody S.p.A.
Via Lodi, n.10-24044 DALMINE (BG) - ITALY

Габаритные размеры не более ____ см × ____ см × ____ см

Масса брутто не более ____ кг

Производитель: TecnoBody S.p.A. (Технободи С.П.А.), акционерное общество, адрес: Via Lodi 10, 24044 Dalmine (BERGAMO), Italy (Италия), тел. +39 035 594363, электронная почта: info@tecnobody.com

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПЕКТ» (ООО «ПРОСПЕКТ»), адрес места нахождения: 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 16, корпус 1 литер А, квартира 80, тел. 8 800 201 10 45, электронная почта: 1@prorehabilitation.ru

Макет этикетки транспортной упаковки изделия Аппарат медицинский для лечения и реабилитации после заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody, варианты исполнения: PROKIN-PK 204, PROKIN-PK 252

Прошито и скреплено печатью
количество 31 (тридцать один) лист()
Генеральный директор ООО «ПРОСПЕКТ»
Панин / Панин А.С./



Подпись

ФИО