

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ФОТЕК»



А.В. Малеев

«10» января 2025 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПО ШГИД.942416.001ТУ

ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.000: Монополярные инструменты (электроды).

– с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью (электродом) в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника.

– с каналом для аспирации (ирригации).







ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.010: Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений.

– с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя).

– с каналом для аспирации.




ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.020: Монополярные инструменты (электроды) для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью (электродом) в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы.



ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.030: Монополярные инструменты (электроды).

- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы).
- для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы.
- для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы).



ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.040: Удлинители электродов.





ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.050: Монополярные инструменты (электроды) пинцеты с соединителем или контактом для касания.



ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.060: Биполярные инструменты (электроды).


- пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®);
- пинцеты с каналом для ирригации.





ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.070: Биполярные инструменты (электроды).

- зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»);
- ножницы;
- игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые.




• • • • •



ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.080: Биполярные инструменты (электроды).

- для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры;
- для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка;
- для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации.





ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.090: Держатели (кабели).

- для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления;
- для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов);
- для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов;
- для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом;
- адаптеры.






ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.100: Держатели (кабели).

- для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов);
- для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов);
- для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов);
- для подключения биполярных ножниц;
- для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»);
- для подключения биполярных резектоскопов;
- адаптеры.






ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.110: Нейтральные электроды.



ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.130: Кабели для подключения нейтральных электродов к высокочастотным электрохирургическим аппаратам.





ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.140: Держатели (кабели).

- для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления;
- для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений.




ВЧ инструменты группы ШГИД.03.759.150: Подставки для стерилизации инструментов.



Фотографическое изображение потребительской упаковки

Блистеры




www.fotek.ru

REF EM140

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/10482 от 01.06.2020



06.2024



Партия (LOT)
0000000136854

ООО "ФОТЕК"
620078, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, стр. 145А
тел. +73432176340
https://fotek.ru
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077330385 [10]136854

www.fotek.ru





REF EM270-1CE

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/10482 от 01.06.2020



02.2024



Партия (LOT)
0000000129645


ООО "ФОТЕК"
620078, обл. Свердловская
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, стр. 145А
тел. +7343217-63-40
https://fotek.ru
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077334024 [10]129645

Пакеты



Коробки





REF EM299-2

Регистрационное удостоверение:
РЗН 2020/10482 от 01.08.2020



05.2024

Партия (LOT)
.717875



ООО "ФОТЕК"
620078, обл. Свердловская,
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, стр. 145А
тел. +73432176340
<https://fotek.ru>
e-mail: fotek@fotek.ru

[01]04660077337742 [10].717875

Фотографическое изображение транспортной упаковки





УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ФОТЕК»

А.В. Малеев




Маркировка медицинского изделия
«Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ»

1. Маркировка изделия (если позволяют размеры ВЧ инструмента)



2. Маркировка потребительской (индивидуальной) упаковки


Блистер



Пакет



3. Маркировка транспортной упаковки





1

 
 ООО "ФОТЕК" 620078, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 145А https://fotek.ru

2

Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ	
РУ № РЗН 2020/10482 от 01.06.2020	
Место/Мест ____ / ____ Масса брутто	

3

					
Условия транспортирования Transport temperature			Условия хранения Storage temperature		

прошито и пронумеровано 3
(44) листов.
Директор ООО "ФОТЕК"
_____ А.В.Малеев

