



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЯДРАН»
Йованович Д.

«27» 04 2024 г.

Проект маркировки на потребительскую упаковку медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®»

АКВА
МАРИС® для детей с рождения

АКВА
МАРИС® для детей

регулярный уход



НАСАДКИ ДЛЯ НАЗАЛЬНОГО
АСПИРАТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ АКВА МАРИС®

- УДАЛЯЮТ СЛИЗЬ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА
- ВОССТАНАВЛИВАЮТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



10 ЭКСТРАМЯГКИХ
СМЕННЫХ НАСАДОК
ДЛЯ АСПИРАТОРА НАЗАЛЬНОГО АКВА МАРИС®



Претензии к качеству следует направлять в адрес
ООО «БДРАН», 119330, г. Москва,
Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
тел.: +7 (495) 970-18-82

Насадки сменные для аспиратора назального для детей
«АКВА МАРИС®»
ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Силена 20, 51000 Ривко, Хорватия.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФАРМАЛИНК, СЛ, Проспект Университет Аутонома, 13 Технолошки
Парк дель Вальес - 08290 Серранола дель Вальес, Барселона, Испания
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАЛИНК, СЛ, КИТА ДЕ ВАЛЬЕС ТН-2034
КМ.О. - 43886 АНГЛАВЕЛЛА (ПАРАГОНА) ИСПАНИЯ



93000079702

1. Взяв мундштук в рот, вставить наконечник в один из носовых ходов ребенка и осторожно втягивать ртом воздух через мундштук. Абсорбирующий фильтр не сдвинуть и будет удалять слизь из полости носа.

2. Отсоединить насадку и выбросить ее.

3. Промывать насадку в кипяченой воде.

4. Проверить целостность насадки.



1. Помогите ребенку на спину на безопасную и удобную поверхность.

2. Присоединить насадку к корпусу аспиратора.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

10 ЭКСТРАМЯГКИХ СМЕННЫХ НАСАДОК
ДЛЯ ДЕТЕЙ АКВА МАРИС®
НАЗНАЧЕНИЕ:
для аспиратора назального
для совместного использования с "Аспиратором
для детей АКВА МАРИС®" с целью удаления
слизистых выделений из носа у детей при
инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей.

AQUA
MARIS®
for kids

СОСТАВ: стерильная вода, пролонгированный антисептик, консервант.
Способ применения: использовать по инструкции.
Срок годности: 3 года.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.

АКВА
МАРИС® для детей



**АКВА
МАРИС®**



с рождения

регулярный уход



**НАСАДКИ ДЛЯ НАЗАЛЬНОГО
АСПИРАТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ АКВА МАРИС®**

- УДАЛЯЮТ СЛИЗЬ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА
- ВОССТАНАВЛИВАЮТ СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ



**10 ЭКСТРАМЯГКИХ
СМЕННЫХ НАСАДОК**
ДЛЯ АСПИРАТОРА НАЗАЛЬНОГО АКВА МАРИС®

Насадки сменные для аспиратора назального для детей
«АКВА МАРИС®»

ВЛАДЕЛЕЦ РУ: ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о., Сангю 20, 51000 Риека, Хорватия.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФАРМАЛИНК, С.Л., Проспект Университат Аутонома, 13 Текнолопический
Парк дель Вальес - 08290 Серданьо-дель-Вальес, Барселона, Испания.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: ФАРМАЛИНК, С.Л., КТРА. ДЕ ВАЛЬЕС ТВ-2034,
КМ 6 - 43886 ВИЛАБЕЛЬЯ (ТАРРАГОНА) ИСПАНИЯ



**АКВА
МАРИС®**
для детей

Претензии к качеству следует направлять в адрес
ООО «ЯДРАНЪ»: 119330, г. Москва,
Ломоносовский проспект, д. 38, офис 30,
тел.: +7 (495) 970-18-82

70/65/000006

RU

АКВА
МАРИС®
9+
гемел

AQUA
MARIS®

for
kids

10 ЭКСТРАМЯГКИХ СМЕННЫХ НАСАДОК
ДЛЯ АСПИРАТОРА НАЗАЛЬНОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ АКВА МАРИС®



НАЗНАЧЕНИЕ:

для совместного использования с "Аспиратором
назальным для детей АКВА МАРИС®" с целью удаления
слизистых выделений из носа у детей при
инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



1 Положить ребенка
на спину на безопасную
и удобную поверхность.



2 Присоединить
сменную насадку
к центральной части
корпуса аспиратора.



3 Взять мундштук в рот, вставить
наконечник в один из носовых
ходов ребенка и осторожно
втягивать ртом воздух через
мундштук. Абсорбирующий фильтр
насадки будет удерживать
выделения, препятствуя их
попаданию в аспирационную
трубку, таким образом, любое
проглатывание выделений
исключено. Повторить процедуру
для другого носового хода.



4 Отсоединить
использованную
насадку и выбросить ее.

СОСТАВ: сменная насадка - термопластичный эластомер, гофрированный
рандом сорбент, абсорбирующий
использованный материал.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Транспортировать и хранить изделие в
неиспользованных упаковочных коробках, с защитой от прямого
солнечного света, при температуре от 0°C до 25°C, относительной
влажности воздуха 35-85%, атмосферном давлении 70-100 кПа.


СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:
№ РЗН 2017/5897 от 03.07.2017 года

Серия №

Батч №

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).

Генеральный директор,
ООО «ЯДРАН»  Иванович Д.

«27» 09 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЯДРАН»

Йованович Д.



«27»

04

2024 г.

Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия

Насадки сменные для аспиратора назального для детей «АКВА МАРИС®»



ООО «ЯДРАН»

Адрес места нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.6, комн. 26, 1 этаж

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119330, Москва, Ломоносовский проспект 38, офис VII

Тел./факс: +7(499)143-33-71

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО «ЯДРАН»

Адрес места нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 6, комн. 26, 1 этаж

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119330, Москва, Ломоносовский проспект 38, офис VII

Тел./факс: +7(499)143-33-71

 ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




ООО «ЯДРАН»

Адрес места нахождения: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 6, комн. 26, 1 этаж

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 119330, Москва, Ломоносовский проспект 38, офис VII

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).



Генеральный директор
ООО «ЯДРАН»  Иованович Д.

«27» 07 2024 г.